

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ MOBIAK

κωδ. **0807423**

Ποδήλατο mini
Ενεργοπαθητικής Γυμναστικής

κωδ. **0807424**

Ποδήλατο
Ενεργοπαθητικής
Γυμναστικής



Τεχνικά χαρ/κά:

- 15-20 λεπτά χρήσης ισούται με 30 λεπτά άσκησης
- Ολοκληρωμένη άσκηση άνω και κάτω άκρων
- Προσφέρει μια πλήρη προπόνηση για τα χέρια και τα πόδια
- Υλικά προϊόντος: πλαστικό ABS / ατσάλι
- Ηλεκτρική χρήση: 220V-13W 0,13A
- Χρόνος χρήσης: 5-30 λεπτά
- Στροφές: 6-60 ανά λεπτό
- Αυτόματη διακοπή μετά από 1 ώρα συνεχούς χρήσης



Τεχνικά χαρ/κά:

- Ολοκληρωμένη άσκηση ταυτόχρονα άνω και κάτω ακρών.
- Υλικά προϊόντος: Ανοξείδωτο και Εργονομικό, Γκριπ με Πετάλι Πολιουρεθάνης
- Ηλεκτρική χρήση: 220V - 50W 0,13A
- Χρόνος 1 - 30 λεπτά
- Στροφές: 18 - 80 ανά λεπτό
- Αυτόματη διακοπή μετά από 1 ώρα συνεχούς χρήσης

κωδ. **0807425**

Μπότα Ακίνητοποίησης
Αστράγαλων (πετάλι)

Μπότα Ακίνητοποίησης
Αστράγαλων (πετάλι) για
το ποδήλατο 0807423

(Προαιρετικό αξεσουάρ)



ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ