






τεχνολογία που σου ταιριάζει!

έχουμε τόσα...
να σας προσφέρουμε!




MOBIAK[®]
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

Αυχέννας




Σπονδυλική στήλη



Άνω άκρα



Κάτω άκρα



1 ΝΕΟΡRAIR
ΣΕΙΡΑ ONE SIZE
ΣΕΛ. 6, 7, 8, 9

2 ΜΟΤΤΙΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΣΕΛ. 10, 11

3 ΑCΤΙΒΟ SΡORT
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΣΕΛ. 12, 13, 14

4 ΑCΤΙΒΟ SKIN
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΕΙΡΑ
ΣΕΛ. 15, 16, 17

5 ΑΝΩ ΑΚΡΟ
ΣΕΛ. 18

6 ΚΑΡΠΟΣ - ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ
ΝΑΡΘΗΚΕΣ
ΚΑΡΠΟΥ - ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ
ΣΕΛ. 19

7 ΚΑΡΠΟΣ
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΡΠΟΥ
ΕSSENCIAL ΜΕ
ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ
ΕΛΑΣΜΑ
ΣΕΛ. 20, 21

8 ΩΜΟΣ
> ΦΑΚΕΛΟΙ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
> ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΩΜΟΥ
ΣΕΛ. 22, 23, 24

9 ΑΓΚΩΝΑΣ
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΑ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΣΕΛ. 25

10 ΔΑΚΤΥΛΑ
ΝΑΡΘΗΚΑΣ
ΔΑΚΤΥΛΩΝ
ΧΕΡΙΟΥ
ΣΕΛ. 26, 27

11 ΑΥΧΕΝΑΣ
> ΚΟΛΑΡΑ
> ΝΑΡΘΗΚΕΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΕΛ. 28, 29, 30, 31

12 ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
> ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΟΡΜΟΥ, 3 ΣΗΜΕΙΩΝ
& TAYLOR - ΣΕΛ. 33, 34, 35
> ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΘΩΡΑΚΟΣ - ΣΕΛ. 35
> ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΘΩΡΑΚΟΣΦΥΓΙΚΟΣ
ΣΕΛ. 36
> ΝΑΡΘΗΚΕΣ & ΖΩΝΕΣ ΟΣΦΥΟΣ
ΣΕΛ. 37 - 40

13 ΓΟΝΑΤΟ
ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ
ΣΕΛ. 41

14 ΓΟΝΑΤΟ
ΑΙΡ ΤΕΚ
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ
ΣΕΛ. 42, 43

15 ΓΟΝΑΤΟ
ΝΑΡΘΗΚΑΣ
ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
e - sense
ΣΕΛ. 44

16 ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ
ΝΑΡΘΗΚΑΣ
DRΟP FOOT
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ
ΣΕΛ. 45, 46
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΙΡ FΙX
ΣΕΛ. 46

17 ΙΣΧΙΟ
ΝΑΡΘΗΚΑΣ
ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΙΟΥ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΣΕΛ. 47

18 ΥΠΟΔΗΜΑ
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ
PRIM
ΣΕΛ. 48

19 ΚΑΛΥΜΑ ΓΥΦΟΥ
ΓΙΑ ΧΕΡΙ - ΠΟΔΙ
ΣΕΛ. 49

20 ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΣΕΛ. 51, 52, 53

21 ΠΑΙΔΙΚΗ
ΣΕΙΡΑ
ΣΕΛ. 54, 55

22 STAND
ΣΕΛ. 56 - 59



Θεραπευτική Θερμότητα

Ο εσωτερικός κύκλος θερμότητας διατηρείται χάρη στις εγγενείς ιδιότητες του νεοπρενίου. Θερμότητα που **ανακουφίζει τον πόνο** και μειώνει τον χρόνο αποθεραπείας

Αποβάλλει
τον ιδρώτα

AirLock SYSTEM 

Διατηρεί την
θερμοκρασία
του σώματος

Διατηρεί την
θερμοκρασία.
Αναπνέει...

Η τεχνολογία του AirLock System παράγει κανάλια στο νεοπρένιο που επιτρέπουν στα μόρια του ιδρώτα να εξατμιστούν επιτρέποντάς στο δέρμα να αναπνεύσει.

Μοντέρνα Συσκευασία



Κωδ.: 0802602
Ref.: NPOS154

Ζώνη Οσφύος NEOPRAIR Ψηλή ONE SIZE

one
size

Χαρακτηριστικά:
Μεγάλη περιοχή εφαρμογής που διευκολύνει την τοποθέτηση και βελτιώνει την άνεση.

Ενδείξεις:
Ήπιος πόνος στην πλάτη, μυϊκή υποτονία.



Κωδ.: 0802603
Ref.: NPOS155

Ζώνη Οσφύος NEOPRAIR ONE SIZE

one
size

Χαρακτηριστικά:
4 μπανέλες που παρέχουν μεγαλύτερη σταθερότητα στην οσφυϊκή περιοχή. Ανατομική στερέωση για βελτιωμένη εφαρμογή.

Ενδείξεις:
Οξεία και χρόνια οσφυαλγία, μικρά τραύματα.



Κωδ.: 0802604
Ref.: NPOS172

Περιογκώνιο Επικονδυλίτιδας NEOPRAIR ONE SIZE

one
size

Χαρακτηριστικά:
Επίθεμα σιλικόνης που πιέζει τον τένοντα για να βοηθήσει στην εξάλειψη του πόνου. Εσωτερική λωρίδα σιλικόνης για την αποτροπή της περιστροφής της άρθρωσης. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:
Πλευρική επικονδυλίτιδα (αγκώνα τένις), έσω επικονδυλίτιδα (αγκώνα του γκολφ).



Κωδ.: 0802609
Ref.: NPOS173

Περιογκωνίδα NEOPRAIR ONE SIZE

one size

Χαρακτηριστικά:

Διπλό ιμάντα πρόσδεσης για βέλτιστη εφαρμογή. Επιτρέπει τον έλεγχο της πίεσης. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Φροντίδα και πρόληψη των μυϊκών τραυματισμών, πλευρική επικονδυλίτιδα (αγκώνα τένις), έσω επικονδυλίτιδα (αγκώνα του γκολφ).

Κωδ.: 0802607
Ref.: NPOS167

Νάρθηκας Καρπού NEOPRAIR ONE SIZE

one size

Χαρακτηριστικά:

Περιτυλίσσεται γύρω από το τραπέζοιδες, το μετακάρπιο και τον καρπό. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Οστεοαρθρίτιδα, αρθρίτιδα, τενοντίτιδα, διαστρέμματα, μικροί τραυματισμοί των αρθρώσεων.

Κωδ.: 0802608
Ref.: NPOS165

Νάρθηκας Καρπού Αντίχειρα NEOPRAIR ONE SIZE

one size

Χαρακτηριστικά:

Περιτυλίσσεται γύρω από το τραπέζοιδες, το μετακάρπιο και το καρπό.

Μειώνει τον πόνο και την αστάθεια του αντίχειρα.

Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Αρθρίτιδα, τενοντίτιδα, διαστρέμματα και ελαφρά τραύματα.

Κωδ.: 0802606
Ref.: NPOS164

Περικάρπιο NEOPRAIR ONE SIZE

one size

Χαρακτηριστικά:

Εύκολα ρυθμιζόμενος μη ελαστικός ιμάντας. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Οστεοαρθρίτιδα, αρθρίτιδα, τενοντίτιδα, διαστρέμματα, μικροί τραυματισμοί των αρθρώσεων, κακώσεις καρπού.

Μοντέρνα
Συσκευασία



bilateral

Κωδ.: 0802610
Ref.: NPOS147

Περιμηρίδα NEOPRAIR ONE SIZE

one size

Χαρακτηριστικά:

Εσωτερικές ζώνες σιλικόνης με αντιολισθητικό αποτέλεσμα. Διπλό ιμάντα πρόσδεσης για βέλτιστη εφαρμογή. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Κακώσεις και θλάσεις μηρού, μετ'εγχειρητικό.



Μοντέρνα
Συσκευασία

Κωδ.: 0802611
Ref.: NPOS120

Περικνημίδα NEOPRAIR ONE SIZE

one size

Χαρακτηριστικά:

Συνδυάζει αναπνεόμενο neoprene διαφορετικού πάχους για μεγαλύτερη άνεση στη γάμπα.

Εσωτερικές ζώνες σιλικόνης με αντιολισθητικό αποτέλεσμα. Τριπλό ιμάντα πρόσδεσης για βέλτιστη εφαρμογή. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Κακώσεις και θλάσεις γαστροκνημιαίου, μεταχειρουργικό.

Κωδ.: 0802605
Ref.: NPOS132

Υποεπιγονατιδικό Strap NEOPRAIR ONE SIZE

one size

Χαρακτηριστικά:

Επίθεμα επιγονατίδας σιλικόνης που αποφορτίζει τον επιγονατιδικό τένοντα.

Με αντιολισθητική επίδραση.

Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Ασθένεια Osgood - Schlatter, τενοντίτιδα, αθλητικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν αναγκαστική επέκταση του γόνατος.

Κωδ.: 0802612
Ref.: NPOS136

Επιγονατίδα NEOPRAIR με Μπανέλες - Οπή & Σιλικόνη ONE SIZE

one size

Χαρακτηριστικά:

Κυκλικός δακτύλιος για τη σταθεροποίηση της επιγονατίδας.

4 μπανέλες για τη βελτίωση της πλευρικής σταθερότητας.

Εσωτερικές ζώνες σιλικόνης με αντιολισθητικό αποτέλεσμα. Άνοιγμα στην ιγνυακή περιοχή για μεγαλύτερη άνεση. Διπλό ιμάντα πρόσδεσης για βέλτιστη εφαρμογή.

Αμφιδέξιο

Ενδείξεις:

Πόνος στις αρθρώσεις, τενοντίτιδα, αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, τραυματισμοί επιγονατιδίων, τραυματισμοί πλευρικού συνδέσμου γόνατος, ασθένεια Osgood-Schlatter, μαλάκυνση χόνδρου επιγονατίδας, επιγονατιδίων, μετεγχειρητική θεραπεία.

Κωδ.: 0802613
Ref.: NPOS111

Επιστραγαλίδα NEOPRAIR με Strap ONE SIZE

one size

Χαρακτηριστικά:

Συνδυάζει αναπνεόμενο neoprene διαφορετικού πάχους για μεγαλύτερη άνεση στο πόδι και την περιοχή στερέωσης.

Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Ελαφρά διαστρέμματα και πρόληψη διαστρέμματος κατά την άσκηση, τενοντίτιδα.

Κατάλληλο για τη θεραπεία:
Πλευρικής επικονδυλίτιδας (αγκώνα τένις)
Έσω επικονδυλίτιδας (αγκώνα γκολφ)

Κωδ.: 0802787
Ref.: T29

Περιογκώνιο επικονδυλίτιδας
Mottio



> Strap επικονδυλίτιδας

Σχεδιασμένο για να ανακουφίσει την υπερβολική πίεση που διατίθενται στους επικόνδρους κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.

- > Ανατομικό μαξιλαράκι εσω - κονδυλίτη όπου αποφορτίζει τον τένοντα και δημιουργεί μια αίσθηση μασάζ. 100% σιλικόνης, ενσωματωμένο σε απορροφητικό ύφασμα για μεγαλύτερη άνεση. Επανατοποθετούμενο.
- > Ελαστική δέστρα για δυναμική ρύθμιση πίεσης.
- > Ανατομική κατασκευή για να ρυθμίζεται στο σημείο του πήχη ευκολότερα.
- > Υπό - αλλεργική αντιολισθητική στήριξη για την αποφυγή της άσκοπης περιστροφής αυτής.
- > Αναπνέον ύφασμα χωρίς ραφές για μέγιστη άνεση.



> 100% σιλικόνης.
Ανατομικό προσθαφαιρούμενο μαξιλαράκι το οποίο δημιουργεί την αίσθηση του μασάζ.



support straps
for high performance

Κατάλληλο για τη θεραπεία:
ασθένειας Osgood-Schlatter,
επιγονατιδικής τενοντίτιδας
(γόνατο βραχίονα),
Chondromalacia επιγονατίδας

Κωδ.: 0802788
Ref.: T129

Υποεπιγονατιδικό Strap
Mottio



> Πάντα σε
κίνηση

> υποστήριξη της επιγονατίδας

Αναπτύχθηκε για να ανακουφίσει την υπερβολική καταπόνηση που έχει τεθεί στον επιγονατιδικό τένοντα κατά τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας.

- > Ανατομικό μαξιλαράκι επιγονατίδας όπου αποφορτίζει τον τένοντα και δημιουργεί μια αίσθηση μασάζ. 100% σιλικόνης. Με αντιολισθητική επίδραση για την αποφυγή της πτώσης της δέστρας.
- > Ελαστική δέστρα για δυναμική ρύθμιση πίεσης.
- > Ανατομική κατασκευή για να ρυθμίζεται στο σημείο της επιγονατίδας ευκολότερα.
- > Αναπνέον ύφασμα χωρίς ραφές για μέγιστη άνεση.




Ανατομικό μαξιλαράκι προσθαφαιρούμενο που δημιουργεί την αίσθηση μασάζ.



support straps
for high performance

Νέα σειρά
προϊόντων
όρθωσης για
αθλητικές
δραστηριότητες

Ανατομικό σχήμα για ασφαλέστερη
εφαρμογή
- Μείωση του βαθμού συμπίεσης
- Ολοκληρωμένο σύστημα



αντιολισθητικής
προστασίας
- Χωρίς ραφές
για μεγαλύτερη
άνεση & χωρίς
ερεθισμούς.
- Πλευρική
σταθεροποίηση
για παραμονή στο
σημείο εφαρμογής.

Τεχνολογία που
σου ταιριάζει

AirQuick

Σχεδιασμένα για μέγιστη αναπνοή, όλοι οι ελαστικοί επίδεσμοι Aqativo ενσωματώνουν το ύφασμα AirQuick, το οποίο απορροφά γρήγορα και αποβάλλει την υγρασία προς τα έξω, επιτρέποντας τη συνεχή ροή του αέρα.

Δέρμα στεγνό, Απόλυτη άνεση.

Οι ελαστικοί επίδεσμοι Aqativo, δομημένοι με ελαφριές και εύκαμπτες 3D ίνες, προσαρμόζονται σαν ένα δεύτερο δέρμα, παρέχοντας μια απαλή και ευεργετική συμπίεση κατά τη διάρκεια της αθλητικής πρακτικής.

Οι επιλεκτικές περιοχές συμπίεσης, προστατεύουν τους μυς και τις αρθρώσεις από υπερφόρτωση, ευνοούν την κυκλοφορία του αίματος και αυξάνουν τη αθλητική απόδοση.

**SKIN
TECH
3D**

Ένας αποτελεσματικός σύμμαχος για τους αθλητές



Ref.: P704

Ύφανση 3D χωρίς ραφές Πηχεοκαρπικός Νάρθηκας Ελαστικός AQTIVO SPORT

	Size	Measurement (cm)*
Κωδ.: 0802614	S	14 - 17
Κωδ.: 0802615	M	17 - 20
Κωδ.: 0802616	L	20 - 24



Περιφέρεια καρπού

Χαρακτηριστικά:

Περιδέστε τον καρπό για την επιλεκτική ενίσχυση συμπίεσης. Χωρίς ραφή για μεγαλύτερη άνεση & χωρίς ερεθισμούς. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Ήπια οστεοαρθρίτιδα του καρπού, διαστρέμματα, μετά από τραυματισμό ή μετεγχειρητικές φλεγμονώδεις καταστάσεις, τενονσινοβίτιδα. Προληπτικό μέτρο κατά τη διάρκεια αθλητικών και εργασιακών δραστηριοτήτων.

Ref.: P706

Επιστραγαλίδα Ελαστική με Επίθεμα Σιλικόνης & Δεσίματα Σταυρωτά AQTIVO SPORT

	Size	Measurement (cm)*
Κωδ.: 0802624	S	17 - 20
Κωδ.: 0802625	M	20 - 23
Κωδ.: 0802626	L	23 - 26



Περιφέρεια αστραγάλου

Χαρακτηριστικά:

Λειτουργική εφαρμογή οκτωειδούς δέστρας που επιτρέπει την επιλεκτική ακινητοποίηση και παρέχει σταθερότητα κάτω από υψηλά φορτία. Ανατομικό σχήμα. Ανατομική επένδυση σιλικόνης που βοηθά στη διασπορά της έντασης και στη μείωση του στρες στον αστράγαλο, παρέχοντας σταθεροποίηση. Χωρίς ραφή για μεγαλύτερη άνεση χωρίς ερεθισμούς. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Ήπια οστεοαρθρίτιδα και αρθρίτιδα του αστραγάλου, μικρές βλάβες και αστάθεια, ενοχλήσεις των αρθρώσεων, παραμορφώσεις, χρόνιος ερεθισμός, μετεγχειρητική και μετά τον τραυματισμό, αδυναμία των συνδέσμων. Προληπτικό μέτρο κατά τη διάρκεια αθλητικών και εργασιακών δραστηριοτήτων.

Ref.: P701

Επιγονατίδα Ελαστική με Μπανέλες & Επίθεμα Σιλικόνης AQTIVO SPORT

	Size	Measurement (cm)*
Κωδ.: 0802620	S	32 - 35
Κωδ.: 0802621	M	36 - 39
Κωδ.: 0802622	L	40 - 46
Κωδ.: 0802623	XL	47 - 52



Περιφέρεια γονάτου

Χαρακτηριστικά:

Ανατομικό μαξιλάρι επιγονατίδας που κεντράρει την επιγονατίδα. Ενσωματωμένο σύστημα αντιολισθητικής προστασίας για την αποφυγή ολίσθησης από την όρθωση, Μαλακός κυκλικός δακτύλιος. Πλευρική ενίσχυση για καλύτερο έλεγχο. Χωρίς ραφή για μεγαλύτερη άνεση χωρίς ερεθισμούς. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Ήπια οστεοαρθρίτιδα και αρθρίτιδα του γόνατος, ελαφρύς τραυματισμός και αστάθεια, ήπια διαστρέμματα, μετεγχειρητικές φλεγμονώδεις καταστάσεις.



Ref.: P707

Περιογκωνίδα Ελαστική με Επίθεμα Σιλικόνης AQTIVO SPORT

	Μέγεθος	Μέτρηση (cm)*
Κωδ.: 0802617	S	23 - 27
Κωδ.: 0802618	M	27 - 31
Κωδ.: 0802619	L	31 - 35



Περίφερα αγκώνα

Χαρακτηριστικά:

Ανατομική επένδυση σιλικόνης για πλευρική επικοινωνία.
Ο ιμάντας του αντιβράχιου ενισχύει επιλεκτικά την πίεση.
Χωρίς ραφή για μεγαλύτερη άνεση χωρίς ερεθισμούς.
Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Ήπια οστεοαρθρίτιδα του αγκώνα, πλευρική και μεσαία επικοινωνία, μετεγχειρητικές φλεγμονώδεις καταστάσεις, μετά από τραυματισμό, τενοντίτιδα, ελαφρύ μώλωπα.



Τελευταίας Γενιάς Νάρθηκας Αντίχειρα

Ref.: AM202G

Νάρθηκας Ακινητοποίησης Αντίχειρα AIR MED

Μεγέθη	Μετρήσεις (cm)*		Κωδ.
	Καρπός	Αντίχειρας	
S	14 - 18	5 - 7	Κωδ.: 0802789
L	18 - 22	6 - 8	Κωδ.: 0802790



Περίφερα καρπού



Αμφιδέξια Σχεδίαση.

Ο σχεδιασμός επιτρέπει στο στήριγμα να χρησιμοποιείται στο αριστερό και στο δεξί χέρι.

Χαρακτηριστικά:

Σταθεροποίηση και ακινητοποίηση.

Ενδείξεις:

Σύνδρομο De Quervain.
Μετατραυματική ακινητοποίηση αντίχειρα.

Ζώνες αερισμού και εξαερισμού.

Κατασκευασμένο από αεριζόμενο βελούδο και υλικά τελευταίας γενιάς (αφρός, βελούδο, σπόγγος).

Σύστημα ακινητοποίησης.

Αποτελείται από έναν ελαστικό αλουμινένιο νάρθηκα, ο οποίος μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τη μορφολογία του ασθενούς.



AM202G ● Grey

activo skin

- > Ανατομικό σχήμα για ασφαλέστερη εφαρμογή
- > Μείωση του βαθμού συμπίεσης
- > Ενσωματωμένο σύστημα αντιολισθητικής προστασίας
- > Χωρίς ραφές για μεγαλύτερη άνεση χωρίς ερεθισμούς.
- > Πλευρική σταθεροποίηση ώστε να παραμένει στην θέση του.



Ύφανση AirQuick

Σχεδιασμένο για μέγιστο αερισμό, τα Activo Skin περιέχουν ύφανση AirQuick, τα οποία απορροφούν γρήγορα και αποβάλλουν την υγρασία προς τα έξω, επιτρέποντας συνεχή ροή αέρα.

Στεγνό δέρμα για μέγιστη άνεση.

Νέα σειρά σχεδιασμένη για καθημερινή χρήση

Περικάρπιο Ελαστικό Μπεζ AQTIVO SKIN



Χαρακτηριστικά:

Με ιμάντα περίδεσης καρπού. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Σταθεροποίηση και συμπίεση μετά από τραυματισμούς στον καρπό.
Ήπια οστεοαρθρίτιδα του καρπού, γενικός πόνος στον καρπό, τενοντίτιδα, ελαφρύ μώλωπα.
Προληπτικό μέτρο κατά τη διάρκεια αθλητικών και εργασιακών δραστηριοτήτων.



Υφανση AirQuick

Σχεδιασμένο για μέγιστο αερισμό, τα Activo Skin περιέχουν ύφασμα AirQuick, τα οποία απορροφούν γρήγορα και αποβάλλουν την υγρασία προς τα έξω, επιτρέποντας συνεχή ροή αέρα.
Στεγνό δέρμα για μέγιστη άνεση.

Ref.: P704BG

Πηγεοκαρπικός Νάρθηκας Ελαστικός Μπεζ AQTIVO SKIN

Χαρακτηριστικά:

Με ιμάντα περίδεσης καρπού. Αμφιδέξιο..

Ενδείξεις:

Σταθεροποίηση και συμπίεση μετά από τραυματισμούς στον καρπό.
Ήπια οστεοαρθρίτιδα του καρπού, μετά τον τραυματισμό ή μετ'εγχειρητικές, φλεγμονώδεις καταστάσεις, τενοντίτιδα.
Προληπτικό μέτρο κατά τη διάρκεια αθλητικών και εργασιακών δραστηριοτήτων.



Μέγεθος Μετρήσεις (cm)*

S	14 - 17	Κωδ.: 0802628
M	17 - 20	Κωδ.: 0802629
L	20 - 24	Κωδ.: 0802630



Περιογώνιο ελαστικό με πίετρο σιλικόνης μπεζ AQTIVO SKIN Αμφιδέξιο

Ref.: P707BG

Περιογώνια Ελαστική AQTIVO SKIN

Μέγεθος Μετρήσεις (cm)*

Κωδ.: 0802631	S	23 - 27
Κωδ.: 0802632	M	27 - 31
Κωδ.: 0802633	L	31 - 35



Περιφέρεια αγκώνα. Αμφιδέξιο

Χαρακτηριστικά:

Ανατομική επένδυση για επικοινωνία. Αντιβράχιο με ρυθμιζόμενο Strap.
Μαλακή περιοχή αντιβραχίου και αγκώνα. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Σταθεροποίηση και συμπίεση μετά από ελαφρά τραύματα στον αγκώνα.
Ήπια οστεοαρθρίτιδα του αγκώνα, πλευρική και μεσαία επικοινωνία, μετεγχειρητικές φλεγμονώδεις καταστάσεις, μετά τον τραυματισμό, τενοντίτιδα, ελαφρύ μώλωπα.
Προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια του αθλητισμού και των εργασιακών δραστηριοτήτων.

Ref.: P705BG

Επιστραγαλίδα ελαστική με επίθεμα Σιλικόνης AQTIVO SKIN

Μέγεθος Μετρήσεις (cm)*

Κωδ.: 0802642	S	17 - 20
Κωδ.: 0802643	M	20 - 23
Κωδ.: 0802644	L	23 - 26



Περιφέρεια αστραγάλου. Αμφιδέξιο.

Χαρακτηριστικά:

Μαλακό πάτημα και στην περιοχή της πτέρνας. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Σταθεροποίηση και συμπίεση μετά από μικρές βλάβες στον αστράγαλο. Ήπια οστεοαρθρίτιδα και αρθρίτιδα του αστραγάλου, μικρές βλάβες και αστάθεια, ενοχλήσεις των αρθρώσεων, παραμορφώσεις και εκρήξεις, χρόνιος ερεθισμός, μετεγχειρητικές και μετά τον τραυματισμό, αδυναμία των συνδέσμων. Προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια του αθλητισμού και των εργασιακών δραστηριοτήτων.

Ref.: P706BG

Επιστραγαλίδα Ελαστική με Επίθεμα Σιλικόνης & Σταυρωτά Δεσμάτα AQTIVO SKIN

Μέγεθος Μετρήσεις (cm)*

Κωδ.: 0802645	S	17 - 20
Κωδ.: 0802646	M	20 - 23
Κωδ.: 0802647	L	23 - 26



Περιφέρεια αστραγάλου. Αμφιδέξιο.

Χαρακτηριστικά:

Μαλακή περιοχή καμάρας και πτέρνας. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Σταθεροποίηση και συμπίεση μετά από μικρές βλάβες στον αστράγαλο. Ήπια οστεοαρθρίτιδα και αρθρίτιδα του αστραγάλου, μικρές βλάβες και αστάθεια, ενοχλήσεις των αρθρώσεων, παραμορφώσεις και εκρήξεις, χρόνιος ερεθισμός, μετεγχειρητικές και μετά τον τραυματισμό, αδυναμία των συνδέσμων.
Προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια των αθλητικών και εργασιακών δραστηριοτήτων.



Υφανση AirQuick

Σχεδιασμένο για μέγιστο αερισμό, τα Activo Skin περιέχουν ύφασμα AirQuick, τα οποία απορροφούν γρήγορα και αποβάλλουν την υγρασία προς τα έξω, επιτρέποντας συνεχή ροή αέρα.
Στεγνό δέρμα για μέγιστη άνεση.



Ref.: P700BG

Επιγονατίδα Ελαστική AQTIVO SKIN

Μέγεθος Μετρήσεις (cm)*

Κωδ.: 0802634	S	32 - 35
Κωδ.: 0802635	M	36 - 39
Κωδ.: 0802636	L	40 - 46
Κωδ.: 0802637	XL	47 - 52



Περιφέρεια γονάτου.

Χαρακτηριστικά:

Ενσωματωμένο σύστημα αντι - ολισθητικής προστασίας. Μαλακός δακτύλιος. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Σταθεροποίηση και συμπίεση μετά από μικρές βλάβες στο γόνατο. Ήπια οστεοαρθρίτιδα και αρθρίτιδα του γόνατος, ελαφρύ τραυματισμό και αστάθεια, ήπια διαστρέμματα, φλεγμονές.
Προληπτικό μέτρο κατά τη διάρκεια αθλητικών και εργασιακών δραστηριοτήτων.

Ref.: P701BG

Επιγονατίδα Ελαστική με Μπανέλες & Επίθεμα Σιλικόνης AQTIVO SKIN

Μέγεθος Μετρήσεις (cm)*

Κωδ.: 0802638	S	32 - 35
Κωδ.: 0802639	M	36 - 39
Κωδ.: 0802640	L	40 - 46
Κωδ.: 0802641	XL	47 - 52



Περιφέρεια γονάτου.

Χαρακτηριστικά:

Ενσωματωμένο σύστημα αντι - ολισθητικής προστασίας. Μαλακή ιγνυακή περιοχή και γόνατο. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Σταθεροποίηση και συμπίεση μετά από μικρές βλάβες στο γόνατο.
Ήπια οστεοαρθρίτιδα και αρθρίτιδα του γόνατος, ελαφριά βλάβη και αστάθεια, ήπια διαστρέμματα, άρθρωση και φλεγμονή, μετ'εγχειρητικές φλεγμονώδεις καταστάσεις, επαναλαμβανόμενη άρθρωση, τάση προς αστάθεια.
Προληπτικό μέτρο κατά τη διάρκεια των αθλητικών και εργασιακών δραστηριοτήτων.

Άνω άκρο

Άνω άκρο

FARMED

Τελευταίας Γενιάς Νάρθηκας Αντίχειρα

Ref.: AM202G

Νάρθηκας Ακινητοποίησης Αντίχειρα AIR MED

Μεγέθη	Μετρήσεις (cm)*		
	Καρπός	Αντίχειρας	
S	14 - 18	5 - 7	Κωδ.: 0802789
L	18 - 22	6 - 8	Κωδ.: 0802790



Περιφέρεια καρπού

Ζώνες αερισμού και εξαερισμού.
Κατασκευασμένο από αεριζόμενο βελούδο και υλικά τελευταίας γενιάς (αφρός, βελούδο, σπόγγος).

Σύστημα ακινητοποίησης.

Αποτελείται από έναν ελαστικό αλουμινένιο νάρθηκα, ο οποίος μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τη μορφολογία του ασθενούς.



Αμφιδεξιά Σχεδίαση.

Ο σχεδιασμός επιτρέπει στο στήριγμα να χρησιμοποιείται στο αριστερό και στο δεξί χέρι.

Χαρακτηριστικά:

Σταθεροποίηση και ακινητοποίηση.

Ενδείξεις:

Σύνδρομο De Quervain.
Μετατραυματική ακινητοποίηση αντίχειρα.

Ref.: 943

Νάρθηκας Πηχεοκαρπικός με Αντίχειρα από Thermo - Foam



ΑΡΙΣΤΕΡΟ	Μεγέθη	Παλάμη (cm)*	Μήκος (cm)	ΔΕΞΙ
ΚΩΔ.: 0802720 L	S	7 - 8	28	ΚΩΔ.: 0802723 R
ΚΩΔ.: 0802721 L	M	8 - 9	33	ΚΩΔ.: 0802724 R
ΚΩΔ.: 0802722 L	L	9 - 10		ΚΩΔ.: 0802725 R



Περίμετρο καρπού.
Δεξιά ή αριστερά (R, L).

Χαρακτηριστικά:

Όρθωση καρπού με διπλό στρώμα από θερμό - αφρό. 45% ελαφρύτερο βάρος, ακτινοδιαπερατό με σύστημα αερισμού. Μία συσκευή θερμού αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ρύθμιση και διαμόρφωση του νάρθηκα κατά την τοποθέτησή του. Εύκολο στη διαμόρφωση κρατώντας τη συσκευή θερμού αέρα σε απόσταση 15-20 cm και τον αέρα στους 160 ° C.

Ενδείξεις:

Ενδείκνυται για νευρολογικές βλάβες περιφερικής ή κεντρικής προέλευσης (χαλαρή παράλυση, σπαστική παράλυση). Πρόληψη και θεραπεία παραμορφώσεων ρευματικής προέλευσης.

NEW

ESSENCIAL

Χαρακτηριστικά:

Η σειρά προϊόντων ESSENCIAL περιλαμβάνει ενσωματωμένους και αφαιρούμενους νάρθηκες αλουμινίου στην περιοχή των παλάμων και / ή των αντίχειρων για εξατομικευμένη, άνετη και αποτελεσματική σταθεροποίηση των αρθρώσεων. Αναπνεόμενο ύφασμα.

Χωρίς λάτεξ.

Εσωτερικό ύφασμα με "micro - masagge".

Ασφαλές δέσιμο.

Ενδείξεις:

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, σύνδρομο του καναλιού του Guyon, σύνδρομο De Quervain, τενοντίτιδα, τραύματα συνδέσμου, θλάσεις, κακώσεις καρπού, ακινητοποίηση μετ'εγχειρητικών καταστάσεων.



Ref.: C500

Κοντός Ελαστικός Νάρθηκας Σταθεροποίησης Καρπού με Έλασμα "Essencial"

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Κωδ.: 0802700 L
Κωδ.: 0802701 L
Κωδ.: 0802702 L
Κωδ.: 0802703 L

Μέγεθος	Καρπός (cm)	Μήκος (cm)
S	12 - 15	20
M	15 - 17	
L	17 - 19	
XL	19 - 21	

ΔΕΞΙ

Κωδ.: 0802704 R
Κωδ.: 0802705 R
Κωδ.: 0802706 R
Κωδ.: 0802707 R



Περίμετρο καρπού.
Δεξιά ή αριστερά (R, L).

Χαρακτηριστικά:

Με αφαιρούμενη μπανέλα αλουμινίου, για τη σταθεροποίηση της άρθρωσης του καρπού ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. Με αυτοκόλλητο Velcro για εύκολο άνοιγμα, ρύθμιση, τοποθέτηση και αφαίρεση. Εσωτερικό ύφασμα με αποτέλεσμα "micro-massage" για την προώθηση της κυκλοφορίας του αίματος.

Ενδείξεις:

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, σύνδρομο του καναλιού του Guyon, σύνδρομο De Quervain, τενοντίτιδα, τραυματισμοί συνδέσμων, τραύμα, μετεγχειρητικός, σταθεροποιητής καρπού κατάλληλο για αθλητικούς τραυματισμούς.

LATEX FREE



ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Κωδ.: 0802708 L
Κωδ.: 0802709 L
Κωδ.: 0802710 L
Κωδ.: 0802711 L

Μέγεθος	Καρπός (cm)	Μήκος (cm)
S	12 - 15	22
M	15 - 17	
L	17 - 19	
XL	19 - 21	

ΔΕΞΙ

Κωδ.: 0802712 R
Κωδ.: 0802713 R
Κωδ.: 0802714 R
Κωδ.: 0802715 R



Περίμετρο καρπού.
Δεξιά ή αριστερά (R, L).

Ref.: C400

Ελαστικός Νάρθηκας Ακινητοποίησης Καρπού & Αντίχειρα "Essencial"

LATEX FREE



Κωδ.: 0802716
Κωδ.: 0802717
Κωδ.: 0802718
Κωδ.: 0802719

Μέγεθος	Καρπός (cm)	Μήκος (cm)
S	12 - 15	6
M	15 - 17	
L	17 - 19	
XL	19 - 21	



Περίμετρο καρπού.
Αμφιδέξιο

Χαρακτηριστικά:

Με 2 αφαιρούμενες και διαμορφώσιμες μπανέλες αλουμινίου, τοποθετημένες σε σχήμα V, παρέχοντας υψηλή σταθερότητα και μεγαλύτερη άνεση.

Αγκαλιάζει τον καρπό σταθερά κρατώντας το χέρι ελεύθερο για περισσότερη άνεση.

Με κλείστρο Velcro για εύκολο άνοιγμα, ρύθμιση, τοποθέτηση και αφαίρεση του νάρθηκα.

Εσωτερικό ύφασμα με αποτέλεσμα "micro-massage" για την προώθηση της κυκλοφορίας του αίματος.

Ενδείξεις:

Σταθεροποίηση και προστασία του αντίχειρα, προστασία μετά από τραυματισμό, αστάθεια, ερεθισμό. Αθλητικά τραύματα (π.χ. αντίχειρα του σκιέρ).

Ref.: 901

Φάκελος Ανάρτησης



	Μέγεθος	Μήκος (cm)*
Κωδ.: 0802685	S	28 - 36
Κωδ.: 0802686	M	35 - 42
Κωδ.: 0802687	L	41 - 49
Κωδ.: 0802688	XL	48 - 56



Μήκος βραχίονα και
παλάμης.
Αμφιδέξιο



Χαρακτηριστικά:

Ο Φάκελος ανάρτησης κατασκευάζεται από αναπνεύσιμο ύφασμα προσφέροντας υψηλή άνεση. Σχεδιασμένο με σύστημα ρυθμίσεως και Velcro® το οποίο επιτρέπει την προσαρμογή στην πιο κατάλληλη, για τον ασθενή, θέση.

Ενδείξεις:

Κράτημα του τραυματισμένου βραχίονα στη σωστή θέση.



Κωδ.: 0802689

Ref.: 907

Φάκελος Ανάρτησης Παιδικός



one
size

Χαρακτηριστικά:

Κατασκευασμένο από βαμβάκι και πολυεστέρα. Εύκολη προσαρμογή. Διαστάσεις του βραχίονα 28 x 14 cm.

Ενδείξεις:

Κράτημα τραυματισμένου βραχίονα σε σωστή θέση.

Ref.: 903

Ακίνητοποιητής Ωμου - Βραχίονα



Μέγεθος Μήκος (cm)*

S	28 - 36	Κωδ.: 0802690
M	35 - 42	Κωδ.: 0802691
L	41 - 49	Κωδ.: 0802692
XL	48 - 56	Κωδ.: 0802693



Μήκος βραχίονα
και παλάμης.
Αμφιδέξιο

Χαρακτηριστικά:

Κατασκευασμένο από μαλακό ύφασμα. Ρυθμιζόμενο κατά ύψος με αγκράφα και Velcro®. Σχεδιασμένο με ζώνη ακινητοποίησης.

Ενδείξεις:

Εξάρθρωση ώμου και άλλες παθολογίες που απαιτούν ακινητοποίηση ώμου ή στήριξη αντιβραχίονα.

Ref.: 902

Ακίνητοποιητής Ωμου



Sizes Length (cm)*

S/M	28 - 41	Κωδ.: 0802827
L/XL	40 - 55	Κωδ.: 0802828



Μήκος
βραχίονα και
παλάμης.
Αμφιδέξιο

Χαρακτηριστικά:

Ορθή ακινητοποίηση. Οι ιμάντες ώμου που διασχίζουν το πίσω μέρος παρέχουν καλύτερη υποστήριξη και άνεση. Πρόσθετος ιμάντας περιμετρικά του κορμού για καλύτερη ακινητοποίηση του ώμου & βραχίονα.

Ενδείξεις:

Εξάρθρωση ώμου και άλλες παθολογίες που απαιτούν ακινητοποίηση ώμων ή στήριξη αντιβραχίονα.

Ώμος

Κωδ.: 0802829
Ref.: 904 30°/45°

Νάρθηκας Ακινητοποίησης Ώμου



Χαρακτηριστικά:

Αποτελείται από ένα μαξιλάρι με βάση που επιτρέπει μια γωνία απαγωγής 30 ° για τον ώμο. Δύο δυνατότητες προσαρμογής:

1. Λωρίδες βραχιόνων που συνδέονται με το Velcro® στη ζώνη στερέωσης του ιμάντα.
2. Προσάρτηση στη θέση της μέσης και ακινητοποίηση του αγκώνα και του αντιβραχίου.

Αξεσουάρ 904:

904 02: κλίση 15°. Η κλίση εξασφαλίζει πλήρη στήριξη στην αξονική ζώνη. Όλα τα κομμάτια συνδέονται με γάντζο / βρόχο τύπου Velcro®. Συνδέοντας την κλίση 15° με την όρθωση των 30°, επιτυγχάνεται γωνία απόκλισης 45°.

Ενδείξεις:

Μετ εγχειρητικές θεραπείες στον ώμο. Προσθετική ώμου. Κατάγματα της κεφαλής του βραχιονίου. Μετα - αρθροσκόπηση του ώμου.



Ref.: 910 10°

Νάρθηκας Ακινητοποίησης Ώμου

	Μέγεθος	Μήκος (cm)*
Κωδ.: 0802830	910 S	28 - 38
Κωδ.: 0802831	910 L	38 - 48



* Μήκος βραχίονα & παλάμης

Χαρακτηριστικά:

Βάση μαξιλαριού από αφρό πολυουρεθάνης που καλύπτεται από αφρώδες υλικό, ρυθμιζόμενος, αυτοκόλλητο με Velcro®. Το καμπύλο σχήμα ταιριάζει στη μέση του ασθενούς. Το μαξιλαροειδές κομμάτι ώμων αυξάνει τη βάση στήριξης και ελαχιστοποιεί την πίεση στην κλείδα. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Μετεγχειρητικές θεραπείες του ώμου, μετά την ανακατασκευή του τραυματισμού της περιστροφικής μανσέτας και την αναδόμηση της κάψουλας. Προσθετική ώμου. Κατάγματα της κεφαλής του βραχιονίου. Μετα-αρθροσκόπηση του ώμου.

Ref.: CLAVISAN

Νάρθηκας Ακινητοποίησης Κλείδας

Μέγεθος	Ωμος(cm)*	Κωδ.:
S	56 - 68	0802694
M	68 - 78	0802695
L	78 - 88	0802696
XL	88 - 100	0802697



* Από το κέντρο της πλάτης, κάτω από τον ώμο, γύρω από τον ώμο και στο κέντρο της πλάτης.

Χαρακτηριστικά:

Όρθωση για την ακινητοποίηση της κλείδας. Χρώμα σαμπάνιας.

Ενδείξεις:

Σταθερά κατάγματα της κλείδας. Άλλες παθολογίες όπου απαιτείται υποστήριξη /τέντωμα του ώμου.



Αγκώνας

Ref.: C202

Νάρθηκας Αγκώνα Ρυθμιζόμενος Τηλεσκοπικός



Χαρακτηριστικά:

Νάρθηκας Αγκώνα σχεδιασμένος για να εμποδίζει ή να ελέγχει την κίνηση κατά τη διάρκεια της θεραπείας των συνδέσμων ή σταθερών καταγμάτων. Επιτρέπει τον έλεγχο επέκτασης από 0 έως 90 ° και κάμψη από 0 ° έως 120 °.

Η όρθωση μπορεί να περιοριστεί σε βήματα των 10 °.

Πλευρική επεκτάσιμη ράβδος από 36 cm έως 45 cm.

Δεξί ή αριστερό (R, L).

Ενδείξεις:

Ακινητοποίηση και ρύθμιση του άνω άκρου, ακόμα και όταν απαιτείται για τον έλεγχο ή την παρεμπόδιση κάμψης και έκτασης διαφορών βαθμών.

Κατάγματα, μετεγχειρητικά, παθολογίες όπου απαιτείται ο έλεγχος της έκτασης της άρθρωσης.

Κωδ.: 0802698 L - Αριστερό

Κωδ.: 0802699 R - Δεξί



Δάκτυλο

Ref.: 947

Νάρθηκας Δακτύλου Stack

	Μεγέθη	Περιφέρεια (cm)
Κωδ.: 0802832	1	5
Κωδ.: 0802833	2	5,5
Κωδ.: 0802834	3	5,8
Κωδ.: 0802835	4	6,1
Κωδ.: 0802836	5	6,3
Κωδ.: 0802837	5,5	6,8
Κωδ.: 0802838	6	7,3

Χαρακτηριστικά:

Νάρθηκας δακτύλου για την ακινητοποίηση της πρώτης φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης του δακτύλου.

Ενδείξεις:

Ενδείκνυται για την ακινητοποίηση της πρώτης φάλαγγας μετά από κατάγμα ή χειρουργείο.



Περιφέρεια της απομακρυσμένης διαφραγματικής άρθρωσης. Αμφιδέξιο.

Ref.: 948

Νάρθηκας Δακτύλου Ανοικτού Τύπου

	Μεγέθη	Περιφέρεια (cm)
Κωδ.: 0802839	1	5
Κωδ.: 0802840	2	5,5
Κωδ.: 0802841	3	5,8
Κωδ.: 0802842	4	6,1
Κωδ.: 0802843	5	6,3
Κωδ.: 0802845	6	7,3

Χαρακτηριστικά:

Νάρθηκας για την ακινητοποίηση μεσοφαλαγγικής άρθρωσης. Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο.

Ενδείξεις:

Ενδείκνυται για την ακινητοποίηση.



Περιφέρεια της μεσοφαλαγγικής άρθρωσης. Αμφιδέξιο.

Ref.: 940

Νάρθηκας Ακινητοποίησης Δακτύλου

	Μεγέθη	Περιφέρεια (cm)
Κωδ.: 0802846	S	5,5
Κωδ.: 0802847	M	7
Κωδ.: 0802848	L	8
Κωδ.: 0802849	XL	9,5

Χαρακτηριστικά:

Ακινητοποιεί την πρώτη & δεύτερη φάλαγγα. Παρέχει προστασία και ακινητοποίηση του δακτύλου.

Ενδείξεις:

Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων, μετεγχειρητική.



Περιφέρεια της μεσοφαλαγγικής άρθρωσης. Αμφιδέξιο.

Δάκτυλο

Ref.: 941

Νάρθηκας Δακτύλου RF

	Μεγέθη	Μήκος (cm)
Κωδ.: 0802850	S	5,7
Κωδ.: 0802851	M	7
Κωδ.: 0802852	L	7,6



Μήκος Νάρθηκα. Αμφιδέξιο.

Χαρακτηριστικά:

Ο νάρθηκας του δακτύλου είναι κατασκευασμένος από μαλακό αλουμίνιο, το οποίο ακινητοποιεί την πρώτη & δεύτερη φάλαγγα.

Ενδείξεις:

Έντονες ή τραυματικές διεργασίες στα χέρια των δακτύλων. Κακώσεις φαλαγγοφαλαγγικής και μεσοφαλαγγικής άρθρωσης.

Νάρθηκας Δακτύλου Οβάλ

Μεγέθη	Δάκτυλο (cm)
2, 3, 4	4,3 - 4,95
4, 5, 6	4,95 - 5,7
6, 7, 8	5,7 - 6,14
8, 9, 10	6,14 - 6,8
10, 11, 12	6,8 - 7,4
13, 14, 15	7,65 - 8,2



Περιφέρεια του δακτύλου στη βάση του. Αμφιδέξιο.

Χαρακτηριστικά:

Ελαστικοί νάρθηκες που ασκούν πίεση σε 3 σημεία, επιτρέποντας τη διόρθωση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Πολύ αποτελεσματικά, καθώς επιτρέπουν στον ασθενή να συνεχίσει να πραγματοποιεί τη φυσική κίνηση των χεριών.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα περισσότεροι από ένας νάρθηκες λόγω του μειωμένου πλάτους τους.

Διαθέσιμα Πακέτα:

Κωδ.: 0802853 / P1008-K:
Πακέτο 44 τεμαχίων όλων των μεγεθών, με την παρακάτω ανάλυση:

No 2 & 15	1 TEM / Μέγεθος
No 3, 4, 13 & 14	2 TEM / Μέγεθος
No 11 & 12	3 TEM / Μέγεθος
No 5 & 10	4 TEM / Μέγεθος
No 6, 7, 8 & 9	5 TEM / Μέγεθος

Κωδ.: 0802868/ P1008-S:
Πακέτο 14 τεμαχίων, 1 τεμάχιο ανά μέγεθος.

Ενδείξεις:

Ενδείκνυται σε κατάγματα, δυσμορφίες δακτύλων & νυχιών.



Αυχέννας

Ref.: CC121
Αυχενικό Κολάρο 2 σε 1
(Μαλακό & Ημίσκληρο)



	Μεγέθη	Περιφέρεια (cm)	Ύψος (cm)
Κωδ.: 0802669	S/low	35 - 38	8
Κωδ.: 0802671	S/medium	35 - 38	9
Κωδ.: 0802672	M/medium	38 - 41	8
Κωδ.: 0802673	L/medium	41 - 43	9
Κωδ.: 0802674	L/high	41 - 43	11
Κωδ.: 0802675	XL/medium	43 - 48	9
Κωδ.: 0802676	XL/high	43 - 48	11



* Περιφέρεια και ύψος του λαιμού.

Χαρακτηριστικά:
Κολάρο από αφρό πολυουρεθάνης καλυμμένο από βαμβάκι. Κατασκευασμένο κολάρο με πλαστική ενίσχυση από πολυαιθυλένιο 1 mm, παρέχοντας μεγαλύτερη ακαμψία. Αυτή η ενίσχυση **μπορεί να αφαιρεθεί** ανάλογα με τη δυσκαμψία που μπορεί να χρειαστεί ο ασθενής. Μπεζ χρώμα.

Ενδείξεις:
Μέτριο τραύμα. Σοβαρή αρθρίτιδα αυχένα. Μέτρια δισκοειδή κήλη. Μέτρια διαστρέμματα. Μετ'εγχειρητικό, αυχενικό σύνδρομο.

Κωδ.: 0802807
Ref.: 717247 (Κατόπιν Παραγγελίας)
Νάρθηκας "Stabilizer" για κολάρο Philadelphia
τύπου 961



one size

Χαρακτηριστικά:
Ο νάρθηκας έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση της ακινητοποίησης του αυχένα σε ασθενείς που μπορεί να χρειαστούν υψηλότερο βαθμό ακινητοποίησης σε συνδυασμό με το κολάρο Philadelphia. Εύκολη τοποθέτηση χάρη στα πλευρικά κλείστρα Velcro®. Ακτινοδιαπέρατα μέρη. Μπεζ χρώμα. Το κολάρο Philadelphia τύπου 961, παρέχεται ξεχωριστά.

Ενδείξεις:
Σοβαρά τραύματα, αυχεναλγία, μετεγχειρητικά κατάγματα του αυχενικού.



Ref.: 961
Αυχενικό Κολάρο τύπου Φιλαδέλφεια

Χαρακτηριστικά:
Κολάρο από αφρό πολυαιθυλενίου 11 mm με τραχειακή οπή που επιτρέπει τον αερισμό. Δυο τμήματα. Εύκολη τοποθέτηση χωρίς την ανάγκη μετακίνησης του ασθενούς. Ακτινοδιαπέρατα μέρη. Χρησιμοποιείται και σε ιατρικά επείγοντα περιστατικά.

Ενδείξεις:
Σοβαρά τραύματα. Σοβαρή αρθρίτιδα του αυχένα. Κατάγματα του αυχένα. Σοβαρά διαστρέμματα. Μετεγχειρητικό.


Κωδ.:	Μεγέθη	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (cm)*	
		Περιφέρεια	Ύψος
Κωδ.: 0802791	S/xlow	25,4-33	5,46
Κωδ.: 0802792	S/low		8
Κωδ.: 0802793	S/medium		10,54
Κωδ.: 0802794	S/high		13,08
Κωδ.: 0802795	M/xlow	33-40,6	5,46
Κωδ.: 0802796	M/low		8
Κωδ.: 0802797	M/medium		10,54
Κωδ.: 0802798	M/high		13,08

Κωδ.:	Μεγέθη	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (cm)*	
		Περιφέρεια	Ύψος
Κωδ.: 0802799	L/xlow	40,6-48,3	5,46
Κωδ.: 0802800	L/low		8
Κωδ.: 0802801	L/medium		10,54
Κωδ.: 0802802	L/high		13,08
Κωδ.: 0802803	XL/xlow	+48,3	5,46
Κωδ.: 0802804	XL/low		8
Κωδ.: 0802805	XL/medium		10,54
Κωδ.: 0802806	XL/high		13,08



* Περιφέρεια και ύψος του λαιμού.

Ref.: E45 (Κατόπιν Παραγγελίας)
Αυχενικός Νάρθηκας Ρυθμιζόμενου Ύψους
I.M.O.




Υψος ασθενούς

Μεγέθη	Ύψος Ασθενούς (cm)*
S	-144 cm
L	+144 cm

Κωδ.: 0802808
Κωδ.: 0802809

Χαρακτηριστικά:
Διατηρεί την ακινητοποίηση του κεφαλιού του ασθενούς. Το ραχιαίο τμήμα επιτρέπει στον ασθενή να ξαπλώσει άνετα κρατώντας το κεφάλι ακινητοποιημένο. Περιλαμβάνει 2 υποστηρίγματα: της γνάθου και της ινιακής χώρας. Το κομμάτι της στήριξης της κάτω γνάθου είναι εκείνο που θα χρησιμοποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ωστόσο μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί για να αντικατασταθεί από την ινιακή στήριξη για να πραγματοποιηθούν καθημερινές δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση της κάτω γνάθου, όπως την σίτιση. Μπορεί να τοποθετηθεί στον ασθενή υπό έλξη.

Ενδείξεις:
Σοβαρή αυχεναλγία συμπίεστικής προέλευσης. Σοβαρά τραύματα αυχένα. Μετ'εγχειρητικό. Κατάγματα αυχένα.




Σπονδυλική στήλη

Ref.: SP500

Νάρθηκας Κορμού Ορθοτικός

	Sizes	Hip Circumference (cm)	Height (cm)
ΚΩΔ.: 0802768	S1	78 - 93	51 - 59
ΚΩΔ.: 0802769	M1	90 - 105	51 - 59
ΚΩΔ.: 0802770	M2	90 - 105	59 - 68
ΚΩΔ.: 0802771	L2	103 - 120	59 - 68
ΚΩΔ.: 0802772	L3	103 - 120	68 - 75



* Η περιφέρεια του ισχίου και το ύψος από το ιερό οστό ως τη στερνική μοίρα.

Χαρακτηριστικά:

Ρυθμιζόμενες λουρίδες. Ελαφρύς και διαμορφώσιμος. Άνοιγμα τύπου πεταλούδα. Οσφυϊκή ενίσχυση. Κεντρική ανατομική ζώνη. Ελαστικές περιοχές ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.

Ενδείξεις:

Οστεοπόρωση, οστεοαρθρίτιδα και σπονδυλική αρθρίτιδα.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΙΡΑΝΤΕΣ

Ρυθμιζόμενη για προοδευτική διόρθωση. Αφαιρούμενη και εφαρμόσιμη για εξατομικευμένη εφαρμογή. Προσαρμοσμένη για μέγιστη άνεση στη μασχάλη

spinAir ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ



Lightweight



LATEX FREE

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ON / OFF

Πλήρης προσαρμοστικότητα, μέγιστη στερέωση.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ



ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΕΥΠΛΑΣΤΟ

Με εύκαμπτα επάνω πτερύγια για την προώθηση της ανατομικής εφαρμογής της όρθωσης στους ώμους. Διαθέτει μαλακή επένδυση για βελτίωση της άνεσης του ασθενή.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Προωθεί και βελτιώνει την κατάσταση των ώμων. Χωρίς πλευρική υποστήριξη για αυξημένη άνεση.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣΦΥΟΣ

Μεγαλύτερη σταθεροποίηση, μεγαλύτερη οσφυϊκή εφαρμογή. Με μεγάλα, στρογγυλεμένα τμήματα για αυξημένη άνεση



Avant

Νάρθηκας 3 σημείων

Ref.: C35+ Avant

Νάρθηκας Κορμού 3 Σημείων C35+


Χαρακτηριστικά:

Υλικά υψηλής ποιότητας. Βελτιωμένη λειτουργικότητα. Έλεγχος πλάτους Sternal και έλεγχος γωνίας. Το πλάτος και ο έλεγχος της άρθρωσης.

Ενδείξεις:

Καταγμάτα σπονδυλικής συμπίεσης. Οστεοπόρωση. Εξάρθρωση. Σπονδυλική αρθρίτιδα.

+ ελαφρύς
+ προσαρμοσίμος



Η περιφέρεια του ισχίου και το ύψος από το σημείο της κόρης μέχρι το πέλμα της σπονδυλικής στήλης.

Μεγέθη	Ισχύ (cm)*	Υψος (cm)	ΚΩΔ.: 0802773
S	76-86	39-48	ΚΩΔ.: 0802774
M	84-98	42-51	ΚΩΔ.: 0802775
M/S	84-98	38-43	ΚΩΔ.: 0802776
L	96-110	45-52	ΚΩΔ.: 0802777
L/S	96-110	42-51	ΚΩΔ.: 0802778
XL	106-120	48-57	ΚΩΔ.: 0802779
XL/S	106-120	45-54	



Εργονομική και λειτουργική συσκευή στερέωσης με συρταρωτό σύστημα.



Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής της στερνικής πλάκα



Στερνική γωνία στήριξης ρυθμιζόμενη από έως 6°.




Η πυελική ζώνη αρθρώνεται ή σταθεροποιείται ανάλογα με την ανάγκη. Χρήζει εργαλείου για τη ρύθμιση.



Ref.: C35Plus Basic

Νάρθηκας Κορμού 3 Σημείων C35 Plus Basic

	Μεγέθη	Ισχύ	Υψος
ΚΩΔ.: 0802677	S	74 - 86	37 - 41
ΚΩΔ.: 0802678	M	84 - 94	41 - 47
ΚΩΔ.: 0802679	L	90 - 102	44 - 50
ΚΩΔ.: 0802680	XL	102 - 112	47 - 54
ΚΩΔ.: 0802927	S/M	84 - 94	37 - 41
ΚΩΔ.: 0802928	S/L	96 - 102	41 - 48
ΚΩΔ.: 0802929	S/XL	102 - 112	43 - 49



* Περιφέρεια ισχίου και ύψος από την ηβική ζώνη έως την στερνική πλάκα.

Χαρακτηριστικά:

Ρυθμιζόμενο κατά πλάτος και ύψος, για καλύτερη προσαρμογή. Οι πλευρικές ζώνες βελτιώνουν τη ρύθμιση και την άνεση. Η πυελική ζώνη μπορεί να διατηρείται σταθερή ή να έχει κλίση ώστε να ταιριάζει στις διαφορετικές κινήσεις του ασθενούς. Σύστημα τροχαλιών μειώνοντας τις προσπάθειες του ασθενούς κατά το κλείσιμο.

Ενδείξεις:


Κατάγματα σπονδυλικής συμπίεσης. Οστεοπόρωση. Εξάρθρωση. Σπονδυλική αρθρίτιδα.



Ref.: Taylor Duo

Θωρακοσφινικός Κηδεμόνας TAYLOR DUO

	Μεγέθη	Ισχύ (cm)
Κωδ.: 0802681	S	76 - 84
Κωδ.: 0802682	M	84 - 93
Κωδ.: 0802683	L	93 - 104
Κωδ.: 0802684	XL	104 - 112
Κωδ.: 0802926	XXL	112 - 130



Περιφέρεια γοφών

Χαρακτηριστικά:

Νέα σειρά καλαίσθητης ζώνης, Taylor Duo η οποία παρέχει συγκράτηση του κορμού.

Εύκολη τοποθέτηση χάρη στο ειδικό κλείσιμο του συστήματος Velcro® που επιτρέπει την καλύτερη προσαρμογή των ιμάντων των ώμων.

Ενδείξεις:

Ενδείκνυται για δυσλειτουργίες που επηρεάζουν τη σπονδυλική στήλη και απαιτούν την ακινητοποίηση της περιστροφής και της πλευρική κάμψης στο μέσο και στο κάτω ραχιαίο τμήμα της σπονδυλικής στήλης και σε ολόκληρη την οσφυϊκή περιοχή. Κήφωση και αρχικό στάδιο οστεοπόρωσης.



Κωδ.: 0802810

Ref.: EcoPrim 3

Νάρθηκας Προστασίας Θώρακος



one size

Χαρακτηριστικά:

Απλή προσαρμογή σε διαφορετικούς τύπους ασθενών. Κατασκευάζεται από υλικά αναπνεύσιμα και πλενόμενα. Εργονομικές λαβές (κατασκευασμένες από ABC) για να προσφέρουν ένα πιο άνετο και αποτελεσματικό σύστημα προστασίας πρόσφυσης. Ύψη Βελούδου δύο όψεων.

Ενδείξεις:

Συνιστάται η χρήση του τουλάχιστον κατά τη διάρκεια ενός μήνα μετά τη χειρουργική επέμβαση θώρακος. Σταθεροποιεί το θώρακα μετά από καρδιολογική επέμβαση αποφεύγοντας δυσάρεστες συνέπειες στη χειρουργική τομή, σε περίπτωση βήχα.



Τοποθετήστε το EcoPrime 3 σαν ένα γιλέκο, εισάγοντας τα χέρια μέσα από τους ιμάντες.



Με τα κλιπς κουμπωμένα, προσαρμόστε το μήκος του έτσι ώστε ο ιμάντας στήθους να βρίσκεται ακριβώς κάτω από τις μασχάλες. *



Ρυθμίστε το διάκενο μεταξύ των δακτυλίων (5-10 εκ.). Σφίγγοντας τον ιμάντα στο στήθος με το πλευρικό Velcro. Η απόσταση πρέπει να επιτρέπει στον ασθενή να αρπάξει το δαχτυλίδι με το ένα χέρι, χωρίς να τους φτάσει μαζί. *



Τοποθετήστε την ταινία κεντρικά ώστε η πρόσβαση των ασθενών στους δακτυλίους να είναι απλή ανά πάσα στιγμή. *

* Κόψ'τε το ύφασμα που περισσεύει αν χρειαστεί

Εξηγήσετε στον ασθενή τα οφέλη της σωστής τοποθέτησης και χρήσης για γρήγορη αποθεραπεία.

Νάρθηκας Θωρακοοσφυϊκός

Νάρθηκας στήριξης πλάτης OPTIMA μπορεί να συνδεθεί με το νάρθηκα οσφύος OPTIMA για την δημιουργία θωρακοοσφυϊκού νάρθηκα. Η ποιότητα του 100% αναπνεόμενου υφάσματος, μαζί με τις ενισχυμένες μπανέλες, παρέχουν σταθερότητα, συμπίεση και ομοιόμορφη στήριξη.

Optima

Ενισχυμένοι ιμάντες ώμου που μπορούν να προσαρμοστούν για άνετη εφαρμογή.

Ενισχυμένο κεντρικό με δύο μεταλλικά ελάσματα

Μικρό velcro για ασφαλή στερέωση σε οποιαδήποτε θέση.

Βήμα 1: κόψτε το λουράκι
Βήμα 2: τοποθετήστε τον ιμάντα μέσα στο κλείσιμο

Κλειδαριές τύπου κροκόδειλου που επιτρέπουν την προσαρμογή του ύψους του ιμάντα



χρώματα

one size

Συνδυασμοί

995G

EspOneG



Άκαμπτη στήριξη οσφυϊκής πλάτης



Θωρακοοσφυϊκή υποστήριξη



Άκαμπτη Θωρακοοσφυϊκή υποστήριξη

optima.prim.es



Σύστημα υποστήριξης απόλυτα προσαρμόσιμο στις ανάγκες σας.

Optima

Ref.: 995G

Νάρθηκας Οσφύος Optima με Χειρολαβές & Προσθαιρούμενη Ενίσχυση.

Κατασκευή υψηλής τεχνολογίας. Προωθεί τη διακριτικότητα, παρέχοντας την τελειότητα και τον εκσυγχρονισμό. Το απαλό αναπνεόμενο ύφασμα και η οσφυϊκή υποστήριξη, μαζί με ένα μοντέρνο σχεδιασμό, βελτιστοποιούν τη σχέση μεταξύ της άνεσης και της στήριξης που χρειάζεται ο ασθενής.

Χειρολαβές: για ευκολότερη τοποθέτηση και ρύθμιση.

4 ασάλινες μπανέλες για να εξασφαλίσουν την συγκράτηση της οσφυϊκής χώρας.

Περιλαμβάνει προσθαιρούμενο τμήμα οσφυϊκής χώρας για μεγαλύτερη ακινητοποίηση.

	Εμπρόσθιο πλάτος	Οπίσθιο πλάτος	Ref.	Xs	S	M	L	XL	XXL
Υποστήριξη πλάτης χαμηλά	16	26	995/995G	75-82	82-90	90-100	100-110	110-120	120-130
Υποστήριξη πλάτης ψηλά	20	30	996/996G	75-82	82-90	90-100	100-110	110-120	120-130

Κωδ.: 0802780 Κωδ.: 0802781 Κωδ.: 0802782 Κωδ.: 0802783 Κωδ.: 0802784 Κωδ.: 0802785

* Περιφέρεια ισχίου σε cm

Micro Velcro για ασφαλή στερέωση.

Διπλοί ιμάντες για άριστη ακινητοποίηση και άνεση.

Ευέλικτος, ελαφρύς σχεδιασμός: προάγει την άνεση ακόμα και όταν κάθεστε.

Κατασκευή χωρίς ραφές

Κατασκευή υψηλής τεχνολογίας



Η νέα σειρά **Action Fit** είναι κατάλληλη υποστήριξη οσφύος κατασκευασμένη από αναπνεύσιμα υλικά, δίνουν αίσθηση “soft” και ανακουφίζουν από τον πόνο.



Action fit
+sturdy +tough

Ref.: 521BG

Ζώνη Οσφύος με Διπλό Σταυρωτό Ιμάντα Criss Cross “Action Fit”

Χαρακτηριστικά:

Ημι-άκαμπτη οσφυϊκή υποστήριξη με διπλό ιμάντα συμπίεσης και διπλό σταυρωτό κράτημα στο πίσω μέρος. Επιτρέπει την προσαρμογή της συμπίεσης ανάλογα με την εξέλιξη του τραυματισμού. Διαθέτει 4 χαλύβδινες μπανέλες στο πίσω μέρος που προσαρμόζονται στην ανατομία του ασθενούς, παρέχοντας πρόσθετη υποστήριξη.

Ενδείξεις:

Μέτριος πόνος στην πλάτη, πρόληψη τραυματισμών, οσφυαλγία, εκφυλιστικές διεργασίες της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, κήλη δίσκου, σπονδυλόλυση και οσφυϊκή σπονδυλολίσθηση, μετεγχειρητικές οσφυϊκές θεραπείες, χρήση μετά από κηδεμόνες.

	Μεγέθη	Περιφέρεια (cm)*	Υψος μπροστά (cm)	Υψος πίσω (cm)
Κωδ.: 0802814	XXS	63 - 75	16	26
Κωδ.: 0802815	XS	75 - 83		
Κωδ.: 0802816	S	83 - 91		
Κωδ.: 0802817	M	91 - 99		
Κωδ.: 0802818	L	99 - 107		
Κωδ.: 0802819	XL	107 - 115		
Κωδ.: 0802820	XXL	115 - 123		



Περιφέρεια
μηνού



Παρέχουν
προσθαιρούμενο
μήμα οσφύος (PL001) για
μεγαλύτερη ακινητοποίηση.



Διπλές ζώνες
για καλύτερο κράτημα



Η νέα σειρά **Action Fit** είναι κατάλληλη υποστήριξη οσφύος κατασκευασμένη από αναπνεύσιμα υλικά, δίνουν αίσθηση “soft” και ανακουφίζουν από τον πόνο.



Παρέχουν προσθαιρούμενο τμήμα
οσφύος (PL001) για μεγαλύτερη
ακινητοποίηση.

Ref.: 981

Ζώνη Οσφύος με Διπλό Σταυρωτό Ιμάντα Criss Cross “Action Fit” & δύο επιπλέον ιμάντες αυτοκόλλητους για επαύξηση της συμπίεσης

Μεγέθη	Περιφέρεια (cm)	Μπροστά Υψος (cm)	Πίσω Υψος (cm)
XS	75 - 85	16,5	26
S	85 - 95		
M	95 - 105		
L	105 - 115		
XL	115 - 125		
XXL	125 - 135		

Κωδ.: 0802821
Κωδ.: 0802822
Κωδ.: 0802823
Κωδ.: 0802824
Κωδ.: 0802825
Κωδ.: 0802826



Περιφέρεια
μηνού

Χαρακτηριστικά:

Οι ζώνες CrissCross πλάτης ενισχύουν την οσφυϊκή περιοχή. Με 4 χαλύβδινες μπανέλες που τοποθετούνται σύμφωνα με την ανατομία του ασθενούς. Το οσφυϊκό σύστημα CrissCross (σταυρωτό) είναι το πιο συνηθισμένο για στήριξη στην ευρεία χαμηλή περιοχή της πλάτης. Διαθέτει δύο έξτρα ζώνες αυτοκόλλητες για ρυθμιζόμενη πίεση στην Ο.Μ.Σ.

Ενδείξεις:

Lumbago, lumbosciatica, αποκατάσταση, μυϊκή αδυναμία, εκφυλιστική διαδικασία, οσφυαλγία.



Ref.: 313

Ζώνη ελαστική Μετεγχειρητική

	Μεγέθη	Περιφέρεια (cm)	Υψος (cm)
Κωδ.: 0802811	S	70 - 90	26
Κωδ.: 0802812	M	90 - 110	26
Κωδ.: 0802813	L	110-130	26



Περιφέρεια
μηνού

Χαρακτηριστικά:

Για ήπιο πόνο ή μακράς διάρκειας θεραπεία. Κατασκευασμένη από αεριζόμενο ύφασμα “Poromax” υψηλής ποιότητας & αντοχής. Χρώμα: Μπεζ.

Ενδείξεις:

Μετεγχειρητική



Happymammy



Υποστήριξη της πλάτης της εγκύου.
Η πιο άνετη και φυσική επιλογή για
την απόλαυση της εγκυμοσύνης.

- 1 Η ανατομική ζώνη ανυψώνει την κοιλιά σας για να ανακουφίσει την αίσθηση βαρύτητας στην περιοχή της πυέλου
- 2 Βοηθητικοί οδηγοί σωστής προσαρμογής της ζώνης.
- 3 Οι μπανέλες στην οσφυϊκή μοίρα υποστηρίζουν την πλάτη σας και βελτιώνουν τη στάση σας, βοηθώντας στην ανακούφιση του πόνου στην πλάτη.
- 4 Οι πλευρικοί ιμάντες σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε την τάση όταν είναι απαραίτητο.
- 5 Μοντέρνα και εξαιρετικά μαλακά ελαστικά υφάσματα για άνεση και ελαφρότητα.

ΚΩΔ.: 0802601

Ref.: 984

ΖΩΝΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ Happymammy

one
size


Το 76% των γυναικών πάσχουν από πόνο στην πλάτη κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι συνήθως ήπιος στην αρχή, αλλά στη συνέχεια χειροτερεύει, διαρκεί περισσότερο και επεκτείνεται καθώς η εγκυμοσύνη εξελίσσεται.

Ενδείξεις:

Εγκυμοσύνη.

984 ● Beige

Κάτω άκρο



Κάτω άκρο

AirTex^{PLUS}

Breathable


Αναπνεύσιμα & Άνετα
σε όλα τα μεγέθη



Αμφιδέξιο

Συμπίεση

Αναπνεύσιμο, ελαστικό, βελουτέ ύφασμα το οποίο παρέχει την πίεση όπου χρειάζεται στο σημείο.



Άνεση

Εξαιρετικά ελαστικό και αναπνεύσιμο, ύφασμα τεχνικής επίδρασης που προσαρμόζεται στη δυναμική της κίνησης, παρέχοντας στον ασθενή πλήρη άνεση.



Ύφανση με πολυ-κυψελωτή υφή για μεγαλύτερη άνεση.



Ύφασμα με υψηλή ελαστικότητα ικανή να προσαρμόζεται σε όλες τις αλλαγές.




Ανατομικές ραφές για άνετη εφαρμογή.



Ref.: T136

Επιγονατίδα Ελαστική AIR - TEX με Μπανέλες και Ιμάντες

Κωδ.:	Μέγεθος	Ύψος (cm)	Γόνατο (cm)*
Κωδ.: 0802648	S	33	32 - 35
Κωδ.: 0802649	M	33	35 - 38
Κωδ.: 0802650	L	33	38 - 41
Κωδ.: 0802651	XL	33	41 - 45
Κωδ.: 0802652	XXL	33	45 - 50



Περιφέρεια γόνατος.
Αμφιδέξιο.

Χαρακτηριστικά:

Κατασκευασμένο με ιμάντες στερέωσης που σημειώνονται με μπλε κουκίδα για την περιοχή του μηρού και κόκκινη κηλίδα κατω από το γόνατο, για την απώτερη περιοχή. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:


Πόνος στις αρθρώσεις, τενοντίτιδα, αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, επιγονατιδικά τραύματα, τραυματισμοί πλευρικών συνδέσμων στο γόνατο, ασθένεια Osgood-Schlatter, μαλάκυνση χόνδρου επιγονατίδας. Μετά τον τραυματισμό και μετ'εγχειρητική θεραπεία.



Ref.: T140

Επιγονατίδα Ελαστική με Μπανέλες & Ιμάντες Πολυκεντρικού Τύπου AIR - TEX

Κωδ.:	Μέγεθος	Ύψος (cm)	Γόνατο (cm)*
Κωδ.: 0802653	S	33	32 - 35
Κωδ.: 0802654	M	33	35 - 38
Κωδ.: 0802655	L	33	38 - 41
Κωδ.: 0802656	XL	33	41 - 45
Κωδ.: 0802657	XXL	33	45 - 50



Περιφέρεια γόνατος.
Αμφιδέξιο.

Χαρακτηριστικά:

Κατασκευασμένο με ιμάντες στερέωσης που σημειώνονται με μπλε κουκίδα για την περιοχή του μηρού και κόκκινη κηλίδα κατω από το γόνατο. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Πόνος στις αρθρώσεις, τενοντίτιδα, αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, επιγονατιδικά τραύματα, τραύματα πλευρικών συνδέσμων στο γόνατο, ασθένεια Osgood-Schlatter, μαλάκυνση χόνδρου επιγονατίδας. Μετά τον τραυματισμό και μετ'εγχειρητική θεραπεία.

AirTex^{PLUS}

Breathable

e·sense

Μηροκνημικός Νάρθηκας Τηλεσκοπικός με Γωνιόμετρο

RS-3000

Κωδ.: 0802668

Παρουσιάζοντας το νέο βελτιστοποιημένο τηλεσκοπικό νάρθηκα γόνατος ROM e-sense για τον έλεγχο και την προστασία της ασφάλισης / έκτασης και των κινήσεων του γόνατος σε προ / μετεγχειρητικές ή μετατραυματικές καταστάσεις.



Λιγότερες ρυθμίσεις
Απλή συναρμολόγηση, χωρίς εργαλεία για ρύθμιση.



Κλείδωμα με ένα μόνο κουμπί.
Εύκολο και άνετο στις: 0°, 15° και 30°




Ευρύ φάσμα ελέγχου σημείων κάμψης / έκτασης.
Έλεγχος ευκαμψίας από 0° έως 120° σε βήματα των 10° και έλεγχος της επέκτασης από 0° έως 90° επίσης σε βήματα των 10°



Αναπνεομενα μαξιλαράκια με αντιολισθητική υφή, για μεγαλύτερη άνεση.
Εμποδίζουν την όρθωση να γλιστρήσει ή να περιστραφεί γύρω από το πόδι.

Αμφι-
δέξιο

one
size



Σύστημα έκτασης τηλεσκοπικών ράβδων για την προσαρμογή ύψους από 46 έως και 69 cm.

AIRMED

Ref.: ATX01

Νάρθηκας "DROP FOOT" AIRMED

	Size	Μέτρηση (cm)*
Κωδ.: 0802658	XS	13 - 17
Κωδ.: 0802659	S	17 - 21
Κωδ.: 0802660	M	21 - 25
Κωδ.: 0802661	L	25 - 29



Περιφέρεια αστραγάλου.
Αμφιδέξιο.



Χαρακτηριστικά:

Αποτελείται από δύο χωριστά κομμάτια, ένα ιμάντα πάνω από τους αστραγάλους και ένα μη ολισθηρό σύνδεσμο στήριξης για τοποθέτηση μεταξύ της γλώσσας και του κορδονιού. Και τα δύο μέρη συνδέονται με ένα ελαστικό ρυθμιζόμενο, για μεγάλη ή μικρή ελαστικότητα. Στο πίσω μέρος του ιμάντα, υπάρχει ένα επίθεμα gel για μεγαλύτερη άνεση στον αχίλλειο τένοντα και το εσωτερικό μέρος είναι συμπαγές ώστε να αποφεύγονται οι τριβές και οι ανεπιθύμητες συμπίεσεις. Διακριτική, ευέλικτη, δεν χρειάζεται χώρο στο παπούτσι, καθώς είναι εύκολο να το τοποθετήσετε. Για χρήση με παπούτσι με κορδόνια. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Πτώση ποδοκνημικής που προέρχεται από νευρολογικές ασθένειες. Αστάθεια του αστραγάλου.


Κάθε ATX01 αποτελείται από:



Επίθεμα
αστραγάλου



Υποστήριξη
παπουτσιού
(ATx12)



Γάντζοι
(ATx14)

Ref.: ATX11

Εξάρτημα Μεταταρσίου "DROP FOOT" AIRMED

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

	Size	Μέτρηση (cm)*
Κωδ.: 0802662 L	S	17 - 21
Κωδ.: 0802663 L	M	21 - 25
Κωδ.: 0802664 L	L	25 - 29



Περιφέρεια του ποδιού.
Αμφιδέξιο.

ΔΕΞΙ

Κωδ.: 0802665 R
Κωδ.: 0802666 R
Κωδ.: 0802667 R

Χαρακτηριστικά:

Χρησιμοποιείται χωρίς υποδήματα. Σχεδιασμένο σύμφωνα με τη μορφολογία του αριστερού ή δεξιού ποδιού, προσαρμόζοντας στην καμάρα του πέλματος. Δεν περιλαμβάνεται στο ATX01. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

Πτώση ποδοκνημικής που προέρχεται από νευρολογικές ασθένειες. Αστάθεια του αστραγάλου.

Ref.: NA410

Νάρθηκας Ποδοκνημικής Έσω Υποδήματος “Drop Foot”



ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Κωδ.: 0802731 L

Κωδ.: 0802729 L

Κωδ.: 0802727 L

Κωδ.: 0802733 L

Μέγεθος
παπουτσιού

S (32 - 34)

M (35 - 37)

L (38 - 40)

XL (41 - 43)

Υψος
(cm)

29

31

33

35

Βάση
(cm)

23

24,5

26

27,5

ΔΕΞΙ

Κωδ.: 0802732 R

Κωδ.: 0802730 R

Κωδ.: 0802728 R

Κωδ.: 0802734 R



Νούμερο
παπουτσιού.
Αριστερό ή δεξί
(L ή R).

Χαρακτηριστικά:

Παρέχει την επαρκή ευελιξία στο πόδι κατά την περιορίζοντας την πελματική κάμψη κατά 90° κατά την φάση κύλισης. Σχεδιασμένο με πλήρη σόλα.

Με αυτοκόλλητο Velcro. Στηρίζεται στο γαστροκνημιαίο με αυτοκόλλητο Velcro.

Από εγχυμένο θερμοπλαστικό **εμπλουτισμένο με πούδρα 20%.**

Ενδείξεις:

Ενδείκνυται σε ασθενείς που πάσχουν από παράλυση του κάτω άκρου, πτώση ποδοκνημικής.

Κωδ.:0802726

Ref.: AIRFIX



Νάρθηκας Ποδοκνημικής AIRFIX ONE SIZE



Χαρακτηριστικά:

Δύο νάρθηκες παρέχουν μεσο-πλευρική σταθεροποίηση του αστραγάλου κρατώντας και διατηρώντας την άρθρωση του αστραγάλου σε λειτουργική θέση.

Προσφέρουν καλύτερη προσαρμογή και άνεση στον ασθενή. Εύκολη προσαρμογή χάρη στα εξωτερικά velcro.


Τα κελύφη είναι επενδεδυμένα με ένα μαξιλάρι αέρα και αφρό που μπορεί να ρυθμιστεί. Διευκολύνει την διακύμανση της ποσότητας αέρα στα μαξιλάρια, επιτρέποντας έτσι τον έλεγχο της ασκούμενης υποστήριξης και την προσαρμογή της στις ανάγκες του ασθενούς. Μέσα στην περιοχή των μαξιλαριών προσφέρεται άνετη στήριξη στο σφυρί. Χωρίς λάτεξ.

Ενδείξεις:

Μετα - χειρουργική επέμβαση σφυρών ποδοκνημικής. Κατάγματα συνδέσμων.

Ref.: AW

Σφήνα για Μπότα Στήριξης



Κωδ.: 0802888

Κωδ.: 0802889

Κωδ.: 0802890

Μεγέθη

S

M

L

Μεγ. παπουτσιού

34 - 38

39 - 42

43 - 45



Νούμερο
παπουτσιού.
Αμφιδέξιο.

Χαρακτηριστικά:

Σφήνες κατασκευασμένες από αφρό υψηλής πυκνότητας. Ταιριάζει στις μπότες. Τοποθετείται στη βάση της μπότας.

Ενδείξεις:

Μετεγχειρητική αποκατάσταση των τενόντων του Αχιλλείου.

Ισχίο



Ref.: NEW CAMP 3

Νάρθηκας Απαγωγής Ισχίου Ρυθμιζόμενος (κατόπιν παραγγελίας)

Μεγέθη Μέση (cm)

1 60 - 90

2 80 - 110

3 105 - 135

Κωδ.: 0802876 **1L / ΑΡΙΣΤΕΡΟ**


Κωδ.: 0802877 **1R / ΔΕΞΙ**

Κωδ.: 0802878 **2L / ΑΡΙΣΤΕΡΟ**

Κωδ.: 0802879 **2R / ΔΕΞΙ**

Κωδ.: 0802880 **3L / ΑΡΙΣΤΕΡΟ**

Κωδ.: 0802881 **3R / ΔΕΞΙ**



Χαρακτηριστικά:

Μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες. Ο σύνδεσμος έχει ρυθμιζόμενο εύρος κάμψης και έκταση από 0° έως 90° κάμψης (κάθε 15°), μπορεί να κλειδώσει στις απαιτούμενες γωνίες.

Ο σύνδεσμος έχει επίσης ρυθμιζόμενη απαγωγή (0 - 15 - 30° ή ελεύθερη).

Το τμήμα του νάρθηκα οσφύος και το τμήμα του μηρού πωλούνται χωριστά, επιτρέποντας τον συνδυασμό σε μεγέθη.

Νάρθηκας Μηρού

Ενδείξεις:

Μετα-χειρουργική επέμβαση ισχίου- Αντικατάσταση της ολικής πρόθεσης ισχίου. Εξάρθρωμα του ισχίου. Κατάγματα που σχετίζονται με την πρόσθεση ισχίου. Οστεοπόρωση. Κατάγματα της άρθρωσης του Ισχίου.

Μεγέθη Μήκος (cm)

1 40 - 50

2 50 - 60

3 60 - 70

Κωδ.: 0802882 **1L / ΑΡΙΣΤΕΡΟ**

Κωδ.: 0802883 **1R / ΔΕΞΙ**

Κωδ.: 0802884 **2L / ΑΡΙΣΤΕΡΟ**

Κωδ.: 0802885 **2R / ΔΕΞΙ**

Κωδ.: 0802886 **3L / ΑΡΙΣΤΕΡΟ**

Κωδ.: 0802887 **3R / ΔΕΞΙ**



Ref.: PS100
Μετεγχειρητικό Υπόδημα PRIM



	Μεγέθη	Μεγ. παπουτσιού
Κωδ.: 0802891	XS	33 - 35
Κωδ.: 0802892	S	36 - 38
Κωδ.: 0802893	M	39 - 40
Κωδ.: 0802894	L	41 - 42
Κωδ.: 0802895	XL	43 - 45
Κωδ.: 0802896	XXL	46 - 48



Μέγεθος παπουτσιού.

Χαρακτηριστικά:
Μετεγχειρητικά παπούτσια που προστατεύουν και διατηρούν το πόδι στη σωστή θέση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης. Παπούτσι με φτέρνα χωρίς ραφές. Αντιολισθητική σόλα. Πωλούνται ανά μονάδα. Αμφιδέξιο. Τα νέα μεταχειρουργικά παπούτσια της PRIM διαθέτουν σύστημα κλεισίματος Velcro που μπορεί να προσαρμόζεται στα πόδια με σημαντικές παραμορφώσεις ή μετεγχειρητικούς επίδεσμους ή με γύψο. Κατασκευασμένο από αναπνεύσιμο ύφασμα για άνετη χρήση.

Ενδείξεις:
Μετεγχειρητικά, για χρήση με γύψο στο πόδι.



Κωδ.: 0802919
Ref.: 400609
Κάλυμμα Γύψου / Νάρθηκα για Χέρι & Πόδι

Χαρακτηριστικά:
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο χέρι και στο πόδι. Ιδανικό για ενήλικες ή παιδιά. Μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν Ιδανικό για το ντους χωρίς να χυθεί νερό στο γύψο.

Ref.: PS200
Μετεγχειρητικό Υπόδημα Πρόσθιας Αποφόρτισης PRIM



	Μεγέθη	Μεγ. παπουτσιού
Κωδ.: 0802897	XS	33 - 35
Κωδ.: 0802898	S	36 - 38
Κωδ.: 0802899	M	39 - 40
Κωδ.: 0802900	L	41 - 42
Κωδ.: 0802901	XL	43 - 45



Μέγεθος παπουτσιού.

Χαρακτηριστικά:
Μετεγχειρητικά παπούτσια που προστατεύουν και διατηρούν το πόδι στη σωστή θέση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης. Παπούτσι με φτέρνα χωρίς ραφές. Κλεισίματα Velcro®. Αντιολισθητική σόλα. Πωλούνται ανά μονάδα. Αμφιδέξιο. Τα νέα μεταχειρουργικά παπούτσια της PRIM διαθέτουν σύστημα κλεισίματος Velcro που μπορεί να προσαρμόζεται στα πόδια με σημαντικές παραμορφώσεις ή μετεγχειρητικούς επίδεσμους ή γύψο. Κατασκευασμένο από αναπνεύσιμο ύφασμα για άνετη χρήση.

Ενδείξεις:
Μετεγχειρητικά, για χρήση με γύψο στο πόδι.



Ref.: 587014 / 300714 / 505941 / 585182 / 584615 / 598144
Κάλυμμα Γύψου / Νάρθηκα για Χέρι & Πόδι

Χαρακτηριστικά:
Ιδανικό για την προστασία του γύψου και των επιδέσμων από το νερό κατά την διάρκεια του ντους. Εσωτερική ταινία σιλικόνης για την αποφυγή γλιστρήματος.

- Κωδ.: 0802920 Κάλυμμα γύψου - κοντό - χέρι 46cm Ενηλίκων
- Κωδ.: 0802921 Κάλυμμα γύψου - κοντό - χέρι 70cm Ενηλίκων
- Κωδ.: 0802922 Κάλυμμα γύψου - παιδικό χέρι
- Κωδ.: 0802923 Κάλυμμα γύψου - κοντό - πόδι 65cm Ενηλίκων
- Κωδ.: 0802924 Κάλυμμα γύψου - μακρύ - πόδι 90cm Ενηλίκων
- Κωδ.: 0802925 Κάλυμμα γύψου - παιδικό πόδι



ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ

“Tuboprote” Σωληνοειδής Επίδεσμος Δάκτυλου του Ποδιού Comforsil

x12 |  |  | 

Κωδ.: 0802948 Σωληνοειδής επιδ. δακτυλ. ποδιού tuboprotex12 (S)
Κωδ.: 0802949 Σωληνοειδής επιδ. δακτυλ. ποδιού tuboprotex12 (M)
Κωδ.: 0802950 Σωληνοειδής επιδ. δακτυλ. ποδιού tuboprotex12 (L)

**Αποτελεσματική προστασία του πόνου των ποδιών
που προκαλείται από ερεθισμούς, φουσκάλες, κάλους.
Βαμβακερή εσωτερική επένδυση.
Αναπνέων υλικό**

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Εκδορές ανάμεσα στα δάκτυλα.
Πρόληψη δημιουργίας κάλων.
SIZE: S/M/L



PRO0108

Αυτοκόλλητο Επικάλιο Επίθεμα “Aqua” Comforsil

x4 |  |  | 

Κωδ.: 0802951 Επικάλιο επίθεμα αυτοκόλλητο x4 one size

**Ανακουφίστε την ταλαιπωρία που προκαλούν οι κάλοι
χάρη στο επίθεμα σιλικόνης Aqua.
Εξασφαλίζει τη σωστή στερέωση στην περιοχή που
χρειάζεται θεραπεία χωρίς τη χρήση κόλλας. Πλένεται και
επαναχρησιμοποιείται για περίπου 25 πλύσεις.**

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Πρόληψη δημιουργίας κάλων στα δάκτυλα
ONE SIZE



CC327

Νέα σειρά
Comforsil® 100%
καθαής σιλικόνης

Φροντίζει τα πόδια σας για σας!

Μια νέα γκάμα προϊόντων ποδιών σιλικόνης COMFORSIL® που προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα των ποδιών σας.

Κωδ.: 0802902 S
Κωδ.: 0802903 M
Κωδ.: 0802904 L

Συμπαγή Διαχωριστικό Δακτύλου με Σχήμα Κλεψύδρας Comforsil

x2 | 

Κατασκευασμένο από εξαιρετικά μαλακή σιλικόνη για να ισιώσει και να ευθυγραμμίσει το μεγάλο δάκτυλο του ποδιού, αποτρέποντας τον ερεθισμό και την τριβή με το δεύτερο δάκτυλο.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Δάκτυλα που παρεκκλίνουν ή σταυρώνουν, Hallux valgus.
SIZE: S/M/L

Κωδ.: 0802905 S
Κωδ.: 0802906 M
Κωδ.: 0802907 L

Πέλμα Σφυροδακτυλίας Comforsil

x2 | 

Μικροί νάρθηκες που τοποθετούνται κάτω από τα δάκτυλα των ποδιών όπου προσαρμόζονται ανατομικά.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Χρησιμοποιείται για την παροχή ανακούφισης από την πίεση που ασκείται στα δάκτυλα και στο μετατόρσιο.
SIZE: S/M/L

Κωδ.: 0802908

Βοήθημα Μεταταρσίου με Δακτύλιο Συγκράτησης Comforsil

x2 | 

Βοήθεια για την εξάλειψη των κάλων στο πέλμα του ποδιού. Μειώνει την πίεση και την τριβή που προκαλούν πόνο κατά το περπάτημα και την πολύωρη ορθοστασία

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Πόνο στο μετατόρσιο
ONE SIZE



CC218



CC226



CC220

Υποπτέρνια με Προσθαιρούμενη Οπή Comforsil

Κωδ.: 0802909 S
Κωδ.: 0802910 M
Κωδ.: 0802911 L

x2 | 

Το αποσπώμενο βύσμα έχει σχεδιαστεί για την αποφόρτιση της πτέρνας. Απομακρύνει την πίεση από την οδυνηρή περιοχή της πτέρνας.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για ακάνθα πτέρνας.
Αποκατάσταση περναλγίας.
SIZE: S/M/L

Κωδ.: 0802912 S
Κωδ.: 0802913 M
Κωδ.: 0802914 L

Υποπτέρνια Σιλικόνης Comforsil

x2 | 

Κατασκευασμένο από σιλικόνη με δύο διαφορετικές πυκνότητες. Διαθέτει ένα κυκλικό σημείο χαμηλότερης πυκνότητας στο κέντρο. Συνιστάται για τη θεραπεία του άκανθα της πτέρνας.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ακάνθα πτέρνας.
SIZE: S/M/L

Πέλματα Απορρόφησης Κραδασμών Comforsil

x2 | 

Με δύο πυκνότητες, απορροφούν κραδασμούς κατά το περπάτημα. Προσφέρουν ανακούφιση και άνεση με την αποφόρτιση στην περιοχή της φτέρνας και των μεταταρσίων. Ιδιαίτερα κατάλληλο για κουρασμένα, αδύναμα και ευαίσθητα πόδια.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Μεταταρσαλγία, περναλγία.
SIZE: S (35-37)
M (38-40)
L (41-43)


Κωδ.: 0802915 S
Κωδ.: 0802916 M
Κωδ.: 0802917 L



CC215



CC212



CC209

Παιδική σειρά

Ref.: 115
Ελαστικός Βρεφικός Νάρθηκας Ισχίου
Pavlik harness
(κατόπιν παραγγελίας)

	Μεγέθη	Περιφέρεια (cm)
Κωδ.: 0802869	XS	23 - 33
Κωδ.: 0802870	S	33 - 40
Κωδ.: 0802871	M	40 - 50
Κωδ.: 0802872	L	50 - 60

*Μέτρηση περιφέρειας
θώρακος.
Αμφιδέξιο.

Χαρακτηριστικά:
Με πλαστική αγκράφα quick release η οποία μπορεί εύκολα να απελευθερωθεί, αλλά δεν μπορεί να χαλαρώσει ακούσια. Η απαγωγή μπορεί να είναι διαφορετική σε κάθε ισχίο. Η ελεύθερη κίνηση εμποδίζει τη νέκρωση της κεφαλής του μηρού.

Ενδείξεις:
Συγγενές εξάρθρωμα ισχίου. Δυσπλασία του ισχίου.

Ref.: C29
Νάρθηκας Dennis Brown
(κατόπιν παραγγελίας)

	Μεγέθη	Απόσταση (cm)
Κωδ.: 0802873	S	18 - 23
Κωδ.: 0802874	M	24 - 29
Κωδ.: 0802875	L	30 - 40

*Μέτρηση απόστασης
μεταξύ των ιγνυακών
των οστών σε απαγωγή.

Χαρακτηριστικά:
Όρθωση όπου βοηθά τα παιδιά να κρατήσουν το ισχίο στη θέση του. Άνετο και ελαφρύ. Επένδυση με πολυουρεθάνη στα άκρα στήριξης του μηρού. Δομή από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ενδείξεις:
Συγγενές εξάρθρωμα ισχίου. Δυσπλασία του ισχίου.

Κωδ.: 0802689
Ref.: 907
Φάκελος Ανάρτησης Παιδικός

one
size

Χαρακτηριστικά:
Κατασκευασμένο από βαμβάκι και πολυεστέρα. Εύκολη προσαρμογή. Διαστάσεις του βραχίονα 28 x 14 cm.

Ενδείξεις:
Κράτημα τραυματισμένου βραχίονα σε σωστή θέση.

Παιδική σειρά

Ref.: BEBAX
Βρεφικός Νάρθηκας Άκρου Ποδός "BEBAX"

Μεγέθη
Από 7,5 έως 10
(σε προσauξήσεις 0,5 cm)

Από 10,5 έως 13,5
(σε βήματα 1 cm)

Από 14,5 έως 16,5
(σε βήματα 1 cm)

Χαρακτηριστικά:
Επιτρέπει την σταδιακή διόρθωση των παραμορφώσεων των ποδιών στα βρέφη, ακολουθώντας τα τρία διαστημικά επίπεδα: κάθετα, οριζόντια και πλάγια. Η θεραπεία διαρκεί περίπου 35 ημέρες.

Ενδείξεις:
Οστικές Δυσπλασίες άκρου ποδός σε νεογνά, ραιβότητα, βλαισότητα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ	Μέγεθος παπουτσιού	ΔΕΞΙ
Κωδ.: 0802751 L	7,5cm	Κωδ.: 0802752 R
Κωδ.: 0802753 L	8cm	Κωδ.: 0802754 R
Κωδ.: 0802755 L	8,5cm	Κωδ.: 0802756 R
Κωδ.: 0802757 L	9cm	Κωδ.: 0802758 R
Κωδ.: 0802759 L	9,5cm	Κωδ.: 0802760 R
Κωδ.: 0802735 L	10cm	Κωδ.: 0802736 R
Κωδ.: 0802737 L	10,5cm	Κωδ.: 0802738 R
Κωδ.: 0802739 L	11,5cm	Κωδ.: 0802740 R
Κωδ.: 0802741 L	12,5cm	Κωδ.: 0802742 R
Κωδ.: 0802743 L	13,5cm	Κωδ.: 0802744 R
Κωδ.: 0802745 L	14,5cm	Κωδ.: 0802746 R
Κωδ.: 0802747 L	15,5cm	Κωδ.: 0802748 R
Κωδ.: 0802749 L	16,5cm	Κωδ.: 0802750 R

*Μέγεθος ποδιού
παιδιών από τη
φτέρνα μέχρι την
άκρη του μεγάλου
δάχτυλου του
ποδιού.
Δεξιά ή αριστερά
(R, L).

Ref.: TIBAX
Βρεφικός Νάρθηκας Ποδιού TIBAX

Χαρακτηριστικά:
Επιτρέπει την γρήγορη και ακριβή ρύθμιση της διόρθωσης της περιστροφής και των δύο ποδιών μέσω ειδικού κλειδιού. Η περιστροφική ρύθμιση μπορεί να διαβαστεί σε βαθμολογημένη κλίμακα. Επιτρέπει την προσαρμογή των παπουτσιών σε κάθε επίπεδο ή την άμεση τοποθέτηση του νάρθηκα BEBAX, έχοντας τη δυνατότητα να ενεργεί ταυτόχρονα στις δυσμορφίες του ποδιού. Μπορεί να τοποθετηθεί ή να αφαιρεθεί χωρίς να χάσει τη ρύθμιση που έχει καθοριστεί από τον εφαρμοστή. Παρέχεται με δύο ράβδους και με τα απαραίτητα στοιχεία για να προσαρμόζεται σε νάρθηκες BEBAX, τα οποία πωλούνται ξεχωριστά.

Ενδείξεις:
Διόρθωση του συστήματος περιστροφής κνήμης, ρύθμιση απαγωγής των ισχίων.

Μεγέθη	Ελαχ. (cm)	Μέγιστο (cm)
Κωδ.: 0802762 Short bar	5,5	20,5
Κωδ.: 0802761 Long bar	20,5	35,5

Μέτρηση απόστασης
μεταξύ των ιγνυακών
οστών σε απαγωγή.



Κωδ.: 0802946
Ref.: EXP PRIM

Stand επιδαπέδιο Comforsil

Διαστάσεις:
175 x 43 x 36cm
32 θέσεων

100% εφαρμογή
στο χώρο σας



Κωδ.: 0802945
Ref.: EXP PRIM

Stand επιτραπέζιο Comforsil

Διαστάσεις:
59 x 30 x 30cm
12 θέσεων

Προϊόντα για άμεση πώληση σε σημείο
όπου την ενισχύει.

Stand επίδειξης AQTIVO

aqtivo
skin



Κωδ.: 0802764
Ref.: 737045
Stand επιδαπέδιο
Aqtivo Sport

Διαστάσεις:
190 x 33 x 30 cm
24 θέσεων

Κωδ.: 0802763
Ref.: 737043
Stand επιδαπέδιο
Aqtivo Skin

Διαστάσεις:
190 x 33 x 30 cm
24 θέσεων

Κωδ.: 0802765
Ref.: 737026
Stand επιτραπέζιο
Aqtivo

Διαστάσεις:
60 x 30 x 30 cm
16 θέσεων


Κωδ.: 0802766
Ref.: EXP PRIM

Stand επιδαπέδιο
μεταλλικό Prim

Διαστάσεις:
191 x 37,2 x 30,5cm
54 θέσεων

Περιέχει:
1 - Πλαίσιο συναρμολόγησης
18 - Άγκιστρα (18 cm)

Ref: SOPORTE EXP PRIM
(προαιρετικό)
Θήκη για πατερίτσες και μπάστούνια
2 τεμάχια



Κωδ.: 0802947
Ref.: EXPMOTENG
Mottio Stand
Stand επιτραπέζιο 4 θέσεων




Κωδ.: 0802767
Μπλοκ
συνταγογράφησης





Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Σ :



e-mail: mobiakcaresales@mobiak.gr
www.mobiakcare.gr