

GOOD medica

κωδ. 0804580



ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

MOBIAK®
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

OrtoFlexL2 

Το OrtoFlex L2 είναι το πιο πρόσφατο μηχάνημα CPM της Good Medica. Η συσκευή διαθέτει ένα βελτιωμένο σύστημα ελέγχου που υποστηρίζεται από οθόνη αφής και ένα νέο ακριβές σύστημα κίνησης.

Το OrtoFlex L2 είναι μια μηχανοκίνητη συσκευή σχεδιασμένη για συνεχή παθητική κινητοποίηση του γόνατος και του ισχίου (CPM Continuous Passive Motion), είναι ένα τέλειο συμπλήρωμα της διαδικασίας βελτίωσης υπό νοσοκομειακές συνθήκες, καθώς και κατά τη διάρκεια της ανεξάρτητης αποκατάστασης στο σπίτι.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- δύο οθόνες αφής: στο τηλεχειριστήριο και στην αρχική οθόνη
- η κύρια οθόνη λειτουργεί ανεξάρτητα, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε τη συσκευή χωρίς τηλεχειριστήριο
- 3 προγράμματα άσκησης
- 9 ταχύτητες
- παύση μεταξύ κάμψης και έκτασης
- δυνατότητα ρύθμισης της ροπής στρέψης
- δυνατότητα αλλαγής της κατεύθυνσης της κίνησης κατά τη διάρκεια της άσκησης
- κουμπί έκτακτης ανάγκης

ΧΡΗΣΗ:

Ενδοπροθέσεις γόνατος (Ολική ή μερική αρθροπλαστική γόνατος)

- Ενδοπροθέσεις ισχίου (Ολική ή μερική αρθροπλαστική ισχίου)
- διορθωτική οστεοτομία
- Ενδοαρθρικές επεμβάσεις
- αρθροσκόπηση αρθρώσεων
- επεμβάσεις αποκατάστασης χιαστών συνδέσμων
- κινητοποίηση της άρθρωσης μετά από μακρά ακινητοποίηση
- επεμβάσεις που επηρεάζουν τους μαλακούς ιστούς γύρω από τις αρθρώσεις
- τραυματισμοί και διαστρέμματα των αρθρώσεων.

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

- υποστήριξη στη διαδικασία αποκατάστασης του γόνατος και του ισχίου
- βελτίωση της φυσικής κατάστασης των μυών, των αρθρώσεων και των συνδέσμων
- πρόληψη του συμφορητικού οιδήματος
- θρέψη των περιφερικών ιστών, των μυών και των αρθρικών καψουλών.



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος: 95 cm
Πλάτος: 32 cm
Ύψος: 36 cm - 45 cm
Βάρος: 12 kg

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύρια μονάδα με οθόνη αφής
Τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
Καλώδιο τροφοδοσίας

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Εύρος γωνίας κινητικότητας γόνατος από -5° έως 120°
Γωνία κινητικότητας ισχίου από 25° έως 100°
Γωνία κινητικότητας αστραγάλου από 0° έως 40°
Εύρος ρύθμισης του μηριαίου οστού από 32 έως 49 cm
Εύρος ρύθμισης για την κνήμη από 25 έως 57 cm
Παροχή ρεύματος 100-240 VAC 50/60 Hz

OrtoFlexL2