


Μαξιλάρι "SILICONE I" & "SILICONE II"

Κωδ. 0803124

Κωδ. 0803125

Τα Μαξιλάρια Κατακλίσεων έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τον κίνδυνο σχηματισμού κατάκλισης. Προορίζονται και για άτομα με ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένους που διατηρούν αναπηρικό καροτσάκι και έχουν καθιστικό τρόπο ζωής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρήστες που δεν έχουν κάποιο σύμπτωμα και θέλουν να προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινότητά τους.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εργονομικός σχεδιασμός
- Προσφέρει υψηλή άνεση και σταθερότητα στον χρήστη
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 45x40x5.5cm **(Κωδ. 0803124)**
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 50x45x5.5cm **(Κωδ. 0803125)**
- Ελαφρύ και εύκολο στην μεταφορά
- Αναπνέων υλικό
- Αντιμικροβιακές ιδιότητες
- Προσφέρει μείωση της υγρασίας και της ανάπτυξης θερμότητας
- Εξωτερικό κάλυμμα με φερμουάρ, αφαιρούμενο και πλενόμενο
- Ιδιότητες επιβράδυνσης φλόγας
- Το SILICONE II Συνδυάζεται άψογα με αναπηρικό αμαξίδιο με 41-43-46 κάθισμα
- Το SILICONE I είναι ιδανικό για το αναπηρικό αμαξίδιο με **Κωδ. 0808527**