

Ενισχυμένοι Περιπατητήρες, Πτυσσόμενοι με εργονομικές λαβές, ιδανικοί για όλους τους χρήστες με βάρος έως και **136kg**.

Νέο Προϊόν



2
Έτη
Εγγύηση

Περιπατητήρας Πτυσσόμενος 136kg

Κωδ: 0809786

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σκελετός: Πτυσσόμενος,
- Χρώμα: Ασημί – Μαύρο
- Ελαφρύ: 2,4 kg
- Ρυθμιζόμενος Καθ' ύψος, για να καλύπτει
- όλες τις απαιτήσεις
- Παπουτσάκι Αντιολισθητικό, Κωδ.: 0809788

58,5cm	42,5cm	47cm	75-93cm	136Kg

Περιπατητήρας με Κίνηση “Βήμα – Βήμα” 136kg

Κωδ: 0809787

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σκελετός: Πτυσσόμενος
- Κίνηση Βηματισμού,
με δυνατότητα σταθεροποίησης
- Χρώμα: Ασημί – Μαύρο
- Ελαφρύ: 2,8 kg
- Ρυθμιζόμενος Καθ' ύψος, για να καλύπτει
- όλες τις απαιτήσεις
- Παπουτσάκι Αντιολισθητικό, Κωδ.: 0809788

52cm	44,5cm	47cm	75-93cm	136Kg



Νέο Προϊόν

2
Έτη
Εγγύηση