



Καρέκλα Ανύψωσης Τροχήλατη "ESTIA II"

Ref: 0811950

Η τροχήλατη καρέκλα ανύψωσης προορίζεται για άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, καθώς και για άτομα με κινητικές δυσκολίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταφορά του ασθενούς από και προς το κρεβάτι / καρέκλα ή/και για χρήση από άτομα που δεν είναι σε θέση να μεταβούν στην τουαλέτα λόγω περιορισμένης κινητικότητας.



Ατσάλινος
Σκελετός

Προσθαιρούμενο
Μαξιλάρι Αφρολέξ
με δυνατότητα
Πλυσίματος του
Καλύμματός του

Πίσω
Τροχοί 3"

Ποδοστήριγμα
(Πλατφόρμα)

Μπροστά
Τροχοί 5"

0811950	46cm	40cm	59cm	77cm	93-119cm	44-70cm	3" 5"	120Kg	32Kg

www.mobiakcare.com



Value in safety, invest in Quality!