

Αναπηρικό Αμαξίδιο Αλουμινίου AZURA

Κωδ: 0811982

Κωδ: 0811983



Αναπηρικό Αμαξίδιο κατάλληλο για άτομα με παραπληγία ή τετραπληγία, παρέχει άνεση για διάφορες στάσεις του σώματος τους, γεγονός που ευνοεί από την δυνατότητα ρύθμισης του προσκέφαλου, των πλαϊνών και στερνικών προστατευτικών. Το προσκέφαλο, τα πλαϊνά τα στερνικά στηρίγματα και το διαχωριστικό ποδιών είναι επενδυμένα με μαλακό υλικό για μεγαλύτερη άνεση και η χιαστή ζώνη προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι πτυσσόμενο και κάνει εύκολη την μετακίνηση του χρήστη με το αυτοκίνητο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Σκελετός Αλουμινίου
- Μπλε Χρώμα
- Υφασμάτινο Ενισχυμένο Κάθισμα, Μαύρο-Μπλε
- Πλαϊνά Αποσπώμενα & Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
- Υποπόδια Αποσπώμενα, Ανακλινόμενα & Ρυθμιζόμενου Μήκους
- Πίσω Τροχοί 16" Συμπαγείς
- Μπροστά Τροχοί 6" x 1" Συμπαγείς (152x25mm)
- Μέγιστο Φορτίο 100kg
- Ανακλινόμενο Κάθισμα 45°
- Ανακλινόμενη Πλάτη 90° έως 165°
- Ζώνη Ασφαλείας Χιαστή
- Βοηθητικά Ροδάκια Αντί - Ανατροπής Ρυθμιζόμενα Καθ' ύψος

0811982	43-49cm	42cm	40cm	45cm*	62-64cm	102-114cm**	104-117cm***	50cm	16" 6"	100kg	21,5kg
0811983	38-44cm	36cm	40cm	45cm*	58-60cm	102-114cm**	104-117cm***	50cm	16" 6"	100kg	21kg

*χωρίς το προσκέφαλο

** με τα υποπόδια στη χαμηλή και πλήρη ανακλινόμενη θέση

*** με το προσκέφαλο στην χαμηλή και ψηλότερη θέση