

ΠΟΒΙΑΚ[®]
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

**ΠΑΙΔΙΚΗ
ΣΕΙΡΑ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ
ΑΜΑΞΙΔΙΑ**





ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργοστάσιο - Έκθεση Προϊόντων:

Ακρωτήρι Χανίων, Κρήτη, Τ.Κ. 73100

Τηλ.: 28210 63222

e-mail: mobiakcaresales@mobiak.com

www.mobiak.com

Παιδικό Αναπηρικό Αμαξίδιο "Yeti"

2^{έτη}
εγγύηση

κωδ. 0815500

“ Το παιδικό αναπηρικό αμαξίδιο **YETI** έχει σχεδιαστεί για μεγαλύτερα παιδιά με κινητικά ή ορθοστατικά προβλήματα. Πλούσιο σε αξεσουάρ για την ευκολία του συνοδού και προσφέρει σωστή θέση καθίσματος για την άνεση του παιδιού.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλικία χρήστη	11-18 χρονών
Ύψος χρήστη	130-175cm
Ρυθμιζόμενο υποπόδιο	28,5-43,5cm
Μέγιστο φορτίο καλαθιού	3Kg
Μέγιστο φορτίο τσάντας	2Kg
Αναδιπλούμενο αναπηρικό (ΜxΠxΥ)	110x66x50cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Μέτρηση σε εκ.											
0815500	25*/42	28*/42	31-45	65-85	66	103-146	117-133	56	11,42" 7,64"	80kg	24-28,6Kg

*οι μετρήσεις δίνονται με τα ένθετα

Ανακλινόμενη Πλάτη

3° - 99° | 8 θέσεις



Ρυθμιζόμενο και με κλίση υποπόδιο

80° - 180° | 6 θέσεις



- Το σύστημα "I Grow With You" εγγυάται στήριξη για πολλά χρόνια, καθώς δίνει τη δυνατότητα επέκτασης του ύψους της πλάτης, μήκος υποποδίου και βάθους του καθίσματος
- Πλήρης αναδίπλωση με αφαίρεση όλων των εξαρτημάτων
- Ανακλινόμενη πλάτη
- Ταυτόχρονη δυνατότητα ανακλίσης καθίσματος και πλάτης

- σε 5 θέσεις: 9,5°-29°
- Δυνατότητα κλειδώματος κατεύθυνσης ροδών
- Σκίαστρο με άνοιγμα για δυνατότητα οπτικής επαφής του γονέα με του παιδιού
- Περιέχει αναρτήσεις απορρόφησης κραδασμών
- Ρύθμιση πλάτης σε 8 θέσεις: 3°-99°

Πλαϊνά αντιανεμικής κάλυψης



Αναδιπλούμενος ελαφρύς σκελετός



Στήριξη οδήγησης




Αξεσουάρ (συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία)



Κωδ.: 0815535
Ένθετα
Αυξομείωσης
Πλάτους



Κωδ.: 0815536
Στήριγμα
Κεφαλιού



Κωδ.: 0815509
Ζώνες Απαγωγής



Κωδ.: 0815537
Μπάρα
Ασφαλείας



Κωδ.: 0815538
Ζώνη 5 Σημείων



Κωδ.: 0815504
Καλάθι



Κωδ.: 0815502
Τραπεζάκι



Κωδ.: 0815539
Σκίαστρο
με Άνοιγμα για
Οπτική Επαφή

Αξεσουάρ (ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία)



Κωδ.: 0815510
Γάντια
με Μαγνήτη



Κωδ.: 0815503
Τσάντα



Κωδ.: 0815501
Μαξιλάρι
Απαγωγής



Κωδ.: 0815507
Ομπρέλα



Κωδ.: 0815505
Αδιάβροχο
Κάλυμμα



Κωδ.: 0815508
Υπνόσακος



Κωδ.: 0815506
Αντικουνουπικό
Δίχτυ

Παιδικό Αναπηρικό Αμαξίδιο "Zefir"

2^{έτη}
εγγυηση

κωδ. 0815517

“ Το παιδικό αναπηρικό αμαξίδιο **ZEFIR** είναι ένας ελαφρύς και συμπαγής εξοπλισμός που προορίζεται για παιδιά με κινητικά ή ορθοστατικά προβλήματα. Πλούσιο σε αξεσουάρ για την ευκολία του συνοδού και προσφέρει σωστή θέση καθίσματος για την άνεση του παιδιού.

Στήριγμα κεφαλιού

Ένθετα αυξομείωσης πλάτους

Ζώνη 5 Σημείων

Καλάθι

Σκίαστρο με άνοιγμα για οπτική επαφή

- Το σύστημα "I Grow With You" εγγυάται στήριξη για πολλά χρόνια, καθώς δίνει τη δυνατότητα επέκτασης του ύψους της πλάτης, μήκος υποποδίου και βάθους του καθίσματος
- Πλήρης αναδίπλωση χωρίς αφαίρεση των εξαρτημάτων
- Ανακλινόμενη πλάτη
- Δυνατότητα κλειδώματος κατεύθυνσης ροδών
- Σκίαστρο με άνοιγμα για δυνατότητα οπτικής επαφής του γονέα με του παιδιού
- Ρύθμιση πλάτης σε 2 θέσεις: 25°-57°

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλικία χρήστη	2-10 χρονών										
Ύψος χρήστη	80-140cm										
Ρυθμιζόμενο υποπόδιο	20 /30 /40 cm										
Μέγιστο φορτίο καλαθιού	2Kg										
Μέγιστο φορτίο τσάντας	2Kg										
Αναδιπλούμενο αναπηρικό (ΜxΠxΥ)	94x62x35cm										
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ											
Μέτρηση σε εκ.											
0815517	29*/37	29*/38	24/30	50/60	62	95-113	102-122	74	12,17" 9,45"	40kg	13-17Kg

*οι μετρήσεις δίνονται με τα ένθετα



MIN

MAX

- Χάρη σε έναν απλό μηχανισμό του υποπόδιου, μπορούμε να το χαμηλώσουμε σε ύψος 40 cm από το επίπεδο του καθίσματος
- Η αναδιπλωμένη άκρη του καθίσματος επιτρέπει την αύξηση της επιφάνειάς του κατά 6 cm, δίνοντάς μας μέγιστο βάθος 30 cm
- Οι μεταλλικές προεκτάσεις της πλάτης επιτρέπουν την επέκταση κατά 10 cm, γεγονός που μας δίνει το μέγιστο ύψος των 60cm

Αξεσουάρ (συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία)



Κωδ.: 0815540
Ένθετα
Αυξομείωσης
Πλάτους

Κωδ.: 0815541
Προέκταση Πλάτης

Κωδ.: 0815542
Μπάρα Ασφαλείας

Κωδ.: 0815543
Ζώνη Απαγωγής

Κωδ.: 0815544
Ζώνη 5 Σημείων



Κωδ.: 0815518
Καλάθι

Κωδ.: 0815521
Ρυθμιζόμενο
Τραπεζάκι

Κωδ.: 0815519
Σκίαστρο
με Άνοιγμα για
Οπτική Επάφη

Κωδ.: 0815545
Στήριγμα Κεφαλιού



25°, 57° | 2 θέσεις

Ανακλινόμενη Πλάτη

Αξεσουάρ (ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία)



Κωδ.: 0815522
Τσάντα

Κωδ.: 0815525
Ομπρέλα

Κωδ.: 0815527
Γάντια

Κωδ.: 0815523
Αδιάβροχο Κάλυμμα



Κωδ.: 0815526
Υπνόσακος

Κωδ.: 0815524
Αντικουνουπικό
Δίχτυ

Κωδ.: 0815520
Μαξιλάρι
Απαγωγής



35cm

62cm

94cm





Παιδικό Αναπηρικό Αμαξίδιο "Pegaz" 2^{έτη} εγγυηση

κωδ. 0815528

“ Το παιδικό αναπηρικό αμαξίδιο **PEGAZ** έχει σχεδιαστεί για παιδιά με κινητικά ή ορθοστατικά προβλήματα. Πλούσιο σε αξεσουάρ για την ευκολία του συνοδού και προσφέρει σωστή θέση καθίσματος για την άνεση του παιδιού.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλικία χρήση	2-10 χρονών											
Ύψος χρήση	80-140cm											
Ρυθμιζόμενο υποπόδιο	20/30/40 cm											
Μέγιστο φορτίο καλαθιού	2Kg											
Μέγιστο φορτίο τσάντας	2Kg											
Αναδιπλούμενο αναπηρικό (ΜκΠχΥ)	124×28×39cm											
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ												
Μέτρηση σε εκ.												
0815528	30*/42	30*/38	25/33	50/60	56	90-108	106-130	59	6,89"	6,89"	40kg	10-19Kg

*οι μετρήσεις δίνονται με τα ένθετα

Θέση καθίσματος

25° | 1 θέση

**Ανακλινόμενη Πλάτη**

22°, 34° | 2 θέσεις

**Ρυθμιζόμενο υποπόδιο**

20,30,40cm | 3 θέσεις



- Το σύστημα "I Grow With You" εγγυάται στήριξη για πολλά χρόνια, καθώς δίνει τη δυνατότητα επέκτασης του ύψους της πλάτης, μήκος υποποδίου και βάθους του καθίσματος
- Πλήρης αναδίπλωση τύπου ομπρέλα με αφαίρεση όλων των εξαρτημάτων
- Ανακλινόμενη πλάτη
- Δυνατότητα κλειδώματος κατεύθυνσης ροδών
- Σκίαστρο με άνοιγμα για δυνατότητα οπτικής επαφής του γονέα με του παιδιού
- Ρύθμιση πλάτης σε 2 θέσεις: 22°-34°

Αξεσουάρ (συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία)


Κωδ.: 0815546
Ένθετα
Αυξομείωσης
Πλάτους



Κωδ.: 0815547
Στήριγμα Κεφαλιού



Κωδ.: 0815548
Ζώνη Απαγωγής



Κωδ.: 0815549
Μπάρα Ασφαλείας



Κωδ.: 0815550
Ζώνη 5 Σημείων



Ρύθμιση βάθους
καθίσματος



Κωδ.: 0815533
Ρυθμιζόμενο
Τραπεζάκι



Κωδ.: 0815551
Σκίαστρο
με Άνοιγμα για
Οπτική Επάφη



Κωδ.: 0815529
Καλάθι

**Αξεσουάρ (ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία)**

Κωδ.: 0815531
Τσάντα



Κωδ.: 0815532
Ομπρέλα



Κωδ.: 0815530
Μαξιλάρι Απαγωγής




Κωδ.: 0815534
Υπόσacos



Κωδ.: 0815524
Αντικουουπικό
Δίχτυ



Κωδ.: 0815523
Αδιάβροχο Κάλυμμα



Παιδικό Αναπηρικό Αμαξίδιο "ALFA"

2^{έτη}
εγγύηση

κωδ. 0815511

“ Το παιδικό αναπηρικό αμαξίδιο **ALFA** έχει σχεδιαστεί για παιδιά με κινητικά ή ορθοστατικά προβλήματα. Πλούσιο σε αξεσουάρ για την ευκολία του συνοδού και προσφέρει σωστή θέση καθίσματος για την άνεση του παιδιού.



Προέκταση πλάτης



Σκίαστρο με άνοιγμα για οπτική επάφη

Ανάρτηση για απορρόφηση κραδασμών



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ύψος χρήστη	100-150cm
Μέγιστο βάρος χρήστη	55Kg
Ρυθμιζόμενο υποπόδιο	30-40 cm
Μέγιστο φορτίο καλαθιού	3Kg
Μέγιστο φορτίο τσάντας	2Kg
Αναδιπλούμενο αναπηρικό (ΜxΠxΥ)	103×66×58cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Μέτρηση σε εκ.													
0815511	27-32* /40	27-32* /41	30-40	59-74	66	100-145	107-128	59-67	12,01" 7,87"	55Kg	26Kg		

*οι μετρήσεις δίνονται με τα ένθετα



- Το σύστημα "I Grow With You" εγγυάται στήριξη για πολλά χρόνια, καθώς δίνει τη δυνατότητα επέκτασης του ύψους της πλάτης, μήκος υποποδίου και βάθους του καθίσματος
- Πλήρης αναδίπλωση με αφαίρεση όλων των εξαρτημάτων
- Ανακλινόμενη πλάτη
- Ταυτόχρονη δυνατότητα ανάκλισης καθίσματος και πλάτης σε 6 θέσεις: 5,5°-30°
- Δυνατότητα κλειδώματος κατεύθυνσης ροδών
- Σκίαστρο με άνοιγμα για δυνατότητα οπτικής επαφής του γονέα με του παιδιού
- Ρύθμιση πλάτης σε 8 θέσεις: -5°-91°
- Ρυθμιζόμενο ύψος στηρίγματος κεφαλιού και ρυθμιζόμενα πλευρικά μαξιλαράκια

Αξεσουάρ (συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία)



Κωδ.: 0815552 Ένθετα Στένωσης
Κωδ.: 0815554 Μπάρα Ασφαλείας
Κωδ.: 0815555 Ζώνες Απαγωγής
Κωδ.: 0815556 Ζώνη 5 Σημείων



Κωδ.: 0815515 Καλάθι
Κωδ.: 0815513 Ρυθμιζόμενο Τραπεζάκι
Κωδ.: 0815557 Σκίαστρο με Άνοιγμα για Οπτική Επαφή
Κωδ.: 0815558 Στήριγμα Κεφαλιού

Αξεσουάρ (ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία)



Κωδ.: 0815514 Τσάντα
Κωδ.: 0815559 Ομπρέλα
Κωδ.: 0815505 Αδιάβροχο Κάλυμμα
Κωδ.: 0815516 Υπόσακος



Κωδ.: 0815506 Αντικουνουπικό Δίχτυ
Κωδ.: 0815512 Μαξιλάρι Απαγωγής
Κωδ.: 0815560 Γάντια



ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Εργοστάσιο:

Ακρωτήρι Χανίων, Κρήτη, Τ.Κ. 73100

Τηλ.: 28210 63222

e-mail: mobiakcaresales@mobiak.com

Κεντρικής, Νότιας & Νησιωτικής Ελλάδας:

Θέση Σχοινέζα, Ασπρόπυργος, Αττική, Τ.Κ. 19300

Τηλ.: 210 4614006, 210 5593004

Βορείου Ελλάδας & Βαλκανίων:

Αρκαδίου 8, Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57009

Τηλ.: 2310 785668, 2310 778477

Κεντρικής & Ανατολικής Κρήτης:

Οδός Π', ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου, Κρήτη, Τ.Κ. 716 01

Τηλ.: 2810 333151

www.mobiak.com



www.mobiakcare.com

E: mobiakcaresales@mobiak.com

Επίσημος Συνεργάτης

