

Auto-CPAP YH-550 YUWELL

Κωδ. 0803370

Auto-CPAP YH-550 GSM YUWELL

Κωδ. 0803432

Με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου!

GSM για απομακρυσμένο έλεγχο, εξαγωγή
δεδομένων και αλλαγή ρυθμίσεων



Παράμετροι Προϊόντος

Μοντέλο: YH-550/ YH-550 GSM

Χρώμα: Άσπρο

Mode: CPAP, Auto CPAP

Πίεση: 4-20cm H₂O

Θόρυβος: 28dBA±2dBA

G.W./N.W.: 2.9/1.5 Kgs

Διαστάσεις (ΠxΥxΜ) cm: 41.5 × 30 × 16

○ Το AUTO-CPAP, προσφέρει μοντέρνα και ευέλικτη APAP θεραπεία με ακριβής ανίχνευσης συμβάντων και υψηλό επίπεδο άνεσης. Καινοτόμος σχεδιασμός με ενσωματωμένο υγραντήρα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
- Smart START/STOP
- Υποβοήθηση εκπνοής FPS, 4 επίπεδων 0-3
- Ramp 0-45min
- Συναγερμό διαρροών
- Αθόρυβη λειτουργία 28dBA ±2 dBA
- Υγραντήρα με ρύθμιση 6 επίπεδων
- Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Υγραντήρας
- Αναπνευστικός σωλήνας 22mm
- Ρινική Μάσκα
- Τροφοδοτικό
- Καλώδιο τροφοδοτικού
- Σετ, 2 φίλτρα
- Τσάντα μεταφοράς
- Κάρτα SD
- Οδηγίες χρήσης

Εγγύηση:

- 2 χρόνια στην συσκευή
- 1 χρόνο στο τροφοδοτικό
- 90 μέρες στον υγραντήρα