

Συμπυκνωτής Οξυγόνου 2Lt, 8F-2A YUWELL

Κωδ. 0803420



Μικρός σε μέγεθος και βάρος συμπυκνωτής 2 λίτρων με σύγχρονη, εργονομική σχεδίαση και λειτουργία χαμηλού θορύβου.



Ανίχνευση βλάβης



Ιατρική χρήση



Υψηλή απόδοση O₂



Όμορφος σχεδιασμός

Χαρακτηριστικά:

- ο Καθαρότητα Οξυγόνου (%): $\geq 90\%$
- ο Ροή Οξυγόνου (Lit/min): 0-2
- ο Μέγιστη Πίεση εξόδου (bar): 0,5
- ο Τάση Λειτουργίας (VAC): $230V \pm 10\%$, $50Hz \pm 1Hz$
- ο Ισχύς (W): 150
- ο Επίπεδο Θορύβου dB(A): 60
- ο Διαστάσεις (cm): Μ:30 x Π:18 x Υ:38
- ο Καθαρό Βάρος (Kg): 9
- ο Εγγύηση: 3 Έτη

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- ο Καλώδιο Τροφοδοσίας
- ο Ρινικό
- ο Υγραντήρας
- ο Φίλτρο εισαγωγής αέρα
- ο Φλογοπαγίδα
- ο 2x Ασφάλειας 1,6AH
- ο Λαστιχάκια στεγανοποίησης υγραντήρα
- ο Εγχειρίδιο Χρήστη

