

Αμαξίδιο Scooter "PERSEUS"

Κωδ.: 0805760



Το ηλεκτρικό σκούτερ **"PERSEUS"**, είναι μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή μετακίνηση ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα. Με μοντέρνο σχεδιασμό, εξαιρετική αυτονομία και προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, το **"PERSEUS"** προσφέρει ανεξαρτησία και άνεση χωρίς συμβιβασμούς.

2^ή γενιά
εγγύηση



1. Κονσόλα ελέγχου
2. Λαβή
3. Στήλη τιμονιού

4. Κουτί μπαταριών
5. Μπροστινός τροχός
6. Πλατφόρμα ποδιών

7. Πλάτη καθίσματος
8. Χειροκίνητος μοχλός
9. Πίσω τροχός (κίνησης)

Περιστρεφόμενος διακόπτης
για τον έλεγχο της ταχύτητας

Κουμπί απελευθέρωσης
ηλεκτρομαγνητικού
φρένου



Διακόπτης τροφοδοσίας

2έτη
εγγύηση

Μοχλός ρύθμισης
τιμονιού

Υποδοχή φόρτισης

2 θύρες USB για
φόρτιση συσκευών
(π.χ. κινητό τηλέφωνο)



2έτη
εγγύηση

Χαρακτηριστικά

- Σκελετός: Ατσάλινος
- Χρώμα: Λευκό
- Κάθισμα: Περιστρεφόμενο, ρυθμιζόμενο στο ύψος και ρυθμιζόμενο στο βάθος (μπρος-πίσω)
- Πλαϊνά: Αφυψούμενα και ρυθμιζόμενα στο πλάτος
- Μέγιστο βάρος χρήστη: 190 kg
- Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h
- Αυτονομία: 55 km
- Μέγιστο ύψος εμποδίου: 60 mm
- Μέγιστη κλίση: 15°
- Τιμόνι με κλίση: έως 135°
- Ανακλινόμενη πλάτη: έως 125°
- Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): (1330 x 670 x 1350)mm
- Βάρος μπαταριών: 36Kg



Φώτα φρένων

Ροδάκια
αντιανατροπής

- Καθαρό βάρος: 106 kg (χωρίς τις μπαταρίες)
- Ύψος πλατφόρμας ποδιών: 170 mm
- Βάθος καθίσματος: 500 mm
- Πλάτος καθίσματος: 480 mm
- Ύψος καθίσματος από το έδαφος: 650 - 750 mm
- Μοτέρ: 800W
- Μπαταρίες: 2 τμχ - 55Ah (μόλυβδου οξέος)
Εγγύηση 6 Μήνες
- Φορτιστής: 24V x 6A
- Κατηγορία προστασίας: IP54
- Φρένα: Ηλεκτρομαγνητικά
- Πίσω τροχοί: 13" με πίεση ελαστικών
- Μπροστά τροχοί: 11.5" με πίεση ελαστικών
- Αναρτήσεις: Μπροστά και πίσω



Μέτρηση
σε εκατοστά



46



48



50



65,5



58,3



133



135



65-75



11,5" 13"



6



Αξία στην Ασφάλεια...
Επένδυση στην Ποιότητα!