



# Κάλτσες Διαβαθμισμένης Συμπίεσης

**SANYLEG<sup>®</sup>**



ΚΑΝΤΣΕΩ

**Αντιθρομβωτικές  
Μετεγχειρητικές**

**Θεραπευτικές  
Φλεβίτιδος**

**Αθλητικές  
διαβαθμισμένης  
συμπίεσης**

# Αντιθρομβωτικές Μετεγχειρητικές

Μια σειρά κάλτσες αφιερωμένη στην προφύλαξη από θρομβώσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επέμβαση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή εφαρμογή και η σωστή διαβάθμιση συμπίεσης, είναι κατασκευασμένες από απαλό και ελαστικό ύφασμα, υποαλλεργικό (χωρίς λάτεξ).



## SANYLEG<sup>+</sup>

### ΕΝΔΕΙΞΙΣ

- Πρόληψη θρομβώσεων που δημιουργούνται μετά από χειρουργική επέμβαση
- Θεραπεία που σχετίζεται με μετατραυματικές θεραπείες, μελανιές και οιδήματα σε κατακεκλιμένους ασθενείς
- Μώλωπες και υδροστατικά οιδήματα.

### ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΙΣ

- Τοπική δερματίτιδα, ερύθημα, νέκρωση.
- Απογύμνωση, πνευμονικό οίδημα, μοσχεύματα.
- Αγγειακές διαταραχές καρδιακής προέλευσης.
- Πόδια μεγαλύτερης περιφέρειας.

18mm/Hg							
AD	AG	AGT	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
1 Pair cC cB ID	1 Pair cG cC cB ID	1 Piece cG cC cB ID	LENGTH 35 - 45cm	LENGTH 63 - 88cm	LENGTH 63 - 88cm	LENGTH 63 - 88cm	LENGTH 63 - 88cm
CIRCUMFERENCE		cB 18 - 20cm cC 28 - 40cm cG 42 - 58cm	cB 21 - 23cm cC 32 - 44cm cG 52 - 68cm	cB 24 - 26cm cC 36 - 48cm cG 62 - 78cm	cB 27 - 29cm cC 40 - 52cm cG 70 - 88cm	cB 30 - 32cm cC 44 - 56cm cG 73 - 98cm	
The color of the visual heel indicates the size of the stocking.							

**ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΚΑΛΤΣΑ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ  
ΛΕΥΚΗ 18 - 20mmHG | H62**



**ΜΕΓΕΘΟΣ**

H62	S
	M
	L
	XL
	XXL

**ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΚΑΛΤΣΑ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ  
ΛΕΥΚΗ 18 - 20mmHG | H61**



**ΜΕΓΕΘΟΣ**

H61	S
	M
	L
	XL
	XXL




# Θεραπευτικές Φλεβίτιδος

Η θεραπευτική σειρά της Sanyleg είναι κατασκευασμένη από τέτοιο τύπο υφάσματος που εξασφαλίζει μια «αδιαφανής» εμφάνιση.

Ο ειδικός αυτός τύπος υφάσματος διατηρεί τη μέγιστη ελαστικότητα ενώ παράλληλα εξασφαλίζει βέλτιστο αισθητικό σχέδιο.

Οι κάλτσες αυτές ενδείκνυνται ιδιαίτερα για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών όπως η φλεβική ανεπάρκεια και οι κίρσοι και διατίθενται σε εκδόσεις class I, class II ανοικτού δαχτύλου.

Συνιστάται να λάβετε ιατρική αξιολόγηση και συνταγή πριν χρησιμοποιήσετε αυτά τα προϊόντα



		X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
		1	2	3	4	5	6
.B		18 - 20	20 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 32	32 - 35
.B1		23 - 27	25 - 30	27 - 33	30 - 36	32 - 38	36 - 41
.C		30 - 36	32 - 40	34 - 44	38 - 48	41 - 51	45 - 54
.D		26 - 32	29 - 34	31 - 36	33 - 39	37 - 42	40 - 45
.E		32 - 38	34 - 41	37 - 44	40 - 49	42 - 51	44 - 55
.F		38 - 50	43 - 54	46 - 59	50 - 64	54 - 69	60 - 74
.G		38 - 53	43 - 58	46 - 62	50 - 67	54 - 73	60 - 78
/G	SHORT	62 - 71					
	STANDARD	72 - 83					
/D	SHORT	33 - 37					
	STANDARD	38 - 44					

**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ I  
ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΑ  
ΔΑΧΤΥΛΑ ΜΠΕΖ 18 - 21mmHG | T31**

## ΜΕΓΕΘΟΣ

T31	S
	M
	L
	XL
	XXL



**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ II  
ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΑ  
ΔΑΧΤΥΛΑ ΜΠΕΖ 23 - 32mmHG | T41**

## ΜΕΓΕΘΟΣ

T41	S
	M
	L
	XL
	XXL

**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ I  
ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ  
ΜΠΕΖ 18 - 21mmHG | T32**

**ΜΕΓΕΘΟΣ**

T32	S
	M
	L
	XL
	XXL



**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ II  
ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ  
ΜΠΕΖ 23 - 32mmHG | T42**

**ΜΕΓΕΘΟΣ**

T42	S
	M
	L
	XL
	XXL



**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ I  
ΚΑΛΣΟΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ  
ΜΠΕΖ 18 - 21mmHG | T33**

**ΜΕΓΕΘΟΣ**

T33	S
	M
	L
	XL
	XXL



**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ II  
ΚΑΛΣΟΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ  
ΜΠΕΖ 23 - 32mmHG | T43**

**ΜΕΓΕΘΟΣ**

T43	S
	M
	L
	XL
	XXL



# Αθλητικές διαβαθμισμένης συμπίεσης

Οι κάλτσες και τα ενδύματα συμπίεσης έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλή στον αθλητικό κλάδο και η γκάμα των προϊόντων με συμπίεση έχει εκραγεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι φυσικό επακόλουθο του γεγονότος ότι οι κάλτσες συμπίεσης έχουν επιστημονικά αποδεδειγμένη θετική επίδραση κατά τη διάρκεια της άσκησης και μετά την άσκηση.

Η αθλητική συμπίεση έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και πολλές διεθνείς εταιρείες έχουν πρωτοστατήσει κάνοντας την ιδέα της συμπίεσης γνωστή στους αθλητές

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ  
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ  
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ | SB22



	Size	European	US - Men	US - Women
SB22	S	37 - 39	5 - 6½	6½ - 8
	M	39 - 41	6½ - 8	8 - 10
	L	41 - 43	8 - 9½	10 & over
	XL	43 - 45	9½ - 11	-
	XXL	45 - 47	11 - 12½	-

## ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η συμπίεση διασφαλίζει ότι οι μύες οξυγονώνονται, και τα πόδια αποτρέπονται από πρήξιμο. Δώστε στον εαυτό σας τις καλύτερες προϋποθέσεις για υψηλές επιδόσεις, ανεξάρτητα από το αν παίρνετε μέρος σε έναν αγώνα ή μια προπόνηση.

## ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Φορώντας κάλτσες συμπίεσης κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας υποστηρίζονται οι μύες και μειώνονται οι κραδασμοί που προκαλούνται από μυϊκή κόπωση. Το υποστηρικτικό αποτέλεσμα μπορεί επίσης να αποτρέψει τους νάρθηκες κνήμης και τις μυϊκές κακώσεις.

## ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Οι κάλτσες συμπίεσης σας βοηθούν να επιταχύνετε τη διαδικασία αποκατάστασης. Αυξημένη ροή του αίματος εξασφαλίζει ότι γαλακτικό οξύ και άλλες τοξίνες μεταφέρονται αποτελεσματικά από τους μύες. Μετά από αγώνα ή προπόνηση να φοράτε πάντα κάλτσες συμπίεσης δίνοντας στους μύες σας μια ευκαιρία να ανακάμψουν με τον καλύτερο τρόπο.





## ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

- Οι κάλτσες πλένονται στο χέρι ή στο πλυντήριο με ουδέτερο απορρυπαντικό χωρίς μαλακτικό. Για πλύσιμο στο πλυντήριο τοποθετήστε τις μέσα σε μια μαξιλαροθήκη.
- Μην στύβετε.
- Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά, όπως χλωρίνη.
- Μην τις τοποθετείτε σε στεγνωτήριο, αφήστε τις να στεγνώσουν φυσικά σε σκιερό μέρος μακριά από τον ήλιο καθώς και από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.
- Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα.
- Μην σιδερώνετε.





[www.mobiakcare.com](http://www.mobiakcare.com)

Επίσημος Συνεργάτης

