

Περιπατητήρας Rollator Αλουμινίου "WALKY"

Νέο Προϊόν

Κωδ: 0805492

Για να κάνουμε τις καθημερινές δραστηριότητες και την κοινωνική σας ζωή ακόμα πιο ευχάριστη.

Ο περιπατητήρας "WALKY" ήρθε να κυριαρχήσει στην αγορά με το μοντέρνο σχεδιασμό του, καθιστώντας τον ιδανικό για καθημερινή χρήση, για την **υποστήριξη και βελτίωση** της ικανότητας του χρήστη για περπάτημα.

Το κάθισμα σε συνδυασμό με τον ιμάντα πλάτης, προσφέρει την απόλυτη **ξεκούραση** όποτε τη χρειαστείτε.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σκελετός: Αλουμινίου
- Χρώμα : Λευκό
- Φρένα Ασφαλείας στις Χειρολαβές με
- Δυνατότητα Κλειδώματος
- Ρυθμιζόμενες Καθ' ύψος Χειρολαβές
- Διαθέτει Κάθισμα και Τσάντα
- Διαθέτει Θήκη για Μπαστούνι
- Πτυσσόμενος για Εύκολη Αποθήκευση
- Κατάλληλος για Εσωτερική και Εξωτερική Χρήση
- Πίσω τροχοί: 8" Συμπαγείς
- Μπροστά τροχοί: 8" Συμπαγείς



45,5cm	59cm	63cm	55cm	80-93cm	8,5Kg*	136Kg

*Η μέτρηση έχει γίνει με την τσάντα.

Χωρίς την Τσάντα το βάρος του προϊόντος είναι 8 kg.

