



# Καρέκλα Ανύψωσης Τροχήλατη "ESTIA"

Κωδ: 0811900

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Η Τροχήλατη Καρέκλα Ανύψωσης είναι Κατάλληλη για χρήση σε Εσωτερικούς Χώρους
- Υλικό πλάτης & Μπρατσών PE
- Φρένα στους Μπροστά & Πίσω Τροχούς
- Με Δοχείο



Ατσάλινος Σκελετός

Προσθαιρούμενο Μαξιλάρι Αφρολέξ με δυνατότητα Πλυσίματος του Καλύμματός του

Πίσω Τροχοί 3"

Μπροστά Τροχοί 5"

Ποδοστήριγμα (Πλατφορμα)

|         |      |      |      |      |      |      |            |         |       |       |      |  |
|---------|------|------|------|------|------|------|------------|---------|-------|-------|------|--|
| 0811900 |      |      |      |      |      |      |            |         |       |       |      |  |
|         | 47cm | 46cm | 47cm | 37cm | 59cm | 80cm | 93.5-121cm | 40-67cm | 3" 5" | 120kg | 25kg |  |

[www.mobiakcare.com](http://www.mobiakcare.com)



Value in safety, invest in Quality!