

Αναρρόφηση YUWELL 7A-23D (20 L/MIN)

Κωδ. 0803434

2έτη
εγγύηση



Χαρακτηριστικά:

Αναρρόφηση 7A-23D, 20Lt/min (Ρεύματος)

- Τροφοδοσία: AC230V, 50Hz
- Μέγιστη Αρνητική Πίεση: 90±10KPA
- Θόρυβος λειτουργίας: ≤60 dB(A)
- Ισχύς εισόδου: 180VA
- Μέγιστη ροή αέρα: ≥20L/min
- Δοχείο συλλογής υγρών: 2500mL/τεμ. *2

Εγγύηση:

- 2 έτη για την συσκευή

Διαστάσεις:

- Μεικτό βάρος: 15,2kg
- Καθαρό βάρος: 13,5kg
- Μέγεθος: 36×32×48cm

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Σωλήνας αναρρόφησης κοιλιάς: 1 τμχ
- Ασφάλειες (Φ5×20): 2 τμχ
- Φίλτρο αέρα: 2 τμχ
- Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (Φ7×Φ12, μήκος 2 m): 1 τμχ
- Καλώδιο ρεύματος: 1 τμχ
- Ποδοδιακόπτης: 1 τμχ
- Εγχειρίδιο χρήσης: 1 τμχ

Ο Αποτελεσματική και εργονομική συσκευή αναρρόφησης, σχεδιασμένη για ασφαλή απομάκρυνση εκκρίσεων σε κλινικά και οικιακά περιβάλλοντα. Ιδανική για επαγγελματίες υγείας και φροντίδα στο σπίτι, προσφέρει αξιόπιστη λειτουργία με εύκολη μεταφορά και χρήση.

