


Αναρρόφηση YUWELL 7E-A (20L/MIN)

Κωδ. 0803436

2^{έτη}
εγγύηση



Ελαφριά και αθόρυβη συσκευή αναρρόφησης, ιδανική για βασική ιατρική χρήση και κατ' οίκων φροντίδα. Προσφέρει σταθερή απόδοση, εύκολη λειτουργία και περιλαμβάνει δοχείο συλλογής υγρών. Κατάλληλη για καθημερινή υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές ανάγκες.



Χαρακτηριστικά:

Αναρρόφηση 7E-A, 20L/min (Ρεύματος)

- Ισχύς εισόδου: 90VA
- Τροφοδοσία: AC230V, 50Hz
- Μέγιστη Αρνητική Πίεση: 85±10KPA
- Μέγιστη ροή αέρα: ≥20L/min (χωρίς δοχείο)
- Θόρυβος λειτουργίας: Περίπου ≤65dB (A)
- Δοχείο συλλογής υγρών: 1000mL
- Χρόνος λειτουργίας: 30 λεπτά σε λειτουργία, 30 λεπτά εκτός λειτουργίας

Διαστάσεις:

- Μεικτό βάρος: 7kg
- Καθαρό βάρος: 4kg
- Μέγεθος: 28×19,6×28,5cm

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Σωλήνας αναρρόφησης (μήκος 2m, Φ7×Φ12): 1 τμχ
- Καθετήρας Αναρρόφησης F8 (για παιδιά): 1 τμχ
- Καθετήρας Αναρρόφησης F12 (για ενήλικες): 1 τμχ
- Ασφάλειες (Φ5×20): 2 τμχ
- Φίλτρο αέρα: 2 τμχ
- Εγχειρίδιο χρήσης: 1 τμχ

Εγγύηση:

- 2 έτη για την Συσκευή

