

Αναρρόφηση YUWELL 7E-C (15 L/MIN)

Κωδ. 0803437

2έτη
εγγύηση

Αξιόπιστη και πρακτική συσκευή αναρρόφησης, κατάλληλη για βασική ιατρική χρήση και φροντίδα στο σπίτι. Συνδυάζει αποτελεσματική αναρρόφηση με χαμηλό θόρυβο και εύκολη μεταφορά. Ιδανική για καθημερινή υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές ή άλλες ανάγκες απομάκρυνσης εκκρίσεων.



Χαρακτηριστικά:

Αναρρόφηση 7E-C, 15Lt/min (Ρεύματος)

- Ισχύς εισόδου: 90VA
- Μέγιστη Αρνητική Πίεση: 85±10KPA
- Μέγιστη ροή αέρα: ≥20L/min (χωρίς δοχείο)
- Θόρυβος λειτουργίας: Θόρυβος: ≤65dB(A)
- Δοχείο συλλογής υγρών: 1000mL
- Χρόνος λειτουργίας: 30 λεπτά σε λειτουργία, 30 λεπτά εκτός λειτουργίας

Διαστάσεις:

- Μεικτό βάρος: 11kg
- Καθαρό Βάρος: 8kg
- Μέγεθος: 52×46×34.5cm

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Σωλήνας αναρρόφησης (μήκος 2m, Φ7×Φ12): 1 τμχ
- Καθετήρας Αναρρόφησης F8 (για παιδιά): 1 τμχ
- Καθετήρας Αναρρόφησης F12 (για ενήλικες): 1 τμχ
- Ασφάλειες (Φ5×20): 2 τμχ
- Φίλτρο αέρα: 2 τμχ
- Καλώδιο Ρεύματος: 1 τμχ
- Εγχειρίδιο χρήσης: 1 τμχ

Εγγύηση:

- 2 έτη για την Συσκευή / 1 έτος για την μπαταρία