

# Αναρρόφηση YUWELL 7E-H1 (28±4L/MIN)

**MOBIAK**<sup>®</sup>  
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est 1977

Κωδ. 0803438

2<sup>έτη</sup>  
εγγύηση



Αποδοτική και αθόρυβη συσκευή αναρρόφησης, κατάλληλη για ιατρική χρήση σε κλινικό ή οικιακό περιβάλλον. Διαθέτει δοχείο συλλογής υγρών από ανθεκτικό υλικό και προσφέρει σταθερή λειτουργία με εύκολη χρήση και συντήρηση. Ιδανική για καθημερινές ανάγκες αναπνευστικής υποστήριξης.



## Χαρακτηριστικά:

Αναρρόφηση 7E-H1 (Ρεύματος)

- Ισχύς εισόδου: 120VA
- Μέγιστη Αρνητική Πίεση: 85±5kPa
- Μέγιστη ροή αέρα: 28±4L/min (είσοδος συσκευής)
- Θόρυβος λειτουργίας: ≤65dB(A)
- Δοχείο συλλογής υγρών: 1000mL, 1 τεμάχιο (υλικό PC)
- Χρόνος λειτουργίας: 30 λεπτά σε λειτουργία, 30 λεπτά εκτός λειτουργίας

## Εγγύηση:

- 2 έτη για την Συσκευή

## Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Σωλήνας αναρρόφησης (μήκος 2 m, Φ7×Φ11): 1 τμχ
- Καθετήρας Αναρρόφησης F8 (για παιδιά): 1 τμχ
- Καθετήρας Αναρρόφησης F12 (για ενήλικες): 1 τμχ
- Ασφάλειες (Φ5×20): 2 τμχ
- Φίλτρο αέρα: 2 τμχ
- Εγχειρίδιο χρήσης: 1 τμχ

## Διαστάσεις:

- Μεικτό βάρος: 7kg
- Καθαρό Βάρος: 3,9kg
- Μέγεθος: 48×16,5×28,5cm



www.mobiak.com



mobiakcaresales@mobiak.com | medicalexports@mobiak.com