

Αναρρόφηση YUWELL 7A-23A (32±4 L/MIN)

Κωδ. 0803464

2έτη
εγγύηση



Η ηλεκτρική συσκευή αναρρόφησης είναι ιδανική για ιατρική χρήση, προσφέροντας αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία. Εύκολη στη χρήση και στον καθαρισμό, με χαμηλό επίπεδο θορύβου και σταθερή απόδοση.



Χαρακτηριστικά:

Αναρρόφηση 7A-23A, 32±4 L/MIN
(χωρίς δοχείο)

- Ισχύς εισόδου: 180VA
- Μέγιστη Αρνητική Πίεση: 90±10KPA
- Μέγιστη ροή αέρα: 32±4L (χωρίς δοχείο)
- Θόρυβος: ≤60dBA
- Χρόνος λειτουργίας: 30 λεπτά ενεργοποίησης, 30 λεπτά απενεργοποίησης
- Δοχείο: 2000mL/pc *2

Εγγύηση:

- 2 έτη για την συσκευή

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Σωλήνας αναρρόφησης (Φ7×Φ12, μήκος 2 m): 1 τμχ
- Σωλήνας αναρρόφησης κοιλιάς: 1 τμχ
- Ασφάλειες (Φ5×20): 2 τμχ
- Φίλτρο αέρα: 2 τμχ
- Καλώδιο ρεύματος: 1 τμχ
- Ποδοδιακόπτης: 1 τμχ
- Εγχειρίδιο χρήσης: 1 τμχ

Διαστάσεις:

- Μεικτό βάρος: 10,2kg
- Καθαρό βάρος: 8,5kg
- Μέγεθος: 37.4×30.9×49.9cm

