

Φορητός Συμπυκνωτής Οξυγόνου Spirit 3 YUWELL

Κωδ. 0803410

0.02s

Ανταπόκριση
σε 0.02s



Φορητό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Καθαρότητα Οξυγόνου (%): 90-96
- Ροή Οξυγόνου (Lit/min): Παλμικής ροής / 1-4 Ρυθμίσεις
- Μέγιστη πίεση εξόδου: 150 kPa
- Τροφοδοσία AC: Input AC 100V-240V, 50Hz/60Hz, Output DC 12V, 10A
- Τροφοδοσία: DC 12V-16V
- Θόρυβος λειτουργίας dB(A): ≤ 55
- Αυτονομία μπαταρίας: 3 ώρες και 20 λεπτά (στην ρύθμιση 2)
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: έως 5 ώρες από την πλήρη αποφόρτιση έως την πλήρη φόρτιση
- Διαστάσεις: 220mm x 220mm x 80mm
- Βάρος: 2,4 kg με την μπαταρία
- Εγγύηση: 3 έτη

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Εγχειρίδιο Χρήστη
- Μπαταρία 8 cells
- Τροφοδοτικό ρεύματος
- Τροφοδοτικό αυτοκίνητου
- Τσάντα μεταφοράς
- Ρινικά Γυαλάκια Οξυγονοθεραπείας

○ Ελαφρύ βάρος, ευελιξία και ελευθερία
Ένας προσωπικός βοηθός οξυγόνου
για εσάς και την οικογένειά σας
οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε



Αποσπώμενες στήλες ζεόλιθου
Γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση



Παλμική ροή Υψηλή απόδοσης
και ταχεία παροχή οξυγόνου



Μπαταρία λιθίου
Γρήγορη και σταθερή εισπνοή οξυγόνου



Ρύθμιση τεσσάρων επιπέδων
Εύκολος και βολικός έλεγχος

