

# Καρέκλα με Δοχείο

Κωδ. 0803390



**2**έτη  
εγγύηση

### Χαρακτηριστικά:

- Κατάλληλο για χρήση στο ντους
- Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, χωρίς χρήση εργαλείων
- Κατασκευασμένο από πλαστικό και αλουμίνιο
- Ο σχεδιασμός του επιτρέπει την αφαίρεση της πλάτης και των μπράτσων σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη
- Διαθέτει μαξιλάρια για το κάθισμα και την πλάτη για καλύτερη άνεση
- Διαθέτει δοχείο χωρητικότητας 2,5 λίτρων με καπάκι
- Ελαφρύ
- Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος
- Με αντιολισθητικά παπουτσάκια

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Σκελετός: Αλουμίνιο, PP (πολυπροπυλένιο), Ρυθμιζόμενος καθ' ύψος σε 6 επίπεδα
- Χρώμα: Γκρι
- Υλικό καθίσματος/πλάτης: PE & PVC

Μέτρηση σε εκ.



46



43



54



42-54,7



5,1Kg



120Kg



[www.mobiak.com](http://www.mobiak.com)



[mobiakcaresales@mobiak.com](mailto:mobiakcaresales@mobiak.com) | [medicalexports@mobiak.com](mailto:medicalexports@mobiak.com)