

# Αναρρόφηση YUWELL 7E-G1 (27±4L/MIN) (Με μπαταρία)

Κωδ. 0803439



## Χαρακτηριστικά:

Αναρρόφηση 7E-G1 (με Μπαταρία)

- Τροφοδοσία DC: AC 100–240V, 50/60Hz ή DC 12V
- Ισχύς εισόδου: 150VA
- Μέγιστη Αρνητική Πίεση: 85±5kPa
- Ρυθμός ροής αέρα: 27L±4/min (είσοδος συσκευής)
- Θόρυβος λειτουργίας: ≤65dB
- Χρόνος λειτουργίας: 30 λεπτά σε λειτουργία, 30 λεπτά εκτός λειτουργίας
- Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: Περίπου 60 λεπτά

## Εγγύηση:

- 2 έτη για την Συσκευή / 1 έτος για την μπαταρία



Φορητή συσκευή αναρρόφησης με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, ιδανική για χρήση σε οχήματα ή σε εξωτερικούς χώρους. Διαθέτει αντλία χωρίς λάδι, προστασία υπερχειλίσης και δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης (κατόπιν παραγγελίας). Ιδανική για επείγουσες καταστάσεις και μετακινήσεις, με προαιρετικό σύστημα μίας χρήσης για μέγιστη υγιεινή.

2έτη  
εγγύηση



## Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Σωλήνας αναρρόφησης (Φ7×Φ11, μήκος 2 m): 1 τμχ
- Καθετήρας Αναρρόφησης F8 (παιδιών): 1 τμχ
- Καθετήρας Αναρρόφησης F12 (ενηλίκων): 1 τμχ
- Ασφάλειες (Φ5×20): 2 τμχ
- Φίλτρο αέρα: 2 τμχ
- Καλώδιο Τροφοδοσίας: 1τμχ
- Εγχειρίδιο χρήσης: 1 τμχ

## Διαστάσεις:

- Μεικτό βάρος: 7kg
- Καθαρό Βάρος: 4kg
- Μέγεθος: 48×18,9×28,5cm

