

Συμπυκνωτής Οξυγόνου YUWELL

Κωδ. 0803302

3έτη εγγύηση



Ιατρική
χρήση



Υψηλή
απόδοση O₂



Ροή O₂,
έως 10L



Αθροιστική
συνάρτηση
χρόνου



Ανίχνευση
βλάβης



Τροχοί



Φίλτρο αέρα
σωματιδίων
υψηλής απόδοσης

Χαρακτηριστικά:

- Ρύθμιση ροής: 1-10L/min
- Συμπύκνωση O₂: 87% - 95.5%
- Μέγιστη πίεση εξόδου: 100kPa
- Επίπεδο θορύβου: 55dB(A)
- Κατανάλωση: 700VA
- Ελάχιστος χρόνος χρήσης: 30λεπτά
- Διαστάσεις: 410mm x 375mm x 668mm
- Βάρος: 23.5kg
- Αυτοματοποιημένη υπενθύμιση για καθαρισμό φίλτρου ανά 100 ώρες
- Αυτοματοποιημένη υπενθύμιση για αλλαγή φίλτρου ανά 1800 ώρες

○ Ο νέος 10λιτρος συμπυκνωτής οξυγόνου 0803302 προορίζεται για χρήση ως συσκευή συμπληρώματος οξυγόνου σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και οικιακό περιβάλλον. Παρέχει υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου σε άτομα που χρειάζονται οξυγονοθεραπεία.



Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Καλώδιο Τροφοδοσίας
- Υγραντήρα
- Φίλτρο
- Φλογοπαγίδα- Βαλβίδα πυρασφάλειας
- Ρινικά Γυαλάκια Οξυγονοθεραπείας
- Εγχειρίδιο Χρήστη