

Νοσοκομειακό Κρεβάτι

Κωδ. 0805940

3έτη
εγγύηση



Πίνακας Χαρακτηριστικών

Κωδικός Μοντέλου	0805940
Περιγραφή	ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ "PRO"
Λειτουργίες	Ηλεκτρικές & χειροκίνητες
Σκελετός	Ατσάλινος σκελετός με αποσπώμενη πλαστική πλατφόρμα κρεβατιού 4 τμημάτων
Συνολικό Μήκος (χωρίς επέκταση τμήματος ποδιών)	215cm
Συνολικό Μήκος (με επέκταση τμήματος ποδιών)	240cm
Συνολικό πλάτος	100cm
Επιφάνεια στρώματος	195 x 90cm
Οριζόντια μετατόπιση τμήματος πλάτης	10cm
Οριζόντια μετατόπιση τμήματος ποδιών	6cm
Ύψος Ελάχιστο	40cm
Ύψος Μέγιστο	80cm
Μέγιστο ύψος κάγκελων (από πλατφόρμα κρεβατιού)	38cm
Εύρος Κλίσης Πλάτης	0-80°
Εύρος Κλίσης Ποδιών	0-40°
Εύρος δεξιάς & αριστερής πλάγιας κλίσης κρεβατιού	0-15°
Trendelenburg	0-15°
Reverse Trendelenburg	0-15°
Τροχοί	4 τεμ, 15cm, με φρένο
Μέγιστο Φορτίο	250 Kg
Τάση	100-240V
Συχνότητα	50/60 Hz
Αδιάβροχο καλώδιο και βύσμα νοσοκομειακού τύπου	IPX4
Βάρος προϊόντος	228Kg
Βαφή σκελετού	Ηλεκτροστατική
Μοτέρ	4





Χαρακτηριστικά:

- Βοηθά τον ασθενή να ωφεληθεί και να έχει καλύτερη φροντίδα κατά την ανάρρωση από καρδιοχειρουργικές, αναπνευστικές και άλλες επεμβάσεις
- Αποσπώμενη πλαστική πλατφόρμα κρεβατιού 4 τμημάτων
- Ηλεκτρικός έλεγχος ανύψωσης της πλάτης
- Ηλεκτρικός έλεγχος ανύψωσης των ποδιών
- Ηλεκτρικός έλεγχος ρύθμισης ύψους
- Ηλεκτρικός έλεγχος Trendelenburg
- Ηλεκτρικός έλεγχος anti- Trendelenburg
- Λειτουργίες πλάγιας κλίσης
- Κατασκευή από διπλά ψαλίδια για την ρύθμιση του ύψους, του Trendelenburg και του reverse Trendelenburg
- Κάγκελα με μηχανισμό εύκολης αναδίπλωσης καθ' ύψος, για άμεση πρόσβαση στον ασθενή
- Μπαταρία μολύβδου 1,5Ah, με αυτονομία περίπου 5-7 πλήρων κύκλων λειτουργίας των κινήσεων
- Ο χρόνος που χρειάζεται για να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία είναι περίπου 12 ώρες
- Η πλήρης επαναφόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 3 μήνες, προκειμένου να διατηρηθεί
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η μπαταρία θα τροφοδοτήσει αυτόματα το σύστημα. Έπειτα ακολουθείται η τυπική διαδικασία ενεργοποίησης της λειτουργίας
- Ηχητικός συναγερμός όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή
- Λειτουργία ανάκλησης πλάτης με χαμηλούς κραδασμούς για μείωση των δυνάμεων όπου ασκούνται στην κοιλιακή χώρα
- Λειτουργία αυτομάτου περιγράμματος σώματος (auto contour) για έλεγχο της σωστής θέσης του ασθενούς
- Αποσπώμενη μετόπη κεφαλής και ποδιών με προφυλακτήρες για την αποφυγή πρόσκρουσης και προφύλαξης από χτυπήματα - τέσσερις προφυλακτήρες στις τέσσερις γωνίες
- Αυτόματη ανάκληση τόσο για την πλάτη όσο και για τα πόδια
- Τροχοί με κεντρικό φρένο, περιστρεφόμενοι
- Μεγάλο εύρος ρύθμισης ύψους από 40cm έως 80cm
- Ενσύρματο χειριστήριο λειτουργιών
- Ενσωματωμένο Χειριστήριο λειτουργιών εξωτερικά των κάγκελων καθώς και στην μετόπη ποδιών για χρήση από υγειονομικό προσωπικό

- Ενσωματωμένο Χειριστήριο λειτουργιών ασθενή (εσωτερικά των κάγκελων) (υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος των λειτουργιών του χειριστηρίου μέσω του ενσωματωμένου χειριστηρίου για χρήση από υγειονομικό προσωπικό στην μετόπη των ποδιών)
- Χειροκίνητη απελευθέρωση για CPR
- Κουμπί CPR στο χειριστήριο
- Επέκταση μήκους κρεβατιού 25cm
- Βάση σεντονιών-κλινοσκεπασμάτων (μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το νοσηλευτικό προσωπικό κατά την αλλαγή σεντονιών)
- Βάση φιάλης οξυγόνου κατάλληλη για 2,3 λίτρων φιάλες
- Ενσωματωμένοι γάντζοι για τοποθέτηση ασκών παροχέτευσης, ουροσυλλεκτών
- Νυχτερινό φως για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της νύχτας
- Τόσο η ηλεκτρική όσο και η χειροκίνητη ΚΑΡΠΑ, παρέχουν γρήγορη απελευθέρωση σε επίπεδη θέση για επείγουσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.
- Ένδειξη γωνίας, τόσο για πλάτη, Trendelenburg & Anti-Trendelenburg.
- Λειτουργία πέμπτου τροχού για κατεύθυνση και καλύτερη μεταφορά. Ο τροχός με τον μπλε δακτύλιο έχει την λειτουργία πέμπτου τροχού. Η ενεργοποίηση γίνεται πιέζοντας το πράσινο τμήμα του πεντάλ προς τα κάτω
- Κεντρικό κλείδωμα και από τις δύο πλευρές του κρεβατιού
- Οι δύο πλάγιες πλευρές και η μετόπη ποδιών στο εσωτερικό τους έχουν σιλόπ ώστε να μην μετακινείται το στρώμα
- Με 4 υποδοχές για τοποθέτηση στατώ ορού
- Με 2 υποδοχές για τοποθέτηση αναρτήρα
- Το κρεβάτι διαθέτει στατώ ορού ρυθμιζόμενο, με 4 αναδιπλούμενους γάντζους
- Το κρεβάτι διαθέτει αναρτήρα

Επιλογή Στρώματος:

Πρέπει να προμηθευτείτε το στρώμα ξεχωριστά. Χρησιμοποιήστε στρώματα ή αεροστρώματα σύμφωνα με την γνωμάτευση του Θεράποντος Ιατρού. Το μέγεθος του στρώματος να μην είναι μεγαλύτερο από αυτό του σκελετού το κρεβατιού. Το στρώμα 0805942 ΣΤΡΩΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ "PRO II" με διαστάσεις 195 x 90 x 14cm είναι κατάλληλο για το μέγεθος του κρεβατιού.

