

Auto-CPAP YH – 680A

Κωδ. 0803780

**ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ!**

Auto-CPAP YH – 680B

Κωδ. 0803777 **GSM Wifi Bluetooth**

GSM, Wifi και Bluetooth για
απομακρυσμένο έλεγχο, εξαγωγή
δεδομένων και αλλαγή ρυθμίσεων



Παράμετροι Προϊόντος

Μοντέλο: YH-680A/ YH-680B

Χρώμα: Μαύρο

Mode: CPAP, Auto CPAP

Πίεση: 4-20cm H₂O

Θόρυβος: 27dBA ± 2dBA

Διαστάσεις (ΠxΥxΜ) cm: 28.5 × 15.5 × 12.5

Βάρος: 1.5Kg

○ Το Auto-CPAP, προσφέρει μοντέρνα και ευέλικτη APAP θεραπεία με ακριβής ανίχνευσης συμβάντων και υψηλό επίπεδο άνεσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Smart START/STOP
- Auto Ramp
- Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας υγραντήρα
- Έλεγχος προσαρμογής μάσκας
- Υποβοήθηση εκπνοής FPS, 4 επίπεδων 0-3
- Ramp 0-60min
- Συναγερμό διαρροών
- Αθόρυβη λειτουργία 27dBA ±2dBA
- Υγραντήρα με ρύθμιση 6 επίπεδων
- Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Υγραντήρας
- Αναπνευστικός σωλήνας 22mm
- Ρινική μάσκα
- Τροφοδοτικό
- Καλώδιο τροφοδοτικού
- Σετ, 2 φίλτρα
- Τσάντα μεταφοράς
- Κάρτα SD
- Οδηγίες χρήσης

Εγγύηση:

- 2 χρόνια στην συσκευή
- 1 χρόνο στο τροφοδοτικό
- 90 μέρες στον υγραντήρα