

BILEVEL YH-820 AUTO

Κωδ. 0803778

BILEVEL YH-825 AUTO

Κωδ. 0803779

**Με Δυνατότητα
Απομακρυσμένου Ελέγχου!**

BILEVEL YH-820 AUTO

Κωδ. 0803815 GSM

BILEVEL YH-825 AUTO

Κωδ. 0803816 GSM

GSM για απομακρυσμένο έλεγχο, εξαγωγή δεδομένων και αλλαγή ρυθμίσεων



YH - 820 AUTO



YH - 825 AUTO

○ Το BILEVEL Auto-S, προσφέρει μοντέρνα και ευέλικτη θεραπεία με ακριβής ανίχνευσης συμβάντων και υψηλό επίπεδο άνεσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Smart START/STOP
- Υποβοήθηση εκπνοής FPS, 4 επίπεδων 0-3 (για κωδ.: 0803779 και 0803816)
- Ανίχνευση κεντρικών απνοιών CSA
- Συναγερμό διαρροών
- Αθόρυβη λειτουργία 28dBA $\pm$ 2 dBA
- Υγραντήρα με ρύθμιση 6 επίπεδων
- Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Τροφοδοτικό Ρεύματος AC
- Υγραντήρας
- Σωλήνας
- SD κάρτα μνήμης
- Φίλτρα Αέρα 2 τεμ.
- Εγχειρίδιο Χρήστη
- Τσάντα Μεταφοράς
- Στοματορινική Μάσκα
- Σύνδεσμο εμπλουτισμού O₂

Εγγύηση:

- 2 χρόνια στην συσκευή
- 1 χρόνο στο τροφοδοτικό
- 90 μέρες στον υγραντήρα

Παράμετροι Προϊόντος

Μοντέλο: YH-820/ YH-825

Χρώμα: Μαύρο/Άσπρο

Mode: CPAP, S, Auto S

Πίεση: 4-20cm H₂O

Θόρυβος: 28dBA $\pm$ 2dBA

G.W./N.W.: 1.5Kg/1.6Kg

Διαστάσεις (ΠxΥxΜ) cm: 28,5 x 15,5 x 12,5



www.mobiak.com



mobiakcaresales@mobiak.com | medicalexports@mobiak.com