

○ Το προϊόν 0803922 είναι ένας σύγχρονος μονοκαναλικός ηλεκτροκαρδιογράφος, σχεδιασμένος για αξιόπιστη και εύκολη καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφικών σημάτων.

Διαθέτει θερμικό σύστημα εκτύπωσης κυματομορφών ECG, έξυπνες προειδοποιήσεις για Lead off (αποσύνδεση ηλεκτροδίου) και Lack of paper (έλλειψη χαρτιού), μενού σε Ελληνικά και Αγγλικά, λειτουργία καταγραφής ECG σε AUTO (αυτόματη) και Manual (χειροκίνητη) λειτουργία και εργονομικό σχεδιασμό και απλή λειτουργία, κατάλληλη για επαγγελματίες υγείας.

# Καρδιογράφος 1 Κάναλος με Εκτυπωτή CONTEC

Κωδ. 0803922

2έτη  
εγγύηση



- Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ): (31,5×21,5×7,7)cm
- Καθαρό βάρος: 1,5Kg

**MObIAK®**  
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est 1977



1 απαγωγή  
ECG



Ακρίβεια στις  
μετρήσεις



Εκτύπωση σε  
πραγματικό  
χρόνο



Αυτόματη  
ανάλυση

## Λειτουργίες:

- Χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας σήματος, προσφέροντας κυματομορφή
- ECG υψηλής ποιότητας μέσω φίλτρων ισχύος, βασικής γραμμής και EMG.
- Ενσωματώνει σύστημα θερμικής εκτύπωσης υψηλής ανάλυσης 8 dot/mm, χωρίς ανάγκη ρυθμίσεων, με συχνότητα καταγραφής έως 150Hz.
- Παρέχει σε πραγματικό χρόνο και συνεχόμενα καθαρή και ακριβή κυματομορφή HCG, με σχολιασμό (σημεία ηλεκτροδίων, ευαισθησία, ταχύτητα χαρτιού, κατάσταση φίλτρων κ.ά.).
- Σε λειτουργία AUTO, η καταγραφή ολοκληρώνεται με ένα μόνο πάτημα, αυξάνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα.
- Διαθέσιμο ΜΕΝΟΥ στα Ελληνικά και Αγγλικά
- Με βέλτιστη χρήση DC, προσφέρει έως 7 ώρες χρόνο αναμονής, συνεχή εκτύπωση έως 4 ώρες και δυνατότητα καταγραφής έως 150 κυματομορφών ECG.

## Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Καλώδιο σύνδεσης
- Σετ κλιπ για τα άκρα
- Σετ ηλεκτροδίων για το στήθος
- Χαρτί εκτυπωτή
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Καλώδιο γείωσης
- Εγχειρίδιο οδηγιών

 [www.mobiak.com](http://www.mobiak.com)

 [mobiakcaresales@mobiak.com](mailto:mobiakcaresales@mobiak.com) | [medicalexports@mobiak.com](mailto:medicalexports@mobiak.com)