

Φορητός Ανιχνευτής Φλεβών

Κωδ. 0815740

2^{έτη}
εγγυηση



Ο φορητός ανιχνευτής φλεβών προβάλλει έγκαιρα και με ακρίβεια την εικόνα των αιμοφόρων αγγείων στην επιδερμίδα. Έχει εργονομικό σχεδιασμό και προηγμένη τεχνολογία απεικόνισης με υπέρυθρες ακτίνες για να παρέχει ακριβή ψηφιακή εικόνα των φλεβών στην επιδερμίδα του ασθενή σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, βοηθάει τους γιατρούς και τις νοσοκόμες να εντοπίζουν εύκολα τις φλέβες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Χρώματα απεικόνισης: 12
- Φως: Υπέρυθρο
- Μέγεθος απεικόνισης: 3
- Επίπεδα φωτεινότητας: 6
- Ενισχυμένη λειτουργία: Ναι
- Αντίστροφη λειτουργία: Ναι
- Λειτουργία αναμονής: Ναι
- Παρακολούθηση χωρητικότητας μπαταρίας: Ναι
- Υπέρυθρο κύμα: 760-940nm
- Βάθος ανίχνευσης: 0-10mm
- Απόσταση ανίχνευσης: 18-30cm
- Σφάλμα ακρίβειας: $\leq 0,3\text{mm}$
- Επίπεδο θορύβου: $\leq 35\text{ dB}$
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου: 3400mAh
- Χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας: 3 ώρες
- Τροφοδοτικό: 100V-240V - 50/60Hz AC
- Βάρος: 280gr
- Διαστάσεις προϊόντος (Μ×Π×Υ): 20×6,2×5,5cm

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Συσκευή ανίχνευσης φλεβών
- Τουρνικέ
- Καλώδιο φορτιστή
- Κάρτα διακρίβωσης
- Οδηγίες χρήσεως

