



YF-03

Κωδ. 0803442 Small

Κωδ. 0803443 Medium

Κωδ. 0803444 Large

Βάρος: 103gr

Εύρος Πίεσης Θεραπείας: 4-30cmH₂O

Σύνδεσμος Σωλήνα: Φ22mm



YF-01

Κωδ. 0803360 Small

Κωδ. 0803361 Medium

Κωδ. 0803362 Large

Κωδ. 0803449 XLarge

Βάρος: 119gr

Εύρος Πίεσης Θεραπείας: 4-30cmH₂O

Σύνδεσμος Σωλήνα: Φ22mm



YF-02

Κωδ. 0803320 Small

Κωδ. 0803321 Medium

Κωδ. 0803322 Large

Κωδ. 0803448 XLarge

Βάρος: 119gr

Εύρος Πίεσης Θεραπείας: 4-30cmH₂O

Σύνδεσμος Σωλήνα: Φ22mm



YF-06

Κωδ. 0811591 Small

Κωδ. 0811597 Small-Wide

Κωδ. 0811592 Medium

Κωδ. 0811598 Medium-Wide

Κωδ. 0811593 Large

Βάρος: 103gr

Εύρος Πίεσης Θεραπείας: 4-30cmH₂O

Σύνδεσμος Σωλήνα: Φ22mm





YN-01

Κωδ. 0803445 Small

Κωδ. 0803446 Medium

Κωδ. 0803447 Large

Βάρος: 63gr

Εύρος Πίεσης Θεραπείας: 4-30cmH₂O

Σύνδεσμος Σωλήνα: Φ22mm



YN-02

Κωδ. 0803357 Small

Κωδ. 0803358 Medium


Κωδ. 0803359 Large

Κωδ. 0811554 XLarge

Βάρος: 64gr

Εύρος Πίεσης Θεραπείας: 4-30cmH₂O

Σύνδεσμος Σωλήνα: Φ22mm



YN-03

Κωδ. 0803317 Small

Κωδ. 0803318 Medium

Κωδ. 0803319 Large

Κωδ. 0811553 XLarge

Βάρος: 64gr

Εύρος Πίεσης Θεραπείας: 4-30cmH₂O

Σύνδεσμος Σωλήνα: Φ22mm



YN-06

Κωδ. 0811587 Small

Κωδ. 0811588 Medium

Κωδ. 0811589 Large

Βάρος: 49gr

Εύρος Πίεσης Θεραπείας: 4-30cmH₂O

Σύνδεσμος Σωλήνα: Φ22mm





Ρινικές YP-01

Κωδ. 0803356 Fit Pack

• Περιέχει και τα 3 μαξιλαράκια S-M-L

Κωδ. 0811594 Small

Κωδ. 0811595 Medium

Κωδ. 0811596 Large

Βάρος: 64gr

Εύρος Πίεσης Θεραπείας: 4-30cmH₂O

Σύνδεσμος Σωλήνα: Φ22mm



Ρινικές YP-06

Κωδ. 0811506 Small

Κωδ. 0811507 Medium

Κωδ. 0811508 Large

Βάρος: 53gr

Εύρος Πίεσης Θεραπείας: 4-30cmH₂O

Σύνδεσμος Σωλήνα: Φ22mm

1. Μαξιλαράκι Σιλικόνης

Η μάσκα διαθέτει μαξιλάρι σιλικόνης, το οποίο είναι ελαφρύ και μαλακό. Έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την πίεση στο πρόσωπο, να εφαρμόζει τέλεια και να είναι άνετο.

2. Σκελετός

Ελαφρύς και ανθεκτικός, με εύκολη προσαρμογή του μαξιλαριού & καλύτερη υγιεινή.

3. Περιστρεφόμενος Βραχίονας

Ο κατά 360° περιστρεφόμενος βραχίονας εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση κινήσεων κατά τον ύπνο.

4. Αθόρυβη

Σχεδιασμός για τη μείωση της έντασης του αέρα. Απαλή και αθόρυβη.

5. Κεφαλοδέτης

Επιλεγμένα μαλακά υφάσματα φιλικά προς το δέρμα και ελαφριά, βοηθούν τους ασθενείς να προσαρμόζονται άνετα στη θεραπεία.

