

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεντρικές Εγκαταστάσεις – Διοίκηση & Παραγωγή:

Καθιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη Τ.Κ. 731 00

T.: 28210 63222

E: mobiakcaresales@mobiak.com

www.mobiakcare.com

Κατάστημα Λιανικής Ν. Χανίων, PYROMEDICAL Ε.Π.Ε.:

Μάρκου Μπότσαρη 96-98, Χανιά, Κρήτη Τ.Κ. 731 36

Κατάστημα Μελετών & Εγκαταστάσεων

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε.Π.Ε.:

Αναπαύσεως 20, Χανιά, Κρήτη Τ.Κ. 731 00

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Κεντρικής, Νότιας και Νησιωτικής Ελλάδας:

Θέση Σχοινέζα, Ασπρόπυργος, Αττική Τ.Κ. 193 00

T: 210 4614006, 210 5593004

Βορείου Ελλάδας και Βαλκανίων:

Αρκαδίου 8, Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 570 09

T: 2310 785668, 2310 778477

Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης:

Οδός Π', ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου, Κρήτη Τ.Κ. 716 01

T: 2810 333151

Χανίων:

Καθιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη Τ.Κ. 731 00

T: 28210 63222





περιεχόμενα

αυχέννας

άνω άκρο

κορμός

κάτω άκρο

ποδολογία

κινησιοθεραπεία

κάλτσες

διαβαθμισμένης
συμπίεσης



Σπονδή
ἀρχή
αὐτοῦ



ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ

- Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό μέσης πυκνότητας, ακτινοδιαπερατό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό, με βαμβακερή επένδυση

Ενδείξεις:


- Κακώσεις αυχένα
- Αυχενικό σύνδρομο
- Μυϊκοί τραυματισμοί αυχένα

ΚΩΔΙΚΟΣ	H2421	H2422	H2423
ΥΨΟΣ ΑΥΧΕΝΑ	6cm	8cm	10cm
ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΧΕΝΑ	S 32 - 38cm	M 38 - 44cm	L 44 - 50cm





ΚΟΛΑΡΟ ΤΥΠΟΥ ΡΗΙΛΑΔΕΛΦΙΑ



- Κατασκευασμένο από Plastazot υλικό αεριζόμενο και υποαλλεργικό
- Χωρίζεται σε δύο τμήματα που φέρουν αυτοκόλλητα Velcro για εύκολη εφαρμογή
- Το μπροστινό μέρος φέρει τραχειακή οπή και στήριγμα για την κάτω γνάθο ώστε να προσφέρει καλύτερη σταθεροποίηση

Ενδείξεις:

- Βαριές κακώσεις αυχένα
- Τραυματική αντιμετώπιση σε κακώσεις
- Κάταγμα ινιακού κονδύλου
- Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου αυχένα

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΧΕΝΑ

S 25 - 33cm

H2419

M 33 - 41cm

L 41 - 49cm





ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ

- Αποτελείται από δύο πλαστικά τμήματα, ακτινοδιαπερατά, καλυμμένα με αφρώδεις αυτοκόλλητες και πλενομενες επενδύσεις
- Στο μπροστινό τμήμα φέρει τραχειακή οπή, στήριγμα ακινητοποίησης κάτω γνάθου και σύστημα ρύθμισης ύψους αυχένα

Ενδείξεις:

- Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου αυχενικής μοίρας
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα αυχένος
- Τραυματικές κακώσεις αυχένος

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΧΕΝΑ

H2420

ONE SIZE (ρυθμιζόμενο)







άνω

άκρο

ΩΜΙΤΗΣ



Ενδείξεις:

- Ενδείκνυται για κακώσεις ώμου, εξάρθρωση ώμου

- Κατασκευή από ύφασμα Neoprene το οποίο συμπιέζει και κρατάει ζεστή την περιοχή του ώμου
- Διαθέτει εγκάρσιο ιμάντα στήριξης με Velcro για την εύκολη εφαρμογή του
- Ιδανικό για επανένταξη στην άθληση
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο αριστερό είτε στο δεξί χέρι (αμφιδέξιος)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

S 34 - 36cm

M 36 - 38cm

A2413

L 38 - 40cm

XL 40 - 42cm

XXL 42 - 44cm





ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΔΙΠΛΟΣ

- Διαθέτει ρυμιζόμενο ιμάντα από βαμβάκι
- Εύκολο στη χρήση
- Αμφιδέξιο

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις ώμου, βραχίονα, αγκώνα
- Βοήθημα σε ασθενείς με γυψονάρθηκα

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΙΜΑΝΤΑ	ΠΛΑΤΟΣ ΙΜΑΝΤΑ
A2462	ONE SIZE	119cm	3cm





ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ

- Κατασκευασμένο από βαμβακερό ύφασμα
- Διαθέτει ρυθμιζόμενο ιμάντα ανάρτησης και προστατευτικό μαξιλαράκι ώμου

Ενδείξεις:

- Μετεγχειρητική χρήση
- Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις ώμου, βραχίονα, αγκώνα
- Βοήθημα σε ασθενής με γυψονάρθηκα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΜΗΚΟΣ ΠΗΧΗ
	S 32 - 36cm
A2434	M 37 - 41cm
	L 42 - 46cm





ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ



- Κατασκευασμένο από βαμβακερό ύφασμα
- Διαθέτει ρυθμιζόμενο ιμάντα ανάρτησης και προστατευτικό μαξιλαράκι ώμου

Ενδείξεις:

- Μετεγχειρητική χρήση
- Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις ώμου, βραχίονα, αγκώνα
- Βοήθημα σε ασθενής με γυψονάρθηκα

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ/
ΜΗΚΟΣ ΠΗΧΗ

XS 28 - 33cm

S 33 - 38cm

M 38 - 43cm

L 43 - 48cm

A2433





ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

- Υποστήριξη βραχίονα με ελαστικό στήριγμα ώμου, για περισσότερη άνεση
- Ρύθμιση ύψους με αγκράφα, προσφέροντας διαφορετικές θέσεις
- Ελαφρύ, εύκολο στην τοποθέτηση και πολύ άνετο
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο αριστερό είτε στο δεξί χέρι (αμφιδέξιος)

Ενδείξεις:

- Παροχή υποστήριξης βραχίονα σε σταθερή θέση με σκοπό την μείωση του πόνου και της ενόχλησης
- Μετεγχειρητική χρήση
- Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις ώμου, βραχίονα, αγκώνα
- Βοήθημα σε ασθενής με γυψονάρθηκα

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

0806935

ONE SIZE (ρυθμιζόμενο)



ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΩΜΟΥ – ΒΡΑΧΙΩΝΑ

- Κατασκευασμένο από υποαλλεργικό, αεριζόμενο αφρώδες υλικό
- Διαθέτει περιμετρικό ιμάντα θώρακος και ιμάντα ανάρτησης χειρός με Velcro για εύκολη ρύθμιση μήκους και εφαρμογή
- Θέτει τον αγκώνα στις 90 μοίρες σταθερά ακινητοποιημένο

Ενδείξεις:

- Εξάρθρωμα ώμου
- Υποκεφαλικό κάταγμα βραχιονίου
- Μετεγχειρητική χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

A2432

ONE SIZE (ρυθμιζόμενο)





ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΩΜΟΥ – ΒΡΑΧΙΩΝΑ ΤΥΠΟΥ VELPEAU



- Κατασκευασμένο από αεριζόμενο ύφασμα
- Ειδικός σχεδιασμός για ακινητοποίηση ώμου – βραχίονα
- Εύκολο στη χρήση
- Αμφιδέξιο

Ενδείξεις:

- Εξάρθρωμα ώμου
- Υποκεφαλικό κάταγμα βραχιονίου
- Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα ωμοπλάτης

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ*

A2467 S/M 70 - 105cm
L/XL 105 - 135cm

*Μέτρηση κάτω από το στήθος





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΩΜΟΥ 15/30 ΜΟΙΡΕΣ

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00472*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευή από Foam υψηλής πυκνότητας επενδυμένο με υποαλλεργικό ύφασμα
- Διαθέτει διαιρούμενο μαξιλάρι με κοιλότητα ανατομική για σωστή εφαρμογή
- Διαθέτει υφασμάτινο φάκελο ανάρτησης και υφασμάτινους ιμάντες ακινητοποίησης
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο αριστερό είτε στο δεξί χέρι (αμφιδέξιος)

Ενδείξεις:

Συντηρητικά σε μερική ρήξη τενόντων του στροφικού πέταλου (rotator cuff), μετεγχειρητικά για αποθεραπεία απαρεκτόπιστων καταγμάτων, συρραφή μικρή ή μεσαία (small - medium) τενόντων στροφικού πετάλου (rotator cuff)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

A2445

ONE SIZE (ρυθμιζόμενο)





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΩΜΟΥ 30 ΜΟΙΡΩΝ

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00472*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Προσφέρει απαγωγική ακινητοποίηση του ώμου για μείωση πόνου και αποθεραπεία
- Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας επενδυμένο με υποαλλεργικό ύφασμα
- Διαθέτει φάκελο και ιμάντα σταθεροποίησης
- Αμφιδέξιο

Ενδείξεις:

- Συντηρητικά σε μερική ρήξη τενόντων του στροφικού πέταλου (rotator cuff)
- Μετεγχειρητικά για αποθεραπεία απαρεκτόπιστων καταγμάτων
- Συρραφή μικρή ή μεσαία (small - medium) τενόντων στροφικού πετάλου (rotator cuff)

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑ	ΠΛΑΤΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑ
A2459	ONE SIZE	38cm	17cm





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΩΜΟΥ 45/60 ΜΟΙΡΕΣ

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00472*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευή από Foam υψηλής πυκνότητας επενδυμένο με υποαλλεργικό ύφασμα
- Το μαξιλάρι διαθέτει κοιλότητα ανατομική για σωστή εφαρμογή
- Διαθέτει υφασμάτινο φάκελο ανάρτησης και υφασμάτινους ιμάντες ακινητοποίησης
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο αριστερό είτε στο δεξί χέρι (αμφιδέξιος)

Ενδείξεις:

- Μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στο τενόντιο πέταλο του ώμου
- Μετεγχειρητική ακινητοποίηση μετά την εμφύτευση προσθετικών ώμων
- Σε περίπτωση συνδρόμου πρόσκρουσης (τενοντίτιδα ώμου)
- Σε περίπτωση οξείας και χρόνιας θυλακίτιδας
- Σε συνήθη εξάρθρατα και υπεξάρθρατα

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

A2444

ONE SIZE (ρυθμιζόμενο)





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00291*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ


- Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο
- Διαθέτει εσωτερική επένδυση από Plastazot το οποίο το κάνει εξαιρετικά ελαφρύ και εύκαμπτο
- Διαθέτει μάντες σταθεροποίησης για ισομερή κατανομή της πίεσης στο βραχιόνιο

Ενδείξεις:

- Κάταγμα διάφυσης βραχιονίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ
A2435	S 23 - 30cm
	M 30 - 37cm
	L 37 - 44cm





ΕΠΙΑΓΚΩΝΙΑΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΔΕΣΤΡΑ



- Κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής ελαστικό ύφασμα με 3D πλέξη
- Διαθέτει ιμάντα σταθεροποίησης
- Παρέχει ήπια βαθμιαία συμπίεση σε ιστούς και μαλακά μόρια
- Κατάλληλο για άσκηση και καθημερινές δραστηριότητες
- Αμφιδέξιο

Ενδείξεις:

- Αποθεραπεία επικονδυλίτιδας αγκώνα
- Κακώσεις συνδέσμων - τενόντων αγκώνα

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΚΩΝΑ	ΥΨΟΣ	
A2477	S	18 - 25cm	24cm
	M	25 - 30cm	24cm
	L	30 - 35cm	24cm
	XL	35 - 40cm	24cm
	XXL	40 - 45cm	24cm



ΕΠΙΑΓΚΩΝΙΑΔΑ ΑΕΡΟΠΡΕΝΕ



- Κατασκευασμένη από ύφασμα Aeroprene
- Εύκολο στη χρήση
- Κατάλληλη για άθληση

Ενδείξεις:

- Κακώσεις τενόντων - συνδέσμων
- Ιδανική για επανένταξη στην άθληση

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΨΟΣ

A2505 ONE SIZE 18.5cm





ΔΕΣΤΡΑ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ



Ενδείξεις:

- Αποθεραπεία επικονδυλιτιδας αγκώνα

- Διαθέτει επίθεμα σιλικόνης υψηλής ποιότητας
- Διαθέτει ρυθμιζόμενο μάντα με Velcro
- Αμφιδέξιο

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΚΩΝΑ

A2472 S/M 30 - 40cm
L/XL 40 - 50cm





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΩΛΕΝΙΑΣ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑΣ

- Κατασκευασμένο από υποαλλεργικό ύφασμα
- Θέτει την άρθρωση του αγκώνα σε θέση ηρεμίας, αποτρέποντας την ακούσια κάμψη του
- Ελαφρύ
- Αμφιδέξιο

Ενδείξεις:

- Συντηρητικά σε ωλένια νευρίτιδα
- Κάταγμα αγκώνος

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ

A2468 ONE SIZE





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00528/42612

- Ρυθμιζόμενο εύρος 34 έως 43,5cm
- Διαθέτει μηχανισμό ακινητοποίησης και ρύθμισης του εύρους κίνησης, διαβαθμισμένο σε μοίρες (Range of motion)

ΚΩΔΙΚΟΣ

0808306 Αριστερό

0808307 Δεξί



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΟΣ

Κωδικός Συνταγογράφησης:
42612*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ



- Κατασκευασμένο από ελαφρύ κράμα μετάλλου
- Διαθέτει σύστημα τηλεσκόπησης για να καλύπτει όλα τα μήκη
- Εύκολο σύστημα ρύθμισης (γωνιόμετρο) από 0°-90° έκταση και 0°-120° κάμψη
- Διαθέτει σύστημα Quick lock και εσωτερικά ανατομικά διαμορφωμένα μαξιλαράκια, υποαλλεργικά, αποσπώμενα και πλενόμενα

Ενδείξεις:

- Συντηρητικά σε κάταγμα κεφαλής κερκίδος
- Κατάγματα έσω ή έξω κονδύλων, κεφαλής κερκίδος ή ωλεκράνου
- Αναταχθέν εξάρθρωμα αγκώνος
- Ρήξη συνδέσμων τενόντων ή έσω πλαιίου συνδέσμου
- Μετεγχειρητικά σε διακονδύλια και υπερκονδύλια κατάγματα
- Καθήλωση δικεφάλου
- Συμπιεστικά κατάγματα με ασταθή τροχαλία

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

A2453

Αριστερό
Δεξί

ONE SIZE



DRYCELL

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ

- Παρέχει υποστήριξη και σταθερότητα του καρπού, μέσω ήπιας, αποτελεσματικής συμπίεσης
- Διαθέτει αυτοκόλλητο Velcro για καλύτερη σταθεροποίηση & συγκράτηση
- Ελαστικό & άνετο στη χρήση κατά την άθληση και στις καθημερινές δραστηριότητες

Ενδείξεις:

- Ήπιες κακώσεις καρπού

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΥΨΟΣ
A2478	ONE SIZE	7.7cm





ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

- Παρέχει υποστήριξη και σταθερότητα του καρπού μέσω ήπιας αποτελεσματικής συμπίεσης
- Διαθέτει αυτοκόλλητο Velcro για καλύτερη σταθεροποίηση
- Ελαστικό & άνετο στη χρήση καθώς ξεκουράζει και καταπραΐνει από τον πόνο, διατηρώντας το εύρος κίνησης του καρπού
- Αμφιδέξιο

Ενδείξεις:

- Ήπιες κακώσεις καρπού

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΥΨΟΣ
---------	---------	------

A2480	ONE SIZE	7.7cm
--------------	-----------------	-------



ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΝΕΟΡΕΝΕ



- Κατασκευασμένο από neoprene ύφασμα για αποφυγή υγρασίας
- Διαθέτει αυτοκόλλητο Velcro για καλύτερη σταθεροποίηση
- Ιδανικό για επανένταξη και χρήση κατά την άθληση
- Αμφιδέξιο

Ενδείξεις:

- Ελαφρές κακώσεις καρπού
- Επανένταξη στην άθληση μετά από τραυματισμό

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΨΟΣ

A2463 **ONE SIZE** 14cm





ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΝΕΟΠΡΕΝΕ

- Κατασκευασμένο από νεοπρένε ύφασμα για αποφυγή υγρασίας
- Διαθέτει αυτοκόλλητο Velcro για καλύτερη σταθεροποίηση
- Ιδανικό για επενένταξη και χρήση κατά την άθληση
- Αμφιδέξιο

Ενδείξεις:

- Ελαφρές κακώσεις καρπού – αντίχειρα
- Επανεένταξη στην άθληση μετά από τραυματισμό

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΨΟΣ

A2511 **ONE SIZE** 14cm





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ UNIVERSAL

- Κατασκευασμένο από υποαλλεργικό, αεριζόμενο ύφασμα
- Διαθέτει μεταλλική μπανέλα ακινητοποίησης κατά μήκος της περιοχής του αντίχειρα
- Εύκολη εφαρμογή με δύο ιμάντες Velcro
- Ο νάρθηκας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο αριστερό είτε στο δεξί χέρι (αμφιδέξιος).



Ενδείξεις:

- Κακώσεις αντίχειρα
- Σύνδρομο de Quervain
- Αρθρίτιδα αντίχειρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΥΨΟΣ
---------	---------	-------	------

A2454	ONE SIZE	40.5cm	5cm
--------------	----------	--------	-----



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00303*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Υποαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό μη ελαστικό ύφασμα
- Διαθέτει παλαμιαία μπανέλα από κράμα αλουμίνιου
- Εύκολη τοποθέτηση και σταθεροποίηση με 3 ιμάντες και Velcro

Ενδείξεις:

- Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
- Κακώσεις και θλάσεις καρπού
- Μετεγχειρητική και συντηρητική αποκατάσταση σε κάταγμα Colles



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΠΟΥ

A2440

Δεξί

S

14 - 17cm

A2450

Αριστερό

M

18 - 21cm

L

22 - 25cm



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ UNIVERSAL

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00303*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Υποαλλεργικό, αντιφιδρωτικό μη ελαστικό ύφασμα
- Διαθέτει παλαμιαία μπανέλα από κράμα αλουμίνιου
- Εύκολη τοποθέτηση και σταθεροποίηση με 3 μάντες και Velcro

Ενδείξεις:

- Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
- Κακώσεις και θλάσεις καρπού
- Μετεγχειρητική και συντηρητική αποκατάσταση σε κάταγμα Colles



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ
---------	---------	-------	--------

A2451	Δεξί Αριστερό	ONE SIZE	20cm 10.5cm
--------------	------------------	----------	----------------



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΔΜΦΙΔΕΞΙΟΣ 25CM

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00303*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ



- Διαθέτει 2 μεταλλικές μπανέλες που αποτρέπουν ραχιαία και παλαμιαία κάμψη
- Παρέχει υποστήριξης στον καρπό για μείωση πόνου και υποβοήθηση στην αποθεραπεία
- Εύκολο στην εφαρμογή, από υποαλλεργικό & αντιδρωτικό ύφασμα
- Αμφιδέξιο

Ενδείξεις:

- Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
- Κακώσεις και θλάσεις καρπού
- Μετεγχειρητική και συντηρητική αποκατάσταση σε κάταγμα Colles

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΗΚΟΣ

A2455 **ONE SIZE** 25cm





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00303*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Υποαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό μη ελαστικό ύφασμα μήκους 20εκ.
- Διαθέτει παλαμιαία μπανέλα από κράμα αλουμίνιου και μπανέλα ακινητοποίησης του αντίχειρα
- Εύκολη τοποθέτηση και σταθεροποίηση με 3 μάντες και Velcro και μάντα ακινητοποίησης του αντίχειρα

Ενδείξεις:

- Κακώσεις αντίχειρα
- Κάταγμα σκαφοειδούς
- Σύνδρομο de Quervain
- Μετεγχειρητικά σε επεμβάσεις τενόντων αντίχειρα

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΠΟΥ

A2437

Δεξί

S

18 - 25cm

M

25 - 30cm

A2438

Αριστερό

L

30 - 35cm





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ UNIVERSAL

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00303*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ



- Υποαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό μη ελαστικό ύφασμα
- Διαθέτει παλαμιαία μπανέλα από κράμα αλουμινίου και μπανέλα ακινητοποίησης του αντίχειρα
- Εύκολη τοποθέτηση και σταθεροποίηση με 3 ιμάντες και Velcro και ιμάντα ακινητοποίησης του αντίχειρα

Ενδείξεις:

- Κακώσεις αντίχειρα
- Κάταγμα σκαφοειδούς
- Σύνδρομο de Quervain
- Μετεγχειρητικά σε επεμβάσεις τενόντων αντίχειρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ
---------	---------	-------	--------

A2439	Δεξί Αριστερό	ONE SIZE	20cm 11.5cm
--------------	------------------	----------	----------------



άνω άκρο



ΔΕΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΡΩΝ (ΖΕΥΓΟΣ)



- Κατασκευασμένο από ελαφρύ και αεριζόμενο υλικό με εσωτερική ανατομική, αφρώδη επένδυση
- Διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του μήκους μέσω ρυθμιζόμενου μάντα & κλείσιμο με Velcro
- Διατίθεται ως ζεύγος
- Αμφιδέξιο

Ενδείξεις:

- Ακινητοποίηση άκρων ασθενών

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΙΜΑΝΤΑ
A2479	ONE SIZE	28.5cm	7.5cm





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΟΒΑΛ 8



- Προστατεύει και υποστηρίζει τις μικρότερες αρθρώσεις των δακτύλων
- Άνετο & ελαφρύ για καθημερινή χρήση
- Χρησιμοποιείται χωρίς περιορισμό στο μπάνιο και την θάλασσα

Ενδείξεις:

- Χρησιμοποιείται μόνο από ασθενείς με ορθοπεδικά προβλήματα
- **Συντηρητική αγωγή σε:** Κατάγματα, Ρευματοειδή αρθρίτιδα, Δυσμορφία ή υπερέκταση, παραμόρφωση boutonnière

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ (ΜΕΤΡΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ)

	No1: 4.3cm	No4: 5.1cm	No7: 6cm	No10: 6.9cm
A2461	No2: 4.6cm	No5: 5.4cm	No8: 6.3cm	No11: 7.2cm
	No3: 4.9cm	No6: 5.7cm	No9: 6.6cm	No12: 7.5cm



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ FOLD OVER

- Κατασκευασμένο από αλουμίνιο
- Επενδυμένο με αφρώδες υλικό, που το καθιστά πολύ άνετο για τον ασθενή
- Διαθέτει μάντες Velcro για την άμεση εφαρμογή του
- Ο νάρθηκας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο αριστερό είτε στο δεξί χέρι (αμφιδέξιος)

Ενδείξεις:

- Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων δακτύλου
- Κακώσεις και κάταγμα φαλαγγοφαλαγγικής και μεσοφαλαγγικής άρθρωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΜΗΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
	S 4 - 5cm
A2452	M 5 - 6.5cm
	L 6.5 - 8cm



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΟΥΤΟΝNIERE

- Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πλαστικό, ανοξείδωτο ατσάλι και εσωτερική επένδυση από μαλακό EVA
- Ακίνητοποιεί το δάκτυλο επιτρέποντας ταυτόχρονα την ενεργητική κάμψη
- Εύκολο στη χρήση

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αγωγή σε κατάγματα δακτύλων
- Ρευματοειδή αρθρίτιδα
- Συνδεσμικές Κακώσεις Δακτύλων
- Παραμόρφωση Τύπου Boutonniere

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΜΗΚΟΣ
ΔΑΧΤΥΛΟΥ

S: 5cm

A2471

M: 7.5cm

L: 10cm





ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΡΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ

0808511 56cm

- Εύκολη εφαρμογή
- Επαναχρησιμοποιήσιμο αδιάβροχο κάλυμμα PVC με πλαστικό και ελαστικό δακτύλιο
- Βολικό για χρήση στο ντους ή στο μπάνιο
- Ιδανικό για αποκλειστική χρήση από έναν ασθενή



ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΡΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ

0808512 45.72cm





Κορμ'ός



ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 16CM

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00106*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής ελαστικό ύφασμα, αεριζόμενο και υποαλλεργικό
- Απόλυτη προσαρμογή στο σώμα
- Προσφέρει ελαφριά συμπίεση, χρήσιμη σε ήπιο πόνο ή μακροχρόνια θεραπεία

Ενδείξεις:

- Ήπιες ή μέτριες οσφυαλγίες
- Υποστηρίζει την περιοχή της κοιλιάς μετά από χειρουργικές επεμβάσεις
- Αποτρέπει τη χαλάρωση στην περιοχή της κοιλιάς μετά την εγκυμοσύνη

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΥΨΟΣ
W2456	S 70 - 90cm	16cm
	M 90 - 110cm	16cm
	L 110 - 130cm	16cm





ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 20CM

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00106*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής ελαστικό ύφασμα, αεριζόμενο και υποαλλεργικό
- Απόλυτη προσαρμογή στο σώμα
- Προσφέρει ελαφριά συμπίεση, χρήσιμη σε ήπιο πόνο ή μακροχρόνια θεραπεία

Ενδείξεις:

- Ήπιες ή μέτριες οσφυαλγίες
- Υποστηρίζει την περιοχή της κοιλιάς μετά από χειρουργικές επεμβάσεις
- Αποτρέπει τη χαλάρωση στην περιοχή της κοιλιάς μετά την εγκυμοσύνη

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΥΨΟΣ
	S 70 - 90cm	20cm
W2457	M 90 - 110cm	20cm
	L 110 - 130cm	20cm





ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00106*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα υψηλής αντοχής, αεριζόμενο και υποαλλεργικό
- Διαθέτει μεγάλο διαιρούμενο Velcro για καλύτερη εφαρμογή
- Εσωτερική μαλακή επένδυση στην περιοχή της κοιλιακής χώρας για μεγαλύτερη άνεση

Ενδείξεις:

- Ήπιες ή μέτριες οσφυαλγίες
- Υποστηρίζει την περιοχή της κοιλιάς μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιά
- Αποτρέπει τη χαλάρωση στην περιοχή της κοιλιάς μετά την εγκυμοσύνη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΥΨΟΣ
	S 70 - 90cm	26cm
W2408	M 90 - 110cm	26cm
	L 110 - 130cm	26cm





ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ)

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00106*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ



- Κατασκευή από αεριζόμενο, υποαλλεργικό, ελαστικό ύφασμα
- Κλείνει με Velcro
- Διαθέτει σκληρό ανατομικό μαξιλαράκι που εφαρμόζει στην περιοχή της ομφαλοκήλης

Ενδείξεις:

- Υποστηρίζει το κοιλιακό τοίχωμα στην περιοχή της κήλης
- Κήλες κοιλιακού τοιχώματος, συμπεριλαμβανομένων μετεγχειρητικών, ομφαλικών, περιομφαλικών κηλών
- Πρόληψη συμπίεσης έντονων κηλών κατά τη διάρκεια έντονης σωματικής καταπόνησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΥΨΟΣ	
W2443	S	80 - 90cm	16cm
	M	90 - 100cm	16cm
	L	100 - 110cm	16cm
	XL	110 - 120cm	16cm
	XXL	120 - 135cm	16cm





ΟΜΦΑΛΟ- ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00111*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευή από αεριζόμενο, υποαλλεργικό, ελαστικό ύφασμα
- Κλείνει με Velcro και διαθέτει σκληρό ανατομικό μαξιλαράκι που εφαρμόζει στην περιοχή της ομφαλοκήλης
- Το εξαιρετικά μικρό του ύψος το καθιστά πολύ διακριτικό και άνετο για τον ασθενή

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία της ομφαλοκήλης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

W2448 ONE SIZE (ρυθμιζόμενο)





ΜΟΝΗ ΖΩΝΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ

- Εύκολη και ελεγχόμενη εφαρμογή με Velcro
- Διαθέτει ανατομικό πίεστρο – μαξιλαράκι για την περιοχή της βουβωνοκήλης

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποθεραπεία βουβωνοκήλης

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ

W2474 Δεξιά

S: 80 – 85cm

M: 85 – 95cm

W2473 Αριστερή

L: 95 – 105cm





ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΑΕΡΟΠΡΕΝΕ



- Κατασκευασμένη από ύφασμα Aeroprene
- Εύκολο στη χρήση
- Κατάλληλη για άθληση

Ενδείξεις:

- Επανάταξη στην άθληση μετά από κακώσεις
- Ισχιαλγία, οσφυαλγία

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΨΟΣ
W2504	ONE SIZE	19cm	13.5cm





ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ (ΧΑΜΗΛΗ)

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00111*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής ελαστικό ύφασμα, αεριζόμενο και υποαλλεργικό
- Απόλυτη προσαρμογή στο σώμα
- Προσφέρει περιορισμό των κινήσεων της οσφυϊκής μοίρας για μείωση πόνου και ενόχλησης
- Κατάλληλο για χρήση κατά την διάρκεια εργασίας

Ενδείξεις:

- Οσφυαλγία
- Ισχιαλγία
- Σπονδυλοαρθρωπάθεια
- Κακώσεις μυών – συνδέσμων
- Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΨΟΣ
W2458	S/M: 80 – 100cm	16.2cm	13.5cm
	L/XL: 100 – 130cm	16.2cm	13.5cm





ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ LUMBO SUPPORT

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00111*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευή από αεριζόμενο, υποαλλεργικό, ελαστικό ύφασμα
- Διαθέτει 4 πλαστικές μπανέλες στο οπίσθιο τμήμα και κλείσιμο με Velcro στο πρόσθιο.

Ενδείξεις:

- Οσφυαλγία, Ισχιαλγία
- Σπονδυλοαρθρωπάθεια
- Κακώσεις μυών - συνδέσμων
- Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
W2447	S 80 - 90cm
	M 90 - 100cm
	L 100 - 110cm
	XL 110 - 120cm
	XXL 120 - 135cm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΨΟΣ	13cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	26cm



ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ



Κωδικός Συνταγογράφησης:
00111*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα υψηλής αντοχής, αεριζόμενο και υποαλλεργικό
- Εύκολο κλείσιμο με Velcro και έξτρα μάντες που προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα
- Διαθέτει 4 πλαστικές μπανέλες και προσθαφαιρούμενο μαξιλαράκι στήριξης

Ενδείξεις:

- Οσφυαλγία
- Ισχιαλγία
- Σπονδυλοαρθρωπάθεια
- Κακώσεις μυών-συνδέσμων
- Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
W2449	S 80 - 90cm
	M 90 - 100cm
	L 100 - 110cm
	XL 110 - 120cm
	XXL 120 - 135cm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΨΟΣ	13cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	26cm



ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΜΕ 3D ΥΦΑΝΣΗ

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00111*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευή από αεριζόμενο, υποαλλεργικό, ελαστικό ύφασμα 3D πλέξης
- Διαθέτει 4 πλαστικές μπανέλες στο οπίσθιο τμήμα και κλείσιμο με Velcro στο πρόσθιο

Ενδείξεις:

- Ήπιες ή μέτριες οσφυαλγίες, ήπιοι μετατραυματισμοί, προφύλαξη στις αθλητικές δραστηριότητες και μυϊκή αδυναμία, ισχιαλγία, σπονδυλοαρθρωπάθεια ΟΜΣΣ, κακώσεις μυών - συνδέσμων, κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου ΟΜΣΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
W2442	S 80 - 90cm
	M 90 - 100cm
	L 100 - 110cm
	XL 110 - 120cm
	XXL 120 - 135cm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΨΟΣ	17cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	27cm



ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΥΠΟΥ GOLDWAIT (32CM)

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00252*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα υψηλής αντοχής, αεριζόμενο και υποαλλεργικό
- Εύκολο κλείσιμο με Velcro και έξτρα ιμάντες που προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα στην οσφυϊκή μοίρα
- Διαθέτει δύο μεταλλικές και δύο πλαστικές μπανέλες στο οπίσθιο τμήμα

Ενδείξεις:

- Υποστηρίζει τους μύες της πλάτης σε προβλήματα της μέσης (Lumbago) σε συνδυασμό με διαταραχές ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων
- Οσφυαλγίες σοβαρού βαθμού, ισχιαλγία, εκφυλιστικές διαδικασίες, ατονία και μυϊκή αδυναμία, θεραπείες προ και μετεγχειρητικά, δισκοκήλη, αρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης, αρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης και σπονδυλολίσηση της οσφυϊκής χώρας, οστεομαλακία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
W2446	S 70 - 90cm
	M 90 - 110cm
	L 110 - 130cm
	XL 110 - 130cm
	XXL 110 - 130cm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΨΟΣ	16cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	32cm



ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00252*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευή από μη ελαστικό αεριζόμενο υποαλλεργικό ύφασμα
- Σύστημα με κορδόνι συμπίεσης για πιο ακριβή κατανομή πίεσης

Ενδείξεις:

- Οσφυαλγία και ισχιαλγία οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
- Σπονδυλοαρθροπάθεια οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
- Τραυματικές κακώσεις μυών και συνδέσμων της κατώτερης θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ή οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
- Σπονδυλολίσηση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
W2401	ONE SIZE (ρυθμιζόμενο)	110cm - 165cm (συμπεριλαμβανομένων των μαντλών επέκτασης 25cm)
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΨΟΣ		17cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ		22.5cm



ΖΩΝΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ



Κωδικός Συνταγογράφησης:
00252*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευασμένο από μη ελαστικό αεριζόμενο ύφασμα
- Διαθέτει σύστημα με κορδόνι συμπίεσης
- Απόλυτη εφαρμογή και στήριξη

Ενδείξεις:

- Οσφυαλγία και ισχιαλγία οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
- Σπονδυλοαρθροπάθεια οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
- Τραυματικές κακώσεις μυών και συνδέσμων της κατώτερης θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ή οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
- Σπονδυλολίσηση

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
W2460	S/M: 70 - 90cm
	L/XL: 90 - 110cm
	XXL/XXXL: 110 - 140cm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΨΟΣ	14.7cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	26cm



ΖΑΚΕΤΑ ΚΥΦΩΣΕΩΣ

Ενδείξεις:

- Πρώτα στάδια ραχιαίας κύφωσης
- Βελτίωση ραχιαίας στάσης

- Κατασκευή από αεριζόμενο, υποαλλεργικό, ελαστικό ύφασμα
- Διαθέτει 2 πλαστικές μπανέλες στο οπίσθιο τμήμα
- Η ζώνη και οι μιάντες στους ώμους κλείνουν στο μπροστινό μέρος για μεγαλύτερη άνεση του ασθενή

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΣΦΥΟΣ

S 80 - 90cm

M 90 - 100cm

T2407 **L** 100 - 110cm

XL 110 - 120cm

XXL 120 - 135cm





ΖΑΚΕΤΑ ΚΥΦΩΣΕΩΣ



- Κατασκευασμένη από αεριζόμενο, υποαλλεργικό ύφασμα
- Εύκολο στη χρήση

Ενδείξεις:

- Ραχιαία κύφωση

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΕΜΠΡΟΣΙΟ ΥΨΟΣ	ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ
W2509	ONE SIZE	11cm	35cm



ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ Θ.Μ.Σ.Σ. Ή Ο.Μ.Σ.Σ. ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (UNIVERSAL)

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00252*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευή από μη ελαστικό αεριζόμενο υποαλλεργικό ύφασμα
- Σύστημα με κορδόνια συμπίεσης τα οποία βοηθούν στη σωστή εφαρμογή πίεσης που ασκεί ο νάρθηκας
- Στο πίσω μέρος φέρει πλαστικό πάνελ, αποσπώμενο, επενδυμένο με αφρώδες υλικό

Ενδείξεις:

- Οσφυαλγία και ισχιαλγία οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
- Σπονδυλοαρθροπάθεια οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
- Τραυματικές κακώσεις μυών και συνδέσμων της κατώτερης θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ή οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
- Σπονδυλολίσθηση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
T2402	ONE SIZE (ρυθμιζόμενο)	80cm - 132cm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΨΟΣ		16.5cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ		22.5cm





ΘΩΡΑΚΟ- ΟΣΦΥΙΚΟΣ ΚΗΛΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ TAYLOR

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00144*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα υψηλής αντοχής, αεριζόμενο και υποαλλεργικό
- Εύκολο κλείσιμο με Velcro και έξτρα ιμάντες που προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα στην οσφυϊκή μοίρα
- Διαθέτει 2 εύκαμπτες μεταλλικές μπανέλες στο οπίσθιο μέρος που καλύπτουν όλη τη σπονδυλική στήλη
- Διαθέτει δύο ιμάντες ανάρτησης του θωρακικού τμήματος της σπονδυλικής στήλης οι οποίοι κλείνουν με Velcro στο μπροστινό τμήμα

Ενδείξεις:

• Βοηθά στη διόρθωση της ραχιαία σπονδυλικής στήλης και βοηθά στη θεραπεία της κύφωσης. Παρέχει σταθεροποίηση για υπερέκταση σε σπονδυλικά κατάγματα της οσφυϊκής και θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Επίσης συστήνεται για τυχόν τραύματα του θωρακικού και οσφυϊκού σπονδύλου και σε αρχικά στάδια οστεοπόρωσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
T2405	S 80 - 90cm
	M 90 - 100cm
	L 100 - 110cm
	XL 110 - 120cm
	XXL 120 - 135cm



ΘΩΡΑΚΟ- ΟΣΦΥΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ TAYLOR (Y - SHAPE)



Κωδικός Συνταγογράφησης:
00144*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευή από κράμα αλουμινίου επενδυμένο με αεριζόμενο, υποαλλεργικό, βαμβακερό ύφασμα
- Διαθέτει στο οπίσθιο τμήμα του μεταλλικές μπανέλες σχήματος T (T - shape)
- Το πρόσθιο τμήμα κλείνει σαν ζώνη με Velcro και έξτρα μάντες Velcro για μέγιστη σταθερότητα
- Στο άνω τμήμα διαθέτει τιράντες υπομασχάλιες οι οποίες θέτουν τον κορμό του ασθενή σε σωστή θέση

Ενδείξεις:

• Βοηθά στη διόρθωση της ραχιαία σπονδυλικής στήλης και βοηθά στη θεραπεία της κύφωσης. Παρέχει σταθεροποίηση για υπερέκταση σε σπονδυλικά κατάγματα της οσφυϊκής και θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Επίσης συστήνεται για τυχόν τραύματα του θωρακικού και οσφυϊκού σπονδύλου και σε αρχικά στάδια οστεοπόρωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΨΟΣ	ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	
T2406	S	80 - 90cm	51cm	
	M	90 - 100cm	52cm	
	L	100 - 110cm	21.5cm	53cm
	XL	110 - 120cm		54cm
	XXL	120 - 135cm		55cm





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΙΚΟΣ "SPINE ORTHOSIS"

Κωδικός Συνταγογράφησης:
43728*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευή σκελετού από κράμα αλουμινίου.
- Σκελετός εύκολα διαμορφωσιμος, ενσωματωμένος σε υποαλλεργικό, αντιδρωτικό ύφασμα που προσφέρει εύκολο κλείσιμο μπροστά σαν ζώνη οσφύος
- Διαθέτει μιάντες σταθεροποίησης κορμού στο πάνω τμήμα

Ενδείξεις:

- Οστεοπόρωση
- Οστεοπορωτικά κατάγματα
- Κύφωση σπονδυλικής στήλης
- Πρόληψη οστεοπορωτικών καταγμάτων
- Νόσος SCHEURMANN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
T2424	S 85 - 100cm
	M 100 - 115cm
	L 115 - 130cm
	XL 130 - 145cm





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΘΩΡΑΚΟΣΦΥΪΚΟΣ TLSO

Κωδικός Συνταγογράφησης:
43728*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ



- Κατασκευή από μη ελαστικό αεριζόμενο υποαλλεργικό ύφασμα
- Σύστημα με κορδόνια συμπίεσης τα οποία βοηθούν στη σωστή εφαρμογή πίεσης που ασκεί ο νάρθηκας
- Στο οπίσθιο τμήμα το ύψος του νάρθηκα ρυθμίζεται εύκολα με Velcro
- Ο νάρθηκας αφήνει το τμήμα της άνω κοιλιάς ελεύθερο

Ενδείξεις:

- Οστεοπόρωση σπονδυλικής στήλης τύπου I
- Πρόληψη οστεοπορωτικών σπονδυλικών καταγμάτων Ο.Σ.Κ. τύπου II
- Σπονδυλοαρθροπάθειες της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
- Νόσος SCHEUERMANN
- Κυφώσεις Σ.Σ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
T2403	ONE SIZE (ρυθμιζόμενο)	80cm - 132cm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΨΟΣ		16.5cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ		45cm





ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ

Κωδικός Συνταγογράφησης:
43728*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευασμένο από ελαφρύ κράμα αλουμίνιου
- Επενδυμένο με υποαλλεργικό, αεριζόμενο ύφασμα στα σημεία στήριξης
- Αρθρωτή πελότα στήριξης στέρνου επενδυμένη με ύφασμα
- Οπίσθια πλαστική πελότα στήριξης αποσπώμενη για να τοποθετείται σε κάθετη ή οριζόντια θέση
- Μηχανισμός κλειδώματος με πόρπη για εύκολη εφαρμογή και ασφάλεια
- Οριζόντια μπάρα αλουμίνιου στην περιοχή της λεκάνης που επιτρέπει την καθιστή και ημικαθιστή θέση
- Ρύθμιση ύψους στα πλάγια του νάρθηκα

Ενδείξεις:

- Κατάγματα Σπονδυλικής Συμπίεσης. Οστεοπόρωση. Εξάρθρωση.
- Σπονδυλική Αρθρίτιδα. Συμπιεστικό κάταγμα σπονδύλου Θ10 - Ο2, Σφηνοειδές κάταγμα σπονδύλου Θ10 - Ο2, Διαχωριστικό κάταγμα σπονδύλου Θ10 - Ο2
- Οστεοπορωτικά κατάγματα Θ10 - Ο2, Σπονδυλοδεσία ΘΟΜΣΣ
- Πεταλεκτομές ΘΟΜΣΣ, Δισκεκτομές ΘΟΜΣΣ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΥΨΟΣ
T2404	S 60 - 75cm	39 - 46cm
	M 75 - 90cm	42 - 49cm
	L 90 - 105cm	45 - 52cm
	XL 105 - 115cm	49 - 56cm







Κάτω
άκρο

κάτω άκρο



ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΑΔΑ



- Διαθέτει δέστρες σταθεροποίησης με Velcro για ομοιόμορφη συμπίεση
- Αμφιδέξιο

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις
- Θλάσεις μυών γαστροκνήμιου
- Προληπτική χρήση για αποφυγή κακώσεων, θλάσεων μυών γαστροκνήμιου

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ

L2469 ONE SIZE





ΠΕΡΙΜΗΡΙΔΑ



- Διαθέτει Velcro δέσμες σταθεροποίησης για ομοιόμορφη συμπίεση σε μαλακά μέρια και ιστούς
- Ιδανικό για αθλητική δραστηριότητα
- Αμφιδέξιο

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις
- Θλάσεις μυών μηρού
- Προληπτική χρήση για αποφυγή κακώσεων, θλάσεων μυών μηρού

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ

L2470 ONE SIZE





ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ

Ενδείξεις:

- Ήπιες κακώσεις πλάγιων συνδέσμων
- Ήπιες κακώσεις και θλάσεις γόνατος
- Ήπιες παθήσεις γόνατος όπως οιδήματα, φλεγμονές, τενοντίτιδα, αρθρίτιδα

- Κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής ελαστικό ύφασμα με 3D πλέξη
- Προσφέρει βαθμιαία συμπίεση στα μαλακά μέρια και ιστούς, αυξάνοντας την αιματική ροή
- Ιδανικό για χρήση κατά την εργασία, άσκηση ή βόλτα
- Αμφιδέξιο

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΝΑΤΟΥ	ΥΨΟΣ	
L2481	S	37 - 43cm	25.5cm
	M	43 - 49cm	25.5cm
	L	49 - 55cm	25.5cm
	XL	55 - 61cm	25.5cm
	XXL	61 - 67cm	25.5cm





ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΝΕΟΡΕΝΕ ΑΠΛΗ



- Κατασκευασμένο από νεορένε ύφασμα για αποφυγή υγρασίας
- Διαθέτει ενσωματωμένο δακτύλιο από αφρώδες υλικό για σταθεροποίηση της επιγονατίδας και αυτοκόλλητους μάντεσ για βαθμιαία ομοιόμορφη συμπίεση των μαλακών μοριών και των ιστών
- Αμφιδέξιο

Ενδείξεις:

- Χονδροπάθεια επιγονατίδας
- Ήπια αστάθεια γόνατος
- Επανάταξη στην άθληση μετά από τραυματισμό

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΥΨΟΣ
L2475	ONE SIZE	27cm





ΥΠΟΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΗ ΔΕΣΤΡΑ

- Κατασκευασμένο από ύφασμα Neoprene που φέρει εσωτερικά επίθεμα σιλικόνης (προσθαφαιρούμενο) το οποίο εφαρμόζει στο κνημιαίο κύρτωμα
- Κλείνει εύκολα με Velcro
- Ιδανικό κατά την άθληση

Ενδείξεις:

- Αποθεραπεία σε τενοντίτιδα επιγονατιδικού συνδέσμου (Jumper's knee)
- Οστεοχονδρίτιδα (Osgood Schlatter)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ

L2429 ONE SIZE





ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΜΠΑΝΕΛΕΣ

Ενδείξεις:

- Χονδροπάθεια επιγονατίδας
- Ήπια αστάθεια γόνατος
- Αποκατάσταση σε ήπιες θλάσεις - κακώσεις πλάγιων συνδέσμων

- Κατασκευασμένο από ελαστικό, αντιδρωτικό και αεριζόμενο ύφασμα
- Διαθέτει εύκαμπτες μπανέλες
- Διαθέτει επίθεμα σιλικόνης - δακτύλιο στην περιοχή της επιγονατίδας
- Παρέχει ομοιόμορφη συμπίεση σε ιστούς και μαλακά μέρια
- Αμφιδέξιο

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΝΑΤΟΥ	ΥΨΟΣ	
L2476	S	30 - 34cm	30cm
	M	34 - 38cm	30cm
	L	38 - 42cm	30cm
	XL	42 - 46cm	30cm
	XXL	46 - 50cm	30cm





ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΝΕΟΡΕΝΕ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ & ΔΕΣΤΡΑ

- Κατασκευασμένο από neoprene ύφασμα για αποφυγή υγρασίας
- Διαθέτει έξι σπειροειδής μπανέλες από ανοξείδωτο ασάλι
- Διαθέτει ειδικό δακτύλιο για σταθεροποίηση και περιορισμό της κινητικότητας της επιγονατίδος και δύο αυτοκόλλητους ιμάντες σταθεροποίησης με Velcro
- Κατάλληλο για άσκηση και καθημερινές δραστηριότητες
- Αμφιδέξιο

Ενδείξεις:

- Κακώσεις γόνατος - επιγονατίδας
- Χονδροπάθεια επιγονατίδας
- Κακώσεις πλάγιων συνδέσμων

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΝΑΤΟΥ	ΥΨΟΣ
L2466	S/M 34 - 39cm	26cm
	L/XL 39 - 46cm	26cm





ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΑΔΑ ΝΕΟΡΕΝΕ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ

Ενδείξεις:

- Κακώσεις πλάγιων συνδέσμων
- Χονδροπάθεια επιγονατίδας
- Ελαφριά οστεοαρθρίτιδα γόνατος
- Αστάθεια στην άρθρωση του γόνατος

- Κατασκευασμένο από νεορένε ύφασμα για αποφυγή υγρασίας
- Διαθέτει τέσσερις σπειροειδής μπανέλες από ανοξείδωτο ατσάλι
- Διαθέτει ειδικό δακτύλιο για σταθεροποίηση και περιορισμό της κινητικότητας της επιγονατίδος και 2 αυτοκόλλητους μίαντες σταθεροποίησης με Velcro
- Κατάλληλο για άσκηση και καθημερινές δραστηριότητες
- Αμφιδέξιο

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΝΑΤΟΥ	ΥΨΟΣ	
L2465	S	32 - 34cm	31cm
	M	34 - 37cm	31cm
	L	37 - 40cm	31cm
	XL	40 - 43cm	31cm
	XXL	43 - 46cm	31cm





ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΝΕΟΡΕΝΕ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ



- Κατασκευασμένο από neoprene ύφασμα για αποφυγή υγρασίας
- Διαθέτει δύο αρθρωτές μπανέλες από ανοξείδωτο ατσάλι
- Διαθέτει ειδικό δακτύλιο για σταθεροποίηση και περιορισμό της κινητικότητας της επιγονατίδας και δύο αυτοκόλλητους ιμάντες σταθεροποίησης με Velcro
- Αμφιδέξιο

Ενδείξεις:

- Κακώσεις μηνίσκου 1^{ου} και 2^{ου} βαθμού
- Αρθρίτιδα γόνατος
- Προοδευτική ρευματοειδής αρθρίτιδα
- Κακώσεις πλαγίων συνδέσμων γόνατος
- Τραυματισμοί πρόσθιου - οπίσθιου χιαστού

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΝΑΤΟΥ	ΥΨΟΣ	
L2464	S	32 - 34cm	31cm
	M	34 - 37cm	31cm
	L	37 - 40cm	31cm
	XL	40 - 43cm	31cm
	XXL	43 - 46cm	31cm



ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ "TRI - PANEL"

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00294*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευασμένο από υποαλλεργικό αφρώδες υλικό, χωρισμένο σε τρία τμήματα (1 οπίσθιο και 2 πλαϊνά) τα οποία φέρουν άκαμπτες μπανέλες αλουμινίου
- Τα τρία τμήματα ενώνονται με Velcro ώστε να διαμορφώνεται η περιφέρεια
- Φέρει ιμάντες που ακινητοποιούν το γόνατο

Ενδείξεις:

- Εξάρθρωμα επιγονατίδας
- Συντηρητική αποκατάσταση σε κάταγμα επιγονατίδας
- Τραυματισμός πρόσθιου (acl) ή οπίσθιου (pcl) χιαστού
- Μετεγχειρητική αποκατάσταση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΥΨΟΣ
---------	---------	------

L2426		40cm
--------------	--	------

L2427	ONE SIZE	50cm
--------------	-----------------	------

L2428		60cm
--------------	--	------





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00249*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευασμένο από ελαφρύ μεταλλικό υλικό
- Διαθέτει αφρώδη μαξιλαράκια, αντιολισθητικά και υφασματινους ιμάντες σταθεροποίησης που προσφέρουν άνεση και ευκολία κατά την εφαρμογή
- Φέρει δύο πολυκεντρικούς μηχανισμούς (δεξιά και αριστερά) που έχουν εύρος ρύθμισης από 0° έως 90° στην έκταση και 0° έως 120° στην κάμψη

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε σταθερό κάταγμα κνημιαίου Plateau
- Συντηρητική αποκατάσταση σε σταθερό κάταγμα κνημιαίων - μηριαίων κονδύλων
- Μετεγχειρητική χρήση σε ολική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
- Ρήξη τετρακέφαλου
- Παρεκτοπισμένο κάταγμα επιγονατίδας
- Ρήξη πρόσθιου (acl) οπίσθιου (pcl) και πλάγιων (mcl,lcl)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΥΨΟΣ
---------	---------	------

L2430

ONE SIZE

40cm

L2431

50cm





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ ROM

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00249*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευασμένος από ελαφρύ μεταλλικό υλικό
- Φέρει αφρώδη, αντιολισθητικά μαξιλαράκια και υφασμάτινους μάντες σταθεροποίησης που προσφέρουν άνεση και ευκολία κατά την εφαρμογή
- Φέρει δύο πολυκεντρικούς μηχανισμούς (δεξιά και αριστερά) που έχουν εύρος ρύθμισης από 0° έως 90° στην έκταση και 0° έως 120° στην κάμψη και σύστημα Quick lock
- Το μήκος ρυθμίζεται ευκολά με ένα κουμπί

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

- Απαραετόπιστα - Σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων, κνημιαίων κονδύλων
- Απαραετόπιστα - Σταθερά κατάγματα κνημιαία Plateau
- Απαραετόπιστα - Σταθερά κατάγματα επιγονατίδας

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

- Σε ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
- Σε ρήξη συνδέσμων ACL, PCL, MCL, LCL. Υψηλή οστεοτομή κνήμης
- Σε ρήξη τετρακεφάλου, Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΕΚΤΑΣΗ	ΚΑΜΨΗ	ΜΗΚΟΣ
L2418	ONE SIZE	0° - 90°	0° - 120°	50 - 70cm



ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΓΟΝΑΤΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ (U) με γωνιόμετρο

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00249

- Ρυθμιζόμενο εύρος 58,5cm έως 73cm
- Διαθέτει μηχανισμό ακινητοποίησης και ρύθμισης του εύρους κίνησης, διαβαθμισμένο σε μοίρες (Range Of Motion)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ

0807669

ONE SIZE
(ρυθμιζόμενο)





ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ

Ενδείξεις:

- Ήπια διαστρέμματα σφυρών
- Ελαφριές κακώσεις συνδέσμων ποδοκνημικής

- Κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής ελαστικό ύφασμα με 3D πλέξη
- Ιδανική για ελαφριά διαστρέμματα και προβλήματα στους συνδέσμους
- Προσφέρει στήριξη και σταθερότητα στον αστράγαλο μέσω ήπιας αποτελεσματικής συμπίεσης
- Αμφιδέξιο

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ	ΥΨΟΣ	
L2482	S	18 - 21cm	25.5cm
	M	21 - 24cm	25.5cm
	L	24 - 27cm	25.5cm
	XL	27 - 30cm	25.5cm



κάτω άκρο



ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΑΕΡΟΡΕΝΕ



- Κατασκευασμένη από ύφασμα Aeroprene
- Εύκολο στη χρήση
- Κατάλληλη για άθληση

Ενδείξεις:

- Ελαφρά διαστρέμματα σφυρών
- Συνδεσμικές κακώσεις

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΥΨΟΣ
---------	---------	------

L2506	ONE SIZE	19cm
--------------	-----------------	------





ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΑΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΔΕΣΤΡΑ

Ενδείξεις:

- Ελαφριές κακώσεις συνδέσμων ποδοκνημικής
- Ήπια διαστρέμματα σφυρών
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα ποδοκνημικής

- Κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής ελαστικό ύφασμα με 3D πλέξη
- Διαθέτει μάντα επίδεσης
- Ίδανική για ελαφριά διαστρέμματα και προβλήματα στους συνδέσμους
- Προσφέρει στήριξη και σταθερότητα στον αστράγαλο μέσω ήπιας αποτελεσματικής συμπίεσης
- Αμφιδέξιο

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ	ΥΨΟΣ
L2483	S 18 - 21cm	26cm
	M 21 - 24cm	26cm
	L 24 - 27cm	26cm
	XL 27 - 30cm	26cm





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ



- Κατασκευασμένο από διάτρητο ύφασμα ενισχυμένο με πλαστική επένδυση και κλείσιμο με κορδόνια
- Μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τους νάρθηκες air cast
- Άνετο λόγω του σχεδιασμού και του υλικού του
- Ίδανικό για άθληση και δραστηριότητες της καθημερινότητας
- Αμδιφέξιο

Ενδείξεις:

- Κακώσεις σφυρών
- Διαστρέμματα τύπου I και II
- Χρόνια αστάθεια ποδοκνημικής
- Προληπτική χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΤΕΡΝΑΣ - ΤΑΡΣΟ
	S	27 - 30cm
L2412	M	30 - 33cm
	L	33 - 36cm





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ AIR/GEL

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00287*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευή από μαλακό πλαστικό υλικό χωρισμένο σε 2 τμήματα (βαλβίδες)
- Εσωτερικά φέρει επιθέματα με αέρα (πάνω τμήμα) και Gel (κάτω τμήμα)
- Κλείνει εύκολα με δύο μάντες και Velcro που φέρει στα πλάγια τμήματα του νάρθηκα.
- Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:

- Διάστρεμμα σφυρών
- Κακώσεις συνδέσμων ποδοκνημικής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ

L2425 ONE SIZE





ΝΑΡΘΗΚΑΣ AIR CAST

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00287

- Δύο νάρθηκες παρέχουν μέσο - πλευρική σταθεροποίηση του αστραγάλου κρατώντας και διατηρώντας την άρθρωση του αστραγάλου σε λειτουργική θέση
- Προσφέρουν καλύτερη προσαρμογή και άνεση στον χρήστη
- Εύκολη προσαρμογή χάρη στα εξωτερικά Velcro
- Τα πλευρικά τμήματα είναι επενδεδυμένα με ένα μαξιλάρι αέρα που μπορεί να ρυθμιστεί

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ

0807789 ONE SIZE





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ NIGHT – SPLINT

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00296*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευή από ανθεκτικό πλαστικό επενδυμένο με ύφασμα αντιδρωτικό, αεριζόμενο, υποαλλεργικό
- Φέρει τρεις ιμάντες στήριξης με μαξιλαράκια για άνεση
- Δύο πλάγιους ιμάντες με Velcro για τη ρύθμιση (αύξηση) της ραχιαίας κάμψης
- Ο νάρθηκας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο αριστερό είτε στο δεξί πόδι

Ενδείξεις:

- Πτώση άκρου ποδός από οποιαδήποτε παθολογική αιτία
- Χαλαρή πάρεση περνιαίου νεύρου
- Χαλαρή σπαστική υποποδία
- Πτώση πέλματος – ανάπαυση ποδοκνημικής

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ

L2414	S	No Παπουτσιού <38
	M	No Παπουτσιού 38 – 42
	L	No Παπουτσιού 42 – 46
	XL	No Παπουτσιού 46+





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00296*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό υλικό
- Εύκολο στην εφαρμογή με ένα Velcro

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

- Χαλαρή πάρεση - υποποδία
- Πτώση ποδοκνημικής
- Στήριξη άκρου ποδός



ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ

L2507 Δεξί

L2508 Αριστερό

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ

S/M **L/XL**

34 - 42 42 - 48



ΜΠΟΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗ



- Κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό
- Διαθέτει εσωτερική επένδυση από αντιδρωτικό, υποαλλεργικό ύφασμα
- Διαθέτει πλαστικές πλάγιες μπανέλες για στήριξη και συγκράτηση της ποδοκνημικής, οι οποίες φέρουν ιμάντες με Velcro για εύκολη εφαρμογή
- Πέλμα με σύστημα Rocker Bottom για την ορθή βάδιση του ασθενή με αντιολισθητική σόλα
- Ο νάρθηκας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο αριστερό είτε στο δεξί πόδι

Ενδείξεις:

Συντηρητικά σε σταθερό απαιρεκτόπιστο κάταγμα περόνης, απαιρεκτόπιστο κάταγμα έσω σφυρού, κάταγμα μεταρσιών, σταθερό απαιρεκτόπιστο κάταγμα αμφισφυρίου, ρήξη κνημοπερονιαίου συνδέσμου, μετεγχειρητικά σε κάταγμα περόνης, κάταγμα μεταρσιών, κάταγμα έσω σφυρού, κάταγμα αμφισφυρίου, συρραφές συνδέσμων - τενόντων

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ

S No Παπουτσιού <25

L2416

M No Παπουτσιού 25 - 29

L No Παπουτσιού 29 - 33



ΜΠΟΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΝΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ		
0806941	S	Πέλμα 25cm	Νο Παπουτσιού 36 – 39
0806942	M	Πέλμα 29cm	Νο Παπουτσιού 40 – 43
0806943	L	Πέλμα 33cm	Νο Παπουτσιού 44 – 46
0807684	XL	Πέλμα 36cm	Νο Παπουτσιού 47 +





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΗΜΙΚΗΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ

- Κατασκευή από πολύ ελαφρύ πλαστικό υλικό
- Εσωτερική επένδυση από αφρώδες υλικό, αντιδρωτικό και υποαλλεργικό
- Όλοι οι ιμάντες ακινητοποίησης είναι τοποθετημένοι πάνω στον νάρθηκα που τον καθιστούν εύκολο στην τοποθέτηση.
- Σύστημα Rocker Bottom στο πέλμα και αντιολισθητική υψηλής πυκνότητας σόλα (Rubber)
- Ο νάρθηκας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο αριστερό είτε στο δεξί πόδι)

Ενδείξεις:

- Σταθερό κάταγμα 5^{ου} μεταταρσίου
- Εγκάρσιο κάταγμα 5^{ου} μεταταρσίου
- Κατάγματα μεταταρσιοφαλαγγικών αρθρώσεων
- Κάταγμα οστών τάρσους

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ
XS	No Παπουτσιού 34 - 36
S	No Παπουτσιού 36 - 39
L2411 M	No Παπουτσιού 40 - 43
L	No Παπουτσιού 44 - 46
XL	No Παπουτσιού 47 - 49





ΜΠΟΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΨΗΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ		
0809091	S	Πέλμα 25cm	No Παπουτσιού 36 - 39
0809092	M	Πέλμα 29cm	No Παπουτσιού 40 - 43
0809093	L	Πέλμα 33cm	No Παπουτσιού 44 - 46
0808081	XL	Πέλμα 36cm	No Παπουτσιού 47 +





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ



- Κατασκευή από πολύ ελαφρύ πλαστικό υλικό
- Εσωτερική επένδυση από αφρώδες υλικό, αντιδρωτικό και υποαλλεργικό
- Όλοι οι ιμάντες ακινητοποίησης είναι τοποθετημένοι πάνω στον νάρθηκα που τον καθιστούν εύκολο στην τοποθέτηση
- Σύστημα Rocker Bottom στο πέλμα και αντιολισθητική υψηλής πυκνότητα σόλα (Rubber)
- Ο νάρθηκας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο αριστερό είτε στο δεξί πόδι)

Ενδείξεις:

- Συντηρητικά και μετεγχειρητικά σε σταθερό κάταγμα έσω σφυρού
- Σταθερό κάταγμα αμφισφυρίου
- Διάστρεμμα τύπου II και III
- Σταθερό κάταγμα κνήμης περόνης
- Κάταγμα πτέρνας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ
L2410	XS No Παπουτσιού 34 - 36
	S No Παπουτσιού 36 - 39
	M No Παπουτσιού 40 - 43
	L No Παπουτσιού 44 - 46
	XL No Παπουτσιού 47 - 49



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΨΗΛΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑ "STABILITY"

- Κατασκευασμένο από ελαφρύ πλαστικό υλικό.
- Διαθέτει ενσωματωμένους αεροθαλάμους που προσφέρουν μέγιστη ακινητοποίηση της ποδοκνημικής σε συνδυασμό με τα πάνελ που διαθέτει στο πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του
- Η επένδυση (Foam) που διαθέτει είναι από αντιδρωτικό, υποαλλεργικό υλικό
- Διαθέτει σύστημα Rocker Bottom για την καλύτερη βάδιση του ασθενή καθώς και αντιολισθητική σόλα υψηλής πυκνότητας (Rubber)
- Εύκολο σύστημα εισαγωγής - εξαγωγής αέρα
- Ο νάρθηκας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο αριστερό είτε στο δεξί πόδι.

Ενδείξεις:

- Συντηρητικά σε σταθερό अपαρεκτόπιστο κάταγμα περόνης
- Απαραεκτόπιστο κάταγμα έσω σφυρού
- Απαραεκτόπιστο σταθερό κάταγμα αμφισφυρίου
- Σταθερό κάταγμα τροχήλιας κεφαλής αστραγάλου
- Ρήξη κνημοπερονιαίου συνδέσμου
- Κάταγμα τύπου weber a και b1
- Ρήξη οπίσθιου κνημιαίου τένοντα
- Υποστραγαλικό εξάρθρωμα
- Μετεγχειρητικά σε κάταγμα περόνης
- Κάταγμα έσω σφυρού
- Αμφισφύριο κάταγμα
- Συρραφές συνδέσμων
- Ρήξη μεσοστιαίου υμένα κνήμης - περόνης
- Ρήξη οπίσθιου κνημιαίου τένοντα
- Κάταγμα τύπου Pilon, Maisonneuve, Boswort

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ

L2436

S

No Παπουτσιού 36 - 39

M

No Παπουτσιού 40 - 43

L

No Παπουτσιού 44 - 47



ΜΠΟΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΨΗΛΗ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΕΡΑ

Κωδικός Συνταγογράφησης: 00502
> Κοινός και για τα 3 μεγέθη

- Διαθέτει κυψέλες που φουσκώνουν με αέρα για επιπλέον υποστήριξη όταν μειώνεται το πρήξιμο.
- Διαθέτει μηχανισμό ακινητοποίησης και ρύθμισης του εύρους κίνησης, διαβαθμισμένο σε μίρες (Range Of Motion)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ	
0809097	S	Πέλμα 25cm	No Παπουτσιού 36 - 39
0809098	M	Πέλμα 29cm	No Παπουτσιού 40 - 43
0809099	L	Πέλμα 33cm	No Παπουτσιού 44 - 46



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΨΗΛΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΕΡΑ

Κωδικός Συνταγογράφησης:
00502*

*Εν αναμονή έγκρισης ΕΟΠΥΥ

- Διαθέτει πλαινές μπανέλες αλουμινίου, αντιδρωτική και υποαλλεργική επένδυση, με ενσωματωμένη αντλία αέρα και βαλβίδα αφαίρεσης, για μέγιστη ακινητοποίηση της ποδοκνημικής
- Πέλμα με σύστημα Rocker Bottom με αντιολισθητική σόλα υψηλής πυκνότητας (Rubber).
- Γωνιόμετρο για τη ρύθμιση του εύρους της κάμψης και της έκτασης απο 0° εως 45°
- Ο νάρθηκας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο αριστερό είτε στο δεξιό πόδι.

Ενδείξεις:

- Συντηρητικά και μετεγχειρητικά σε συρραφή αχίλλειου τένοντα.
- Αμφισβήτρια κατάγματα.
- Κάταγμα πτέρνας.
- Κάταγμα κνήμης περόνης.
- Επιμήκυνση αχίλλειου τένοντα.
- Συρραφή έσω - έξω πλαγίων συνδέσμων.
- Κατάγματα τύπου weber b και c.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ
	S Νο Παπουτσιού 36 - 39
L2409	M Νο Παπουτσιού 40 - 43
	L Νο Παπουτσιού 44 - 47





ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ

Ενδείξεις:

Μετεγχειρητικά σε:

- Οστεοτομίες μεταταρσίων
- Οστεοτομίες δακτύλων
- Νεύρωμα Morton

- Κατασκευή από αεριζόμενο μη ελαστικό ύφασμα
- Φέρει Velcro για εύκολο κλείσιμο και αντιολισθητική άκαμπτη σόλα
- Ο νάρθηκας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο αριστερό είτε στο δεξί πόδι

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ

XS Νο Παπουτσιού 34 - 36

S Νο Παπουτσιού 37 - 39

M Νο Παπουτσιού 40 - 42

L Νο Παπουτσιού 41 - 43

XL Νο Παπουτσιού 43 - 45

XXL Νο Παπουτσιού 45 - 48

L2441



ΥΠΟΔΗΜΑ ΜΕΤΕΓΧ. ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ



Ενδείξεις:

- Μετεγχειρητικά στο εμπρόσθιο μέρος του ποδιού και τα δάκτυλα
- Πόδια σε γύψο ή με γάζες ακινητοποίησης

- Κατασκευή από μη ελαστικό, αεριζόμενο, υποαλλεργικό ύφασμα
- Ακαμπτη, αντιολισθητική σόλα που αφήνει την περιοχή των μεταταρσίων ελεύθερη για να γίνεται αποφόρτιση
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο αποσπώμενο Velcro
- Ο νάρθηκας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο αριστερό είτε στο δεξί πόδι

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ

	XS	Νο Παπουτσιού 35 - 37
	S	Νο Παπουτσιού 37 - 39
L2417	M	Νο Παπουτσιού 40 - 42
	L	Νο Παπουτσιού 42 - 44
	XL	Νο Παπουτσιού 44 - 46





ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ



Ενδείξεις:

- Κακώσεις μαλακών μορίων πτέρνας
- Φλεγμονώδης κατάσταση στην περιοχή της πτέρνας
- Ρωγμώδες κάταγμα πτέρνας
- Χρήση μετά από χειρουργείο πτέρνας

- Κατασκευή από μη ελαστικό,αεριζόμενο,υποαλλεργικό ύφασμα
- Ακαμπτη αντιολισθητική σόλα που αφήνει την περιοχή της πτέρνας ελεύθερη για να γίνεται αποφόρτιση
- Κλεισιμο με αυτοκόλλητο αποσπώμενο Velcro
- Ο νάρθηκας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο αριστερό είτε στο δεξί πόδι.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ

XS No Παπουτσιού 35 – 37

S No Παπουτσιού 37 – 39

L2415 **M** No Παπουτσιού 40 – 42

L No Παπουτσιού 42 – 44

XL No Παπουτσιού 44 – 46



ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΔΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΗΚΟΣ

0808513

58.4cm

- Εύκολη εφαρμογή
- Επαναχρησιμοποιήσιμο αδιάβροχο κάλυμμα PVC με πλαστικό και ελαστικό δακτύλιο
- Βολικό για χρήση στο ντους ή στο μπάνιο
- Ιδανικό για αποκλειστική χρήση από έναν ασθενή

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΔΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΗΚΟΣ

0808514

45.72cm



ΠΙΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ (4 ΕΞΟΔΩΝ)

κωδ. 0806210



Χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα ρύθμισης πίεσης (Εύρος πίεσης: 30–240 mmHg)
- Δυνατότητα ρύθμισης διάρκειας πιεσοθεραπείας
- Απαραίτητη η προμήθεια κατάλληλου επιθέματος, για τη λειτουργία της συσκευής
- Δυνατότητα σύνδεσης με ένα ή δύο επιθέματα στην ίδια αντλία (Κατόπιν οδηγίας του θεράποντα ιατρού)
- Για τη σύνδεση της αντλίας με δύο επιθέματα είναι απαραίτητη η προμήθεια του κωδικού: 0806221
- Εγγύηση 2 Έτη

ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ (4 ΕΞΟΔΩΝ)

κωδ. 0806211



Χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα ρύθμισης πίεσης (Εύρος πίεσης 20–250 mmHg)
- Δυνατότητα ρύθμισης διάρκειας πιεσοθεραπείας
- Δυνατότητα επιλογής προγράμματος (6 Προγράμματα)
- Απαραίτητη η προμήθεια κατάλληλου επιθέματος, για τη λειτουργία της συσκευής
- Δυνατότητα σύνδεσης με ένα ή δύο επιθέματα στην ίδια αντλία (Κατόπιν οδηγίας του θεράποντα ιατρού)
- Για τη σύνδεση της αντλίας με δύο επιθέματα είναι απαραίτητη η προμήθεια του κωδικού: 0806221
- Εγγύηση 2 έτη

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΥΟ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ (4 ΕΙΣΟΔΩΝ)

κωδ. 0806221

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δύο επιθεμάτων στην ίδια αντλία εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από το θεράποντα ιατρό.



ΠΙΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΣΗΣ
0806218	M: Π: 24cm / M: 116cm
0806219	L: Π: 36cm / M: 126cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΙΘΕΜΑ ΧΕΡΙΟΥ
0806216	M: Π: 19cm / M: 87cm
0806217	L: Π: 25cm / M: 87cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΟΔΙΟΥ
0806213	M: Π: 24cm / M: 67cm / ΠΕ: 62cm
0806214	L: Π: 40cm / M: 67cm / ΠΕ: 68cm
0806225	XL: Π: 40cm / M: 86cm / ΠΕ: 70cm





**Ποδο
λογία**



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ GEL




Ενδείξεις:

- Βλαισότητα δακτύλων

- Ειδική σχεδίαση που επιτρέπει την σωστή εφαρμογή
- Υποαλλεργικό
- Ελαχιστοποιεί τις τριβές
- Βοηθά στην ευθυγράμμιση των δακτύλων
- Ανακουφίζει από τον πόνο του εξογκώματος του μικρού δακτύλου
- Διατίθεται σε ζεύγος

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B
L2484	S	7.2cm	2cm
	L	8.5cm	2.5cm





ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ GEL

Ενδείξεις:


- Σφυροδακτυλία



- Ειδική σχεδίαση που επιτρέπει την σωστή εφαρμογή
- Προσφέρει άνεση και ανακούφιση από την πίεση που ασκείται στα δάκτυλα και στις κεφαλές του μεταταρσίου
- Υποαλλεργικό
- Ενυδατώνει το δέρμα και κάνει μασάζ στην ερεθισμένη περιοχή
- Διατίθεται σε ζεύγος

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B
L2485	ONE SIZE - UNIVERSAL	7.6cm	2.7cm






ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ GEL

Ενδείξεις:


- Ανάπαυση δακτύλων



- Προσφέρει άνεση και ανακούφιση στα δάχτυλα
- Εύκολη προσαρμογή
- Προστασία από την τριβή
- Υποαλλεργικό
- Διατίθεται σε ζεύγος

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B	C
L2487	S	6.8cm	3cm	1.9cm
	L	8.8cm	3.8cm	2.4cm





ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΑΙ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΜΕ GEL

Ενδείξεις:

- Βλαισότητα δακτύλων

Small




Large



- Προσφέρει σταθερή εφαρμογή αποτρέποντας την ολίσθηση κατά την κίνηση
- Βοηθά στην ευθυγράμμιση των δακτύλων σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων
- Μειώνει την τριβή στα δάκτυλα
- Υποαλλεργικό
- Διατίθεται σε ζεύγος

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B
L2488	S (4 ^{ου} -5 ^{ου} δακτύλου)	3.3cm	1.4cm
	L (1 ^{ου} -2 ^{ου} δακτύλου)	4.9cm	2.3cm





ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΑΔΙ 1^{ου} – 2^{ου} ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ GEL ONE SIZE




Ενδείξεις:

- Βλαισότητα μέγα δακτύλου

- Κατασκευασμένο από Gel υψηλής ποιότητας και αντοχής
- Βοηθά στην ευθυγράμμιση των δακτύλων
- Ανακουφίζει την ερεθισμένη περιοχή
- Υποαλλεργικό
- Αμφιδέξιο
- One-size
- Διατίθεται σε ζεύγος

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B	C
L2489	ONE SIZE – UNIVERSAL	6.8cm	4.7cm	2cm





ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 1^{ου} – 2^{ου} ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ GEL

Ενδείξεις:


- Βλαισότητα μέγα δακτύλου



- Υποαλλεργικό
- Κατασκευή από πολυμερές Gel υψηλής ποιότητας, για τον διαχωρισμό του μεγάλου και δευτέρου δακτύλου
- Μειώνει την τριβή και τον ερεθισμό
- Διατίθεται σε ζεύγος

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B	C
L2490	S	3cm	1.8cm	2.2cm
	L	3.5cm	2.2cm	2.4cm





ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ GEL




Ενδείξεις:

- Βλαισότητα μέγα δακτύλου

- Προστατεύει από τους κάλους ελαχιστοποιώντας τις τριβές
- Βοηθά στην ευθυγράμμιση των δακτύλων και παράλληλα ανακουφίζει από τον πόνο του εξογκώματος του μεγάλου δακτύλου
- Ειδική σχεδίαση για σωστή εφαρμογή
- Υποαλλεργικό
- Διατίθεται σε ζεύγος

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B
L2502	ONE SIZE – UNIVERSAL	8cm	2.5cm





ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΤΣΑΚΙ ΜΕ GEL ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

Ενδείξεις:

- Βλαισότητα μέγα δακτύλου



- Κατασκευή από ελαστικό και μαλακό ύφασμα
- Μειώνει την τριβή
- Υποαλλεργικό
- Άνετη εφαρμογή σε όλα τα μεγέθη πελμάτων
- Πλενόμενο
- Διατίθεται σε ζεύγος

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B
L2491	S	9.5cm	8cm
	L	10.2cm	9cm





ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ GEL ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΩΝ

Ενδείξεις:


- Μεταταρσαλγία



- Ειδική σχεδίαση που επιτρέπει την σωστή εφαρμογή
- Παρέχει πλήρη άνεση κατά το βάδισμα στο μετατάρσιο
- Απορροφά τους κραδασμούς
- Υποαλλεργικό
- Διατίθεται σε ζεύγος

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B
L2486	ONE SIZE - UNIVERSAL	8.7cm	10cm





ΚΑΛΤΣΑΚΙ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ GEL


Ενδείξεις:

- Μεταταρσαλγία

- Υποαλλεργικό
- Προστατεύει τις κεφαλές του μεταταρσίου
- Απορροφά τους κραδασμούς
- Μειώνει την τριβή
- Πλενόμενο
- Διατίθεται σε ζεύγος

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B
L2493	S	9cm	7.8cm
	M	10cm	7.8cm





ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ GEL ΔΑΚΤΥΛΩΝ


Ενδείξεις:

- Προστασία των δακτύλων από κάλους

- Δυνατότητα κοπής στο επιθυμητό μήκος
- Κατάλληλο για μεσοδακτύλιους κάλους, σκληρύνσεις και σφυροδακτυλία
- Υποαλλεργικό
- Πλενόμενο
- Εύκολη εφαρμογή
- Διατίθεται ανά τεμάχιο


ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B
L2492	S	10cm	1.5cm
	L	10cm	1.7cm





ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΝΥΧΤΟΣ ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ




Ενδείξεις:

- Βλαισότητα μέγα δακτύλου

- Κατασκευή από πλαστικό ευπροσάρμοστο υλικό υψηλής ποιότητας
- Εσωτερική αφρώδης επένδυση υψηλής αντοχής με αντιαλλεργική, αντιδρωτική, μη τοξική δράση
- Πλενόμενο
- Σταθεροποιητικός ρυθμιζόμενος αυτοκόλλητος ιμάντας στερέωσης
- Διατίθενται σε ζεύγος

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B
L2503	ONE SIZE - UNIVERSAL	13.5cm	5cm



ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ GEL




Ενδείξεις:

- Βλαισότητα μέγα δακτύλου

- Υποαλλεργικό
- Διορθώνει τις παραμορφώσεις του μεγάλου δακτύλου στο πόδι
- Ιδανικό για αυτούς που έχουν κότσια, κάλους, κολλημένα ή διασταυρωμένα δάκτυλα
- Τεντώνει το μεγάλο δάκτυλο και το βοηθάει μέχρι να αποκατασταθεί το κανονικό του σχήμα
- Με μαλακό Gel στην επαφή με το δέρμα
- Κατασκευασμένο με εργονομικό σχεδιασμό, στερεώνεται εύκολα και δεν πιέζει το δάκτυλο
- Λειτουργικός αρθρωτός σχεδιασμός, σύμφωνα με το σχήμα του ποδιού που βοηθάει στην επαναφορά του δακτύλου στην κανονική του θέση
- Καθαρίζεται χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό και σαπούνι χεριών
- Διατίθεται ανά τεμάχιο

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B
L2494	ONE SIZE - UNIVERSAL	15cm	ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ





ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ GEL

Ενδείξεις:


- Νεύρωμα Morton
- Πλατυποδία
- Ακάνθα πτέρνας
- Μεταταρσαλγία



- Υψηλή ελαστικότητα & ανθεκτικότητα
- Προσφέρουν άνεση & παρέχουν ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης
- Εξισορρόπηση των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα κατά το περπάτημα
- Διευκόλυνση των καθημερινών δραστηριοτήτων
- Κατασκευασμένα από Gel σιλικόνης για απορρόφηση κραδασμών
- Διάτρητη επιφάνεια για ομαλή ροή του αέρα
- Διατίθενται σε ζεύγος

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B
	S (35-38)	23cm	8cm
L2495	M (39-42)	28cm	9.5cm
	L (43-45)	29.5cm	10cm



ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΠΑΤΟΙ ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑΣ

Ενδείξεις:


- Πλατυποδία



- Είναι κατάλληλοι για χρήση σε διάφορους τύπους υποδημάτων, όπως αθλητικά παπούτσια ή παπούτσια εργασίας.
- Διαθέτουν αφρώδες υλικό (memory foam) στο πάνω μέρος για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών
- Διάτρητη επιφάνεια στο κάτω μέρος για ομαλή ροή του αέρα
- Διαθέτουν υποστήριξη καμάρας για την ανακούφιση του πόνου και τη διόρθωση της θέσης του ποδιού σε περιπτώσεις πλατυποδίας
- Προσφέρουν άνεση & παρέχουν ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης
- Διατίθενται σε ζεύγος

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B
	XS (36-38)	23.5cm	8.7cm
	S (39-40)	26.5cm	9.4cm
L2498	M (41-42)	28cm	9.8cm
	L (43-45)	30cm	10.3cm
	XL (46-47)	30.7cm	10.3cm





ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΑΦΡΟΥ


Ενδείξεις:

- Απορρόφηση κραδασμών
- Πλατυποδία

- Διαθέτουν αφρώδες υλικό (memory foam) στο πάνω μέρος για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών
- Προσφέρουν υποστήριξη στην καμάρα του ποδιού
- Κατασκευασμένα από αντιβακτηριδιακά υλικά που επιτρέπουν στο προϊόν να αναπνέει
- Ιδανικά για περπάτημα και εκτεταμένη ορθοστασία
- Υποαλλεργικά
- Διατίθενται σε ζεύγος

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B
L2500	XS (36-38)	25cm	9cm
	S (39-40)	26.5cm	9.3cm
	M (41-43)	28.3cm	9.7cm
	L (44-45)	30.5cm	10.2cm



ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΑΦΡΟΥ – GEL

Ενδείξεις:


- Απορρόφηση κραδασμών



- Κατασκευή από θερμοπλαστικό, ελαστικό στρώμα GEL, ανατομικής σχεδίασης και υψηλής απορροφητικότητας των κραδασμών
- Διαθέτουν απορροφητικά pads τα οποία προσφέρουν συνεχόμενες μικρομαλάξεις
- Ειδικής σχεδίασης στην περιοχή της πτέρνας
- Βελτιώνουν το άλγος
- Δυνατότητα κοπής στο επιθυμητό μήκος
- Χρήση κατά την άθληση, εργασία
- Πλενόμενα
- Διατίθενται σε ζεύγος

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B
L2499	S (35-40)	27.7cm	10cm
	L (41-46)	30.5cm	10.5cm





ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΠΑΤΟΙ


Ενδείξεις:

- Απορρόφηση κραδασμών

- Είναι κατάλληλοι για χρήση σε διάφορους τύπους υποδημάτων, όπως αθλητικά παπούτσια ή παπούτσια εργασίας.
- Διαθέτουν αφρώδες υλικό (memory foam) στο πάνω μέρος για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών
- Διάτρητη επιφάνεια στο κάτω μέρος για ομαλή ροή του αέρα
- Διαθέτουν υποστήριξη καμάρας για την ανακούφιση του πόνου και τη διόρθωση της θέσης του ποδιού
- Προσφέρουν άνεση & παρέχουν ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης
- Διατίθενται σε ζεύγος

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B
L2501	S (38-41)	26.5cm	9.5cm
	L (42-45)	29.5cm	10cm





ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ GEL ΟΠΗ ΑΚΑΝΘΑ


Ενδείξεις:

- Ακάνθα πτέρνας

- Κατάλληλο για όλους τους τύπους των παπουτσιών ιδανικό για πεζοπορία, περπάτημα, τρέξιμο, παιχνίδι και άλλα υπαίθρια αθλήματα
- Κατάλληλο για πλύσιμο στο χέρι & επαναχρησιμοποιούμενο
- Κατασκευασμένο από Gel σιλικόνης για απορρόφηση κραδασμών
- Διαθέτει μαλακό αποσπώμενο ένθετο τμήμα για περιπτώσεις ακάνθας
- Προστατεύει την πτέρνα και προσφέρει ομοιόμορφη κατανομή πίεσης
- Διατίθεται σε ζεύγος

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B
	S	8.7cm	5.8cm
L2496	M	9.3cm	6cm
	L	10.2cm	6.4cm





ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΟ GEL


Ενδείξεις:

- Ακάνθα πτέρνας

- Κατάλληλο για όλους τους τύπους των παπουτσιών ιδανικό για πεζοπορία, περπάτημα, τρέξιμο, παιχνίδι και άλλα υπαίθρια αθλήματα
- Κατάλληλο για πλύσιμο στο χέρι & επαναχρησιμοποιούμενο
- Κατασκευασμένο από Gel για απορρόφηση κραδασμών
- Προστατεύει την πτέρνα και προσφέρει ομοιόμορφη κατανομή πίεσης
- Διατίθεται σε ζεύγος

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B
L2497	S	10.4cm	6.3cm
	L	11cm	7cm





ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΤΣΑΚΙ ΜΕ GEL ΑΧΙΛΕΙΟΥ-ΠΤΕΡΝΑΣ

Ενδείξεις:

- Προστασία εκδορών στην περιοχή του αχιλλείου

- Εύκολη εφαρμογή
- Ανακούφιση από την πίεση
- Υποαλλεργικό
- Διατίθεται ανά τεμάχιο
- Πλενόμενο

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	A	B
L2510	S	20cm	11cm
	M	20cm	11.5cm







Κληρο- νομία



ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ

Ενδείξεις:

• Χρησιμοποιούνται ως αθλητικές ταινίες περίδεσης αθλητών, κατάλληλες για την επιπλέον υποστήριξη, αλλά και την πρόληψη τραυματισμών των αρθρώσεων, τενόντων και συνδέσμων κυρίως κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.

- Αυτοκόλλητη, μακράς διάρκειας
- Κατασκευασμένη από βαμβάκι
- Ιδιαίτερα ανθεκτική και μη ελαστική
- Διαπερατή στους υδρατμούς και τον αέρα, ώστε να μην αποκολλάται εύκολα λόγω εφίδρωσης
- Κόβεται εύκολα
- Υποαλλεργική
- Δεν περιέχει Latex
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας στο δέρμα ή επάνω από αφρώδη ταινία (αράχνη)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΜ)
0815750	2.5cm x 13.7m
0815751	3.8cm x 13.7m
0815752	5cm x 13.7m



ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΑΡΑΧΝΗ)

Ενδείξεις:

• Χρησιμοποιούνται ως αθλητικές ταινίες περίδεσης αθλητών, κατάλληλα για χρήση κάτω από αυτοκόλλητες αθλητικές ταινίες έτσι ώστε να αποτρέψουν τον ερεθισμό του δέρματος από την επαναλαμβανόμενη χρήση αυτοκόλλητων ταινιών. Επίσης βοηθούν στην ανώδυνη αποκόλληση των αυτοκόλλητων αθλητικών ταινιών. Συνιστάται για χρήση σε άτομα με ευαίσθητο δέρμα.

- Από 100% αφρό πολυουρεθάνης (PU)
- Εφαρμόζει τέλεια στο δέρμα χωρίς να περιέχει κόλλα και δεν αφήνει υπολείμματα στο δέρμα κατά την αφαίρεση της
- Χρησιμοποιείται κάτω από την επίδεση με αυτοκόλλητη αθλητική ταινία & βοηθά στην ανώδυνη αποκόλληση της
- Υψηλή ποιότητα κατασκευής & άνετη εφαρμογή
- Κόβεται εύκολα & με ακρίβεια στο επιθυμητό μήκος
- Δεν περιέχει Latex
- Διαπερατή στους υδρατμούς και τον αέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΜ)

ΠΑΧΟΣ

0815753

7cm x 27.4m

0.6mm



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ενδείξεις:

• Αυτά τα προϊόντα προορίζονται για να προωθήσουν τη λειτουργική κίνηση του σώματος σε πρώιμο στάδιο κατά τη διάρκεια ή μετά από τραυματισμούς, καθώς κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι αυτό οδηγεί σε ταχύτερη και καλύτερη επούλωση. Χρησιμοποιούνται για την γρηγορότερη επούλωση μυϊκών τραυματισμών και παράλληλη στήριξή τους. Εφαρμόζονται στρατηγικά στο σώμα, έτσι ώστε να παρέχουν υποστήριξη, να μειώσουν τον πόνο και το πρήξιμο από τραυματισμούς αλλά και να βελτιώσουν την απόδοση. Για εφαρμογές στην αποκατάσταση, τον αθλητισμό και σε περιπτώσεις οιδήματος.

- Κατάλληλη για πλήθος εφαρμογών στους τομείς της αθλητικής και της φυσικοθεραπείας
- Αυτοκόλλητη
- Ιδιαίτερα ανθεκτική και ελαστική
- Υποαλλεργική
- Κατασκευασμένη από βαμβάκι
- Δεν περιέχει Latex

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΜ)	ΧΡΩΜΑ
0815754	5cm x 5m	ΜΑΥΡΗ
0815755	5cm x 5m	ΜΠΕΖ
0815756	5cm x 5m	ΜΠΛΕ
0815757	5cm x 5m	ΡΟΖ





Κάλτσες Διαβαθμισμένης Συμπίεσης

SANYLEG[®]

ΚΑΛΤΣΕΣ

**Αντιθρομβωτικές
Μετεγχειρητικές**

**Θεραπευτικές
Φλεβίτιδος**

**Αθλητικές
διαβαθμισμένης
συμπίεσης**

Αντιθρομβωτικές Μετεγχειρητικές

Μια σειρά κάλτσες αφιερωμένη στην προφύλαξη από θρομβώσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επέμβαση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή εφαρμογή και η σωστή διαβάθμιση συμπίεσης, είναι κατασκευασμένες από απαλό και ελαστικό ύφασμα, υποαλλεργικό (χωρίς λάτεξ).






SANYLEG⁺

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Πρόληψη θρομβώσεων που δημιουργούνται μετά από χειρουργική επέμβαση
- Θεραπεία που σχετίζεται με μετατραυματικές θεραπείες, μελανίες και οιδήματα σε κατακεκλιμένους ασθενείς
- Μώλωπες και υδροστατικά οιδήματα

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Τοπική δερματίτιδα, ερύθημα, νέκρωση
- Απογύμνωση, πνευμονικό οίδημα, μοσχεύματα
- Αγγειακές διαταραχές καρδιακής προέλευσης
- Πόδια μεγαλύτερης περιφέρειας

18mm/Hg							
AD	AG	AGT	Small	Medium	Large	X - Large	XX - Large
1 Pair  cC cB ID	1 Pair  cG cC cB ID	1 Piece  cC cB ID	LENGTH 35 - 45cm	LENGTH 63 - 88cm	LENGTH 63 - 88cm		
CIRCUMFERENCE			cB 18 - 20cm cC 28 - 40cm cG 42 - 58cm	cB 21 - 23cm cC 32 - 44cm cG 52 - 68cm	cB 24 - 26cm cC 36 - 48cm cG 62 - 78cm	cB 27 - 29cm cC 40 - 52cm cG 70 - 88cm	cB 30 - 32cm cC 44 - 56cm cG 73 - 98cm
The color of the visual heel indicates the size of the stocking.							

**ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΚΑΛΤΣΑ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
ΛΕΥΚΗ 18 - 20mmHG | H62**



ΜΕΓΕΘΟΣ

H62	S
	M
	L
	XL
	XXL

**ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΚΑΛΤΣΑ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΗ 18 - 20mmHG | H61**

Επικαλυμμένο με πυρίτιο
αντιολισθητική άκρη



Ελαστική στήλη



Λουριά
ελαστικό



ΜΕΓΕΘΟΣ

H61	S
	M
	L
	XL
	XXL


Θεραπευτικές Φλεβίτιδος

Η θεραπευτική σειρά της Sanyleg είναι κατασκευασμένη από τέτοιο τύπο υφάσματος που εξασφαλίζει μια «αδιαφανής» εμφάνιση.

Ο ειδικός αυτός τύπος υφάσματος διατηρεί τη μέγιστη ελαστικότητα ενώ παράλληλα εξασφαλίζει βέλτιστο αισθητικό σχέδιο.

Οι κάλτσες αυτές ενδείκνυνται ιδιαίτερα για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών όπως η φλεβική ανεπάρκεια και οι κίρσοι και διατίθενται σε εκδόσεις class I, class II ανοικτού δαχτύλου.

Συνιστάται να λάβετε ιατρική αξιολόγηση και συνταγή πριν χρησιμοποιήσετε αυτά τα προϊόντα



		X - Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
		1	2	3	4	5	6
IG	.B	18 - 20	20 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 32	32 - 35
	.B1	23 - 27	25 - 30	27 - 33	30 - 36	32 - 38	36 - 41
	.C	30 - 36	32 - 40	34 - 44	38 - 48	41 - 51	45 - 54
	.D	26 - 32	29 - 34	31 - 36	33 - 39	37 - 42	40 - 45
	.E	32 - 38	34 - 41	37 - 44	40 - 49	42 - 51	44 - 55
	.F	38 - 50	43 - 54	46 - 59	50 - 64	54 - 69	60 - 74
	.G	38 - 53	43 - 58	46 - 62	50 - 67	54 - 73	60 - 78
IG	SHORT	62 - 71					
	STANDARD	72 - 83					
ID	SHORT	33 - 37					
	STANDARD	38 - 44					

**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ I
ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΑ
ΔΑΧΤΥΛΑ ΜΠΕΖ 18 - 21mmHG | T31**

ΜΕΓΕΘΟΣ

T31	S
	M
	L
	XL
	XXL



**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ II
ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΑ
ΔΑΧΤΥΛΑ ΜΠΕΖ 23 - 32mmHG | T41**

ΜΕΓΕΘΟΣ

T41	S
	M
	L
	XL
	XXL

**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ I
ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ
ΜΠΕΖ 18 - 21mmHG | T32**

**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ I
ΚΑΛΣΟΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ
ΜΠΕΖ 18 - 21mmHG | T33**

ΜΕΓΕΘΟΣ

T32	S
	M
	L
	XL
	XXL

ΜΕΓΕΘΟΣ

T33	S
	M
	L
	XL
	XXL



**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ II
ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ
ΜΠΕΖ 23 - 32mmHG | T42**

**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ II
ΚΑΛΣΟΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ
ΜΠΕΖ 23 - 32mmHG | T43**

ΜΕΓΕΘΟΣ

T42	S
	M
	L
	XL
	XXL

ΜΕΓΕΘΟΣ

T43	S
	M
	L
	XL
	XXL

Αθλητικές διαβαθμισμένης συμπίεσης

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ | SB22

Οι κάλτσες και τα ενδύματα συμπίεσης έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλή στον αθλητικό κλάδο και η γκάμα των προϊόντων με συμπίεση έχει εκραγεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι φυσικό επακόλουθο του γεγονότος ότι οι κάλτσες συμπίεσης έχουν επιστημονικά αποδεδειγμένη θετική επίδραση κατά τη διάρκεια της άσκησης και μετά την άσκηση. Η αθλητική συμπίεση έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και πολλές διεθνείς εταιρείες έχουν πρωτοστατήσει κάνοντας την ιδέα της συμπίεσης γνωστή στους αθλητές



	Size	European	US - Men	US - Women
SB22	S	37 - 39	5 - 6½	6½ - 8
	M	39 - 41	6½ - 8	8 - 10
	L	41 - 43	8 - 9½	10 & over
	XL	43 - 45	9½ - 11	-
	XXL	45 - 47	11 - 12½	-

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


Η συμπίεση διασφαλίζει ότι οι μύες οξυγονώνονται, και τα πόδια αποτρέπονται από πρήξιμο. Δώστε στον εαυτό σας τις καλύτερες προϋποθέσεις για υψηλές επιδόσεις, ανεξάρτητα από το αν παίρνετε μέρος σε έναν αγώνα ή μια προπόνηση.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Φορώντας κάλτσες συμπίεσης κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας υποστηρίζονται οι μύες και μειώνονται οι κραδασμοί που προκαλούνται από μυϊκή κόπωση. Το υποστηρικτικό αποτέλεσμα μπορεί επίσης να αποτρέψει τους νάρθηκες κνήμης και τις μυϊκές κακώσεις.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Οι κάλτσες συμπίεσης σας βοηθούν να επιταχύνετε τη διαδικασία αποκατάστασης. Αυξημένη ροή του αίματος εξασφαλίζει ότι γαλακτικό οξύ και άλλες τοξίνες μεταφέρονται αποτελεσματικά από τους μύες. Μετά από αγώνα ή προπόνηση να φοράτε πάντα κάλτσες συμπίεσης δίνοντας στους μύες σας μια ευκαιρία να ανακάμψουν με τον καλύτερο τρόπο.







www.mobiakcare.com

E: medicalexports@mobiak.com