



**ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ**

# Αναρρόφηση YUWELL 7E-G1 (27±4L/MIN) (Με μπαταρία)

Κωδ. 0803439



## Χαρακτηριστικά:

Αναρρόφηση 7E-G1 (με Μπαταρία)

- Τροφοδοσία DC: AC 100-240V, 50/60Hz ή DC 12V
- Ισχύς εισόδου: 150VA
- Μέγιστη Αρνητική Πίεση: 85±5kPa
- Ρυθμός ροής αέρα: 27L±4/min (είσοδος συσκευής)
- Θόρυβος λειτουργίας: ≤65dB
- Χρόνος λειτουργίας: 30 λεπτά σε λειτουργία, 30 λεπτά εκτός λειτουργίας
- Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: Περίπου 60 λεπτά


## Εγγύηση:

- 2 έτη για την Συσκευή / 1 έτος για την μπαταρία



Φορητή συσκευή αναρρόφησης με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, ιδανική για χρήση σε οχήματα ή σε εξωτερικούς χώρους. Διαθέτει προστασία υπερχειλίσσης και δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης (κατόπιν παραγγελίας). Ιδανική για επείγουσες καταστάσεις και μετακινήσεις, με προαιρετικό σύστημα μίας χρήσης για μέγιστη υγιεινή.

2έτη  
εγγύηση



## Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Σωλήνας αναρρόφησης (Φ7×Φ11, μήκος 2 m): 1 τμχ
- Καθετήρας Αναρρόφησης F8 (παιδιών): 1 τμχ
- Καθετήρας Αναρρόφησης F12 (ενηλίκων): 1 τμχ
- Ασφάλειες (Φ5×20): 2 τμχ
- Φίλτρο αέρα: 2 τμχ
- Καλώδιο Τροφοδοσίας: 1τμχ
- Εγχειρίδιο χρήσης: 1 τμχ

## Διαστάσεις:

- Μεικτό βάρος: 7kg
- Καθαρό Βάρος: 4kg
- Μέγεθος: 48×18,9×28,5cm



# Αναρρόφηση YUWELL 7E-H1 (28±4L/MIN)

**MOBIAK**<sup>®</sup>  
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est 1977

Κωδ. 0803438

2έτη  
εγγύηση



Αποδοτική και αθόρυβη συσκευή αναρρόφησης, κατάλληλη για ιατρική χρήση σε κλινικό ή οικιακό περιβάλλον. Διαθέτει δοχείο συλλογής υγρών από ανθεκτικό υλικό και προσφέρει σταθερή λειτουργία με εύκολη χρήση και συντήρηση. Ιδανική για καθημερινές ανάγκες αναπνευστικής υποστήριξης.



## Χαρακτηριστικά:

Αναρρόφηση 7E-H1 (Ρεύματος)

- Ισχύς εισόδου: 120VA
- Μέγιστη Αρνητική Πίεση: 85±5kPa
- Μέγιστη ροή αέρα: 28±4L/min (είσοδος συσκευής)
- Θόρυβος λειτουργίας: ≤65dB(A)
- Δοχείο συλλογής υγρών: 1000mL, 1 τεμάχιο (υλικό PC)
- Χρόνος λειτουργίας: 30 λεπτά σε λειτουργία, 30 λεπτά εκτός λειτουργίας

## Εγγύηση:

- 2 έτη για την Συσκευή

## Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Σωλήνας αναρρόφησης (μήκος 2 m, Φ7×Φ11): 1 τμχ
- Καθετήρας Αναρρόφησης F8 (για παιδιά): 1 τμχ
- Καθετήρας Αναρρόφησης F12 (για ενήλικες): 1 τμχ
- Ασφάλειες (Φ5×20): 2 τμχ
- Φίλτρο αέρα: 2 τμχ
- Εγχειρίδιο χρήσης: 1 τμχ

## Διαστάσεις:

- Μεικτό βάρος: 7kg
- Καθαρό Βάρος: 3,9kg
- Μέγεθος: 48×16,5×28,5cm

 [www.mobiak.com](http://www.mobiak.com)

 [mobiakcaresales@mobiak.com](mailto:mobiakcaresales@mobiak.com) | [medicalexports@mobiak.com](mailto:medicalexports@mobiak.com)

# Αναρρόφηση YUWELL 7E-C (20L/MIN)

**MOBIAK**<sup>®</sup>  
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est 1977

Κωδ. 0803437

2έτη  
εγγύηση



Αξιόπιστη και πρακτική συσκευή αναρρόφησης, κατάλληλη για ιατρική χρήση και φροντίδα στο σπίτι. Συνδυάζει αποτελεσματική αναρρόφηση με χαμηλό θόρυβο και εύκολη μεταφορά. Ιδανική για καθημερινή υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές ή άλλες ανάγκες απομάκρυνσης εκκρίσεων.



## Χαρακτηριστικά:

Αναρρόφηση 7E-C, 20Lt/min (Ρεύματος)

- Ισχύς εισόδου: 90VA
- Τροφοδοσία: AC230V, 50Hz
- Μέγιστη Αρνητική Πίεση: 85±10KPA
- Μέγιστη ροή αέρα: ≥20L/min (χωρίς δοχείο)
- Θόρυβος λειτουργίας: Θόρυβος: ≤65dB(A)
- Δοχείο συλλογής υγρών: 1000mL
- Χρόνος λειτουργίας: 30 λεπτά σε λειτουργία, 30 λεπτά εκτός λειτουργίας

## Διαστάσεις:

- Μεικτό βάρος: 7kg
- Καθαρό βάρος: 3,7kg
- Μέγεθος: 37×18×28cm

## Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Σωλήνας αναρρόφησης (μήκος 2m, Φ7×Φ12): 1 τμχ
- Καθετήρας Αναρρόφησης F8 (για παιδιά): 1 τμχ
- Καθετήρας Αναρρόφησης F12 (για ενήλικες): 1 τμχ
- Ασφάλειες (Φ5×20): 2 τμχ
- Φίλτρο αέρα: 2 τμχ
- Καλώδιο Ρεύματος: 1 τμχ
- Εγχειρίδιο χρήσης: 1 τμχ

## Εγγύηση:

- 2 έτη για την Συσκευή



www.mobiak.com



mobiakcaresales@mobiak.com | medicalexports@mobiak.com

# Αναρρόφηση YUWELL 7E-A (20L/MIN)

Κωδ. 0803436

2έτη  
εγγύηση



Ελαφριά και αθόρυβη συσκευή αναρρόφησης, ιδανική για ιατρική χρήση και κατ' οίκων φροντίδα. Προσφέρει σταθερή απόδοση, εύκολη λειτουργία και περιλαμβάνει δοχείο συλλογής υγρών. Κατάλληλη για καθημερινή υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές ανάγκες.



## Χαρακτηριστικά:

Αναρρόφηση 7E-A, 20L/min (Ρεύματος)

- Ισχύς εισόδου: 90VA
- Τροφοδοσία: AC230V, 50Hz
- Μέγιστη Αρνητική Πίεση: 85±10KPA
- Μέγιστη ροή αέρα: ≥20L/min (χωρίς δοχείο)
- Θόρυβος λειτουργίας: Περίπου ≤65dB (A)
- Δοχείο συλλογής υγρών: 1000mL
- Χρόνος λειτουργίας: 30 λεπτά σε λειτουργία, 30 λεπτά εκτός λειτουργίας

## Διαστάσεις:

- Μεικτό βάρος: 7kg
- Καθαρό βάρος: 4kg
- Μέγεθος: 28×19,6×28,5cm

## Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Σωλήνας αναρρόφησης (μήκος 2m, Φ7×Φ12): 1 τμχ
- Καθετήρας Αναρρόφησης F8 (για παιδιά): 1 τμχ
- Καθετήρας Αναρρόφησης F12 (για ενήλικες): 1 τμχ
- Ασφάλειες (Φ5×20): 2 τμχ
- Φίλτρο αέρα: 2 τμχ
- Εγχειρίδιο χρήσης: 1 τμχ

## Εγγύηση:

- 2 έτη για την Συσκευή

# Αναρρόφηση YUWELL 7A-23A (32±4 L/MIN)

Κωδ. 0803464

2έτη  
εγγύηση



Η ηλεκτρική συσκευή αναρρόφησης είναι ιδανική για ιατρική χρήση, προσφέροντας αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία. Εύκολη στη χρήση και στον καθαρισμό, με χαμηλό επίπεδο θορύβου και σταθερή απόδοση.



## Χαρακτηριστικά:

Αναρρόφηση 7A-23A, 32±4 L/MIN  
(χωρίς δοχείο)

- Ισχύς εισόδου: 180VA
- Μέγιστη Αρνητική Πίεση: 90±10KPA
- Μέγιστη ροή αέρα: 32±4L (χωρίς δοχείο)
- Θόρυβος: ≤60dBA
- Χρόνος λειτουργίας: 30 λεπτά ενεργοποίησης, 30 λεπτά απενεργοποίησης
- Δοχείο: 2000mL/pc \*2

## Εγγύηση:

- 2 έτη για την συσκευή

## Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Σωλήνας αναρρόφησης (Φ7×Φ12, μήκος 2 m): 1 τμχ
- Σωλήνας αναρρόφησης κοιλιάς: 1 τμχ
- Ασφάλειες (Φ5×20): 2 τμχ
- Φίλτρο αέρα: 2 τμχ
- Καλώδιο ρεύματος: 1 τμχ
- Ποδοδιακόπτης: 1 τμχ
- Εγχειρίδιο χρήσης: 1 τμχ

## Διαστάσεις:

- Μεικτό βάρος: 10,2kg
- Καθαρό βάρος: 8,5kg
- Μέγεθος: 37.4×30.9×49.9cm



# Αναρρόφηση YUWELL 7A-23D (20 L/MIN)

Κωδ. 0803434

2έτη  
εγγύηση



## Χαρακτηριστικά:

Αναρρόφηση 7A-23D, 20Lt/min (Ρεύματος)

- Τροφοδοσία: AC230V, 50Hz
- Μέγιστη Αρνητική Πίεση: 90±10KPA
- Θόρυβος λειτουργίας: ≤60 dB(A)
- Ισχύς εισόδου: 180VA
- Μέγιστη ροή αέρα: ≥20L/min
- Δοχείο συλλογής υγρών: 2500mL/τεμ. \*2

## Εγγύηση:

- 2 έτη για την συσκευή

## Διαστάσεις:

- Μεικτό βάρος: 15,2kg
- Καθαρό βάρος: 13,5kg
- Μέγεθος: 36×32×48cm

## Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Σωλήνας αναρρόφησης κοιλιάς: 1 τμχ
- Ασφάλειες (Φ5×20): 2 τμχ
- Φίλτρο αέρα: 2 τμχ
- Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (Φ7×Φ12, μήκος 2 m): 1 τμχ
- Καλώδιο ρεύματος: 1 τμχ
- Ποδοδιακόπτης: 1 τμχ
- Εγχειρίδιο χρήσης: 1 τμχ

Αποτελεσματική και εργονομική συσκευή αναρρόφησης, σχεδιασμένη για ασφαλή απομάκρυνση εκκρίσεων σε νοσοκομειακό και οικιακό περιβάλλον. Ιδανική για επαγγελματίες υγείας και φροντίδα στο σπίτι, προσφέρει αξιόπιστη λειτουργία με εύκολη μεταφορά και χρήση.

# Χειροκίνητη Αναρρόφηση YUWELL 7B-1 (20L/MIN)

Κωδ. 0803435

2έτη  
εγγύηση

**MOBIAK**<sup>®</sup>  
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est 1977

○ Η Χειροκίνητη συσκευή αναρρόφησης είναι μια φορητή και εύχρηστη λύση για άμεση αναρρόφηση. Διαθέτει μοχλό λειτουργίας, ιδανική για επείγουσες καταστάσεις ή χρήση εκτός ιατρείου.



## Χαρακτηριστικά:

Αναρρόφηση 7B-1 (20L/MIN) (Χειροκίνητη)

- Μέγιστη Αρνητική Πίεση  $\geq 40$  kpa
- Μέγιστη ροή:  $\geq 20$  L/min
- Δοχείο συλλογής υγρών: 200ml

## Εγγύηση:

- 2 έτη για την Συσκευή

## Διαστάσεις:

- Μεικτό βάρος: 1,5kg
- Καθαρό Βάρος: 0,202kg
- Μέγεθος: 17×18×5cm

## Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Σωλήνας Αναρρόφησης 8mm: 1τμχ
- Καθετήρας Αναρρόφησης F8 (παιδιών): 1 τμχ
- Καθετήρας Αναρρόφησης F12 (ενηλίκων): 1 τμχ
- Εγχειρίδιο Χρήσης

 [www.mobiak.com](http://www.mobiak.com)

 [mobiakcaresales@mobiak.com](mailto:mobiakcaresales@mobiak.com) | [medicalexports@mobiak.com](mailto:medicalexports@mobiak.com)

48

YEARS

OF EXPERIENCE MOBIAK S.A.  
1977 - 2025

 **MOBIAK**®  
**MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING** est 1977